

Der **Invacare Matrx PB** unterstützt den mittleren Rumpf und den unteren Schulterbereich. Der Nutzer wird dank der deutlichen Konturierung sehr gut positioniert. Auch als Heavy Duty Ausführung erhältlich.

Entscheidungshilfe

- Stabilität für Oberkörper und Hüfte
- Zur Positionierung für Nutzer mit Unterstützungsbedarf
- Mehr Funktionalität und Mobilität durch stabile Haltung



Eigenschaften Matrx PB und PB Heavy Duty

- Ergonomisch geformte Rückenschale aus formbarem ABS-Kunststoff
- Druckentlastendes Polster aus Formschaum mit atmungsaktivem Bezug
- Überlappendes Polster als Kantenschutz
- Herausnehmbare Lumbalstütze
- Keine separaten Pelotten notwendig
- Kopfstützenhalterung integriert

Noch mehr Stabilität und Positionierung zur Kompensation von Haltungsschwächen bei Erhalt der natürlichen Mobilität bietet der besonders tief konturierte Rücken **Invacare Matrx PB Deep**, der ebenfalls als Heavy Duty-Version verfügbar ist.

Eigenschaften Matrx PB Deep und PB Deep HD

- Wie **Matrx PB**



Technische Daten

	Tiefen-einstellung ¹	Winkel-einstellung ¹	Gesamt-gewicht ¹	Max. Nutzergewicht
Matrx® PB				
Matrx® PB Heavy Duty	100 mm (50 mm vor und 50 mm hinter den Rückenrohren)	40° +/- 20°	ohne Halterung: ca. 1,3 kg	136 kg
Matrx® PB Deep			ca. 2,7 kg	227 kg
Matrx® PB Deep Heavy Duty			ca. 1,3 kg	136 kg
Matrx® PB Deep Heavy Duty			ca. 3,2 kg	227 kg

HMV-Nummer: 18.99.07.0015

1. Das angegebene Gewicht bezieht sich auf die kleinste verfügbare Größe. Bitte beachten Sie die eingeschränkte Tiefen- und Winkeleinstellung bei der Montage eines breiteren Rückens an einen schmaleren Stuhl.