




Sicher und belastbar

- Wiedereinsatz möglich
- Fahrbarer Toilettenstuhl
- Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken durch platz sparenden Schiebebügel
- Erleichtertes Umsetzen durch nach unten wegklappbare Armlehnen (über Entriegelungsfunktion) und abschwenkbare, abnehmbare Fußstützen
- Stabile Toilettenbrille mit integriertem Toilettentopfhalter und Toilettentopf

Der **H720T** ist wie folgt erhältlich:

- **H720T** Standardversion mit Sitztiefe und -breite von jeweils 450 mm, Belastbarkeit 135 kg
- **H720T Special** mit Sitztiefe 480 mm und Sitzbreite 600 mm, Belastbarkeit bis 200 kg



Sicher und stapelbar

- Wiedereinsatz möglich
- Leichte Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen
- Schnelle, 10-stufige Höhenverstellbarkeit
- Innovativer Toiletteneinsatz
- Optimale Positionierung über dem Toilettenbecken
- Belastbarkeit bis 140 kg

Technische Daten

Bestellnummern	Invacare® H720T	Invacare H720TSpecial	H440 Omega Eco
Toilettenstuhl, fahrbar	1525770		
Toilettenstuhl, fahrbar (Sonderanfertigung)		H720TSpecial	
Toilettenstuhl (VPE: 5 Stk.)			1542903
Hilfsmittelverzeichnisnummern	18.46.02.0001	18.46.02.0001 und 18.99.99.2002	33.40.04.0023
Weiteres			
Gewicht	14,0 kg	23,5 kg	8 kg
Belastbarkeit	135 kg	200 kg	140 kg
Farbe	Schwarz-Anthrazit	Schwarz-Silber	Lavendelblau