


Aquatec® **Dot**



NEU

Sicher und vielseitig

- Zwei Hygieneausschnitte
- Leicht einzustellende Sitzhöhe in 7 Stufen (400-550 mm)
- Sehr geringes Gewicht mit 1,65 kg
- Werkzeuglos montierbar und sehr einfach zu reinigen
- Stabiler Halt durch rutschfeste Füße

Aquatec® **Disk on Dot**




- Mit einem Handgriff wird aus dem Duschhocker **Dot**, der Drehscheibe **Disk** und einem Adapter ein Duschhocker mit drehbarer Sitzfläche
- Hohe Belastbarkeit: 125 kg!

Technische Daten

Bestellnummern	Aquatec® Dot	Aquatec® Disk on Dot Sitzhöhe 550 mm
Duschhocker (VPE: 1 Stück)	1564679	
Duschhocker (VPE: 2 Stück)	1564759	
Disk on Dot blau inkl. Adapter		1575267
Disk on Dot grau inkl. Adapter		1575268
Disk for Dot blau inkl. vormontiertem Adapter		1575269
Disk for Dot grau inkl. vormontiertem Adapter		1562350
Weiteres		
Gewicht	1,65 kg	4,1 kg
Belastbarkeit	135 kg	125 kg
Farbe	Grau	Blau, Grau

Invacare **H291 / H296 Cadiz**



Sicher und variabel

- Leicht zu reinigende und desinfizierbare, ergonomische Sitzfläche
- Sehr hohe Belastbarkeit mit 143 kg
- H296 mit Rückenlehne erhältlich

Invacare **I-Fit 9780E / I-Fit 9781E**





Sicher und robust

- Extrem hohe Belastbarkeit bis 180 kg
- Leicht zu reinigende und desinfizierbare, ergonomische Sitzfläche
- Leichte Intimhygiene durch integrierten Hygieneausschnitt
- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich

Technische Daten

	Invacare H291 Cadiz	Invacare H296 Cadiz	Invacare I-Fit 9780E	Invacare I-Fit 9781E
Duschstuhl ohne Rückenlehne (VPE: 2 Stück)	1544791			
Duschstuhl mit Rückenlehne (VPE: 2 Stück)		1544829		
Duschhocker (VPE: 2 Stück)			9780E	
Duschstuhl (VPE: 2 Stück)				9781E
Weiteres				
Belastbarkeit	143 kg	143 kg	180 kg	180 kg
Gewicht	3 kg	3 kg	3,7 kg	4,5 kg
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß

Aquatec® **Sorrento Duschstuhl und -hocker**



Die neue Sorrento Duschocker und Duschstuhl Familie

- Reduktion der Lagerkosten durch modulare Bauweise, alles ist mit allem kompatibel
- Einfachster Zusammenbau und Einweisung
- Rutschsichere Soft-touch Oberfläche
- Individuelle und flexible Anpassbarkeit durch weichen Rücken
- Optimale Lagerung und einfacher Transport durch werkzeuglose Faltbarkeit
- Mit oder ohne Hygieneausschnitt erhältlich




Sorrento Duschocker mit Armlehnen

Sorrento Duschocker




Einfach zusammenfaltbar

Aquatec® Sorrento Badewanneneinhängesitz



- Werkzeuglose Anpassung an alle Standardbadewannen
- Sichere Platzierung in der Wanne durch höhenverstellbare Beine vorn und verstellbare, rutschfeste Befestigungsarme
- Angenehmes Sitzgefühl durch Soft-Touch-Oberflächen (rutschhemmend) und weiche Rückenlehne

Aquatec® Sorrento Badewannendrehsitz



- Sichere Positionierung in der Badewanne durch vier rutschfeste Befestigungsarme
- Lässt sich anpassen an alle Standardbadewannen
- Erleichtert den Transfer in die Wanne durch die Drehfunktion
- Einfach zu drehen durch Lösen eines der beiden Klemmhebels - links- oder rechtshändisch

Technische Daten

	mit Hygieneausschnitt	mit Hygieneausschnitt	mit Hygieneausschnitt	ohne Hygieneausschnitt	ohne Hygieneausschnitt	ohne Hygieneausschnitt	Badewanneneinhängesitz	Badewannendrehsitz
Duschstuhl mit Armlehnen	1532633			1532730				
Duschhocker mit Armlehnen		1532660			1532729			
Badewanneneinhängesitz mit Hygieneausschnitt							1532715	
Badewannendrehsitz mit Hygieneausschnitt								1532693
Hilfsmittelverzeichnisnummern	04.40.03.2033	04.40.03.1023		04.40.03.2032			04.40.02.2014	04.40.02.3022
Duschhocker ohne Armlehnen			1532661			1532728		
Weiteres								
Belastbarkeit	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	130 kg	130 kg
Gewicht	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	4,5 kg	6 kg
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß

Aquatec® **Pico**



Sicher und modular individuell gestaltbar

- Einfache Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen
- Individuell ausrüst- und ausstattbar
- Optimiert für hohe Wiedereinsatzquoten
- Großer Hygieneausschnitt, wahlweise vorn oder hinten, durch zwei Anbringungsmöglichkeiten der Rückenlehne
- Höhenverstellbare Standbeine
- Belastbar bis 160 kg!

Optionen und Merkmale



Pico als Duschhocker.



Pico mit Armlehnen.



Pico mit Rückenlehne.

Technische Daten

Bestellnummern	Aquatec Pico
Duschhocker	9.20.001
Duschhocker mit Armlehnen	9.21.001
Duschstuhl mit Rückenlehne	9.23.001
Duschstuhl komplett	9.22.001
Rückenlehne	16469
Armlehnen (Paar)	16468
Hilfsmittelverzeichnisnummern	
Duschhocker mit Armlehnen	04.40.03.1009
Duschstuhl komplett	04.40.03.2012

Weiteres	
Gewicht Duschhocker	3,2 kg
Gewicht Duschhocker mit Armlehnen	4,1 kg
Gewicht Duschstuhl mit Rückenlehne	4,0 kg
Gewicht Duschstuhl komplett	4,8 kg
Belastbarkeit	160 kg!
Farbe	Weiß

Aquatec® **Pico 3 in 1**



Sicher und modular individuell gestaltbar

- Einfache Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen
- Individuell ausrüst- und ausstattbar
- Optimiert für hohe Wiedereinsatzquoten
- Feststehender, höhenverstellbarer Multifunktionsstuhl
- Vielseitig einsetzbar: als Duschstuhl, Toilettenstuhl oder Toilettenstützgestell
- Einfache Handhabung: Toilettentopf kann von allen 4 Seiten entnommen werden
- Armlehnen, Rückenlehne, Toilettentopf und Toilettentopfhalter sind im Lieferumfang enthalten
- Belastbar bis 160 kg!

Optionen und Merkmale



Pico 3 in 1 ohne Arm- und Rückenlehne.



Pico 3 in 1 mit einer Armlehne.



Pico 3 in 1 als Toilettenstützgestell.



Pico 3 in 1 mit Universalsoftsitz.



Pico 3 in 1 komplett.

Technische Daten

Bestellnummern	Aquatec Pico 3 in 1
Duschstuhl komplett	1525887
Universalsoftsitz	1526032
Hilfsmittelverzeichnisnummern	
Duschhocker mit Armlehnen	
Duschstuhl komplett	04.40.03.2029

Weiteres	
Gewicht Duschstuhl komplett	4,8 kg
Belastbarkeit	160 kg!
Farbe	Weiß

