

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale _____

indirizzo _____

email _____

numero di telefono _____

Dati Utente

Nome & Cognome _____

indirizzo _____

email _____

num telefono _____

Prezzo al pubblico

€ 2.800

- DHA0031 **KÜSCHALL CHAMPION**
Configurazione Std comprensiva di **Telaio in Alluminio e spondina parafango fissa in carbonio**

- INVCARE** **unique** Costruzione speciale

quotazione su richiesta



Carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi / Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. **Nr. Repertorio DM 1902860/R**. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TUV.

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

- Casella da barrare Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

TIPO DI TELAIO

- | | | | |
|----------------------------------|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> DHA1150 | 75° in alluminio | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1160 | 90° in alluminio | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1170 | 75° in alluminio con adduzione distanza interna telaio anteriore SB-100 mm | | € 165 |
| <input type="checkbox"/> DHA1180 | 90° in alluminio con adduzione distanza interna telaio anteriore SB-100 mm | | € 165 |

TELAIO SK (Swiss Knife)

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> DHA1250 | Telaio anteriore pieghevole | | € 520 |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------|

LARGHEZZA SEDUTA (SW)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|----------------------------------|--------|---|------|
| <input type="checkbox"/> DHA1320 | 360 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1340 | 440 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1325 | 380 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1345 | 460 mm | | € 50 |
| <input type="checkbox"/> DHA1330 | 400 mm | ◆ | | <input type="checkbox"/> DHA1350 | 480 mm | | € 50 |
| <input type="checkbox"/> DHA1335 | 420 mm | ○ | | | | | |

PROFONDITA' SEDUTA (SD)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|----------------------------------|--------|---|--|
| <input type="checkbox"/> DHA1405 | 340 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1445 | 420 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1415 | 360 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1460 | 440 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1425 | 380 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1470 | 460 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1435 | 400 mm | ◆ | | <input type="checkbox"/> DHA1480 | 480 mm | ○ | |

ALTEZZA SCHIENALE (BH)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--------|---|--|
| <input type="checkbox"/> DHA1600 | Selezionare in caso di Schinale Matrix | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> DHA1615 | 300 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1645 | 390 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1620 | 315 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1650 | 405 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1625 | 330 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1655 | 420 mm | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1630 | 345 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1660 | 435 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1635 | 360 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1665 | 450 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1640 | 375 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1670 | 465 mm | ○ | |

ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|----------------------------------|------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> DHA1740 | 450 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1765 | 500 mm | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1745 | 460 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1770 | 510 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1750 | 470 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1775 | 520 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1755 | 480 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1780 | 530 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1760 | 490 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1785 | 540 mm (solo ruote 5") | ○ | |

ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> DHA1815 | 390 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1840 | 440 mm | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1820 | 400 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1845 | 450 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1825 | 410 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1850 | 460 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1830 | 420 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1855 | 470 mm, solo con ruote da 25" e 26" | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1835 | 430 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1860 | 480 mm, solo con ruote da 25" e 26" | ○ | |

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

- | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|--|----------------------------------|--------|---|--|
| <input type="checkbox"/> DHA1924 | 320 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1944 | 420 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1926 | 330 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1946 | 430 mm | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1928 | 340 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1948 | 440 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1930 | 350 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1950 | 450 mm | ○ | |
| <input type="checkbox"/> DHA1932 | 360 mm | ○ | | <input type="checkbox"/> DHA1952 | 460 mm | ○ | |

one order. one delivery. onesolution



Leggere sempre le note a fianco

Le misure della nuova **Champion 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

Il telaio con adduzione non è compatibile con la clip di fissaggio chiusura e disponibile solo per larghezza seduta > 400 mm

Versione SK: solo con telaio dritto e lunghezza gambe LLL > 370 mm.

se LLL 380 mm solo con SD ≥ 400 mm

se LLL 390 mm solo con SD ≥ 380 mm

Larghezza seduta da 480 solo con telaio addotto.

FSTF e ruote posteriori

22": 390 - 440 mm

24": 390 - 460 mm

25": 410 - 480 mm

26": 430 - 490 mm

Angolo telaio da 75° compatibile con differenza tra FSTF - RSTF che va da 0 a 70mm

Angolo telaio da 90° compatibile con differenza tra FSTF - RSTF che va da 30a 100 mm

A seconda della configurazione il poggiatesta può essere montato alto quando:

FSTF > 500 mm e LLL < 400 mm

FSTF ≤ 500 mm e LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm disponibile solo attraverso MYKuschall

<input type="checkbox"/>	DHA1934	370 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA1954	470 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA1936	380 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA1956	480 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA1938	390 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA1958	490 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA1940	400 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA1960	500 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA1942	410 mm	<input type="radio"/>				

Versione SK solo con UL > 370 mm

SCHIENALE

SCHIENALE REGOLABILE IN INCLINAZIONE E RIBALTABILE

<input type="checkbox"/>	DHA2140	Schienale regolabile in inclinazione, ribaltabile con bloccaggio	◆
--------------------------	---------	--	---

TELA SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DHA2200	Standard, fissa imbottita	◆
<input type="checkbox"/>	DHA2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2230	Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back	€ 170
<input type="checkbox"/>	DHA2240	Senza tela schienale	○

Se RH < 300 mm non possibile tela schienale standard, non possibile tubo tensore schienale o scegliere senza manopole. La barra stabilizzatrice non può essere montata con le manopole di spinta pieghevoli.

Obbligatorio senza tela schienale nel caso di schienali Matrx.

SCHIENALI MATRX

<input type="checkbox"/>	DHA2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHA1350)	€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHA1350)	€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHA1350)	€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHA1350)	€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set		€ 850
<input type="checkbox"/>	DHA2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW 480mm (DHA1350)	€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set		€ 809
<input type="checkbox"/>	DHA2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set		€ 809




LARGHEZZA SCHIENALI MATRX

<input type="checkbox"/>	DHA2360	360 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2362	380 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2364	410 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2366	430 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2368	460 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2370	480 MM	○
<input type="checkbox"/>	DHA2372	510 MM	○

MANOPOLE DI SPINTA

<input type="checkbox"/>	DHA2400	Senza manopole di spinta	◆
<input type="checkbox"/>	DHA2410	Fisse, corte	€ 40
<input type="checkbox"/>	DHA2420	Fisse, lunghe	€ 40
<input type="checkbox"/>	DHA2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 160
<input type="checkbox"/>	DHA2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 165
<input type="checkbox"/>	DHA2450	Pieghevoli	€ 165

Senza manopole non possibile con RH < 300 mm.

Tela schienale standard non possibile con manopole lunghe.

SCHIENALE INCLINABILE (RW)

<input type="checkbox"/>	DHA2510	76°	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA2570	89,5°	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA2530	80,5°	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DHA2590	94°	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DHA2550	85°	◆				

SEDUTA

TELA SEDUTA


<input type="checkbox"/>	DHA2600	Standard, fissa in Nylon nero	◆
--------------------------	---------	-------------------------------	---

OPTIONAL SEDUTA

<input type="checkbox"/>	DHA2700	Cuscino seduta standard, 60 mm con visco	€ 50
<input type="checkbox"/>	DHA2710	Cuscino Matrx Flo-Tech Lite	€ 135
<input type="checkbox"/>	DHA2720	Cuscino LIBRA	€ 629
<input type="checkbox"/>	DHA2740	CLASSIC VISCO CUSHION 375 X 400 MM	€ 80
<input type="checkbox"/>	DHA2742	CLASSIC VISCO CUSHION 405 X 400 MM	€ 80
<input type="checkbox"/>	DHA2744	CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM	€ 80
<input type="checkbox"/>	DHA2746	CLASSIC VISCO CUSHION 455 X 400 MM	€ 80
<input type="checkbox"/>	DHA2800	Marsupio completo di cinturino con clip di fissaggio	€ 85

POGGIAPIEDI

<input type="checkbox"/>	DHA3240	Ribaltabile lateralmente, montato in avanti con inserti antiscivolo	○
<input type="checkbox"/>	DHA3250	Ribaltabile lateralmente, montato indietro con inserti antiscivolo	◆

Cuscino LIBRA non disponibile con profondità seduta < 400 mm; larghezza seduta da 360 mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420 mm

STRISCIA FERMA POLPACCIO

- DHA3320 Montata sul supporto delle forcelle ◆
- DHA3330 Montata sul telaio ○

Telaio diritto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 mm
Telaio addotto: Poggiapiedi montato alto non possibile con SW 360 - 400 mm

SPONDINE

- DHA3420 Spondine Paraabiti dritte in carbonio, ribaltabili indietro ○
- DHA3430 Spondine Parafango fisse in carbonio ◆
- DHA3440 Spondine Parafango estraibili e reg.li in H in Carbonio € 220

Le spondine paraabiti aumentano da 0 a 10 mm la larghezza della seduta, le parafango da 5 a 10 mm.

BRACCIOLI

- DHA3480 Braccioli Tubolari Regolabili in altezza, estraibili € 190
- DHA3490 Braccioli a T Regolabili in altezza, estraibili, ridotti, senza fianchetto, solo con spondine dritte € 180

COLORE TELAIO DI SERIE

- DHA4000 Nero spaziale ○
- DHA4010 Grigio antracite ○
- DHA4020 Bianco candido ○
- DHA4030 Rosso Carminio ○
- DHA4040 Azzurro ○

Colori di serie personalizzabili con decalcomania ed etichetta

COLORE TELAIO SPECIAL

- DHA4060 Giallo Fluo € 300
- DHA4100 Nero lucido € 300
- DHA4130 Grigio argento € 300
- DHA4170 Arancione dinamite € 300
- DHA4140 Royal blu € 300
- DHA4180 Verde foresta € 300
- DHA4150 Rosso rubino € 300
- DHA4050 Personale, su richiesta Preventivo
- DHA4070 Viola atomico € 300

Colori telaio SPECIAL personalizzabili solo con etichetta. + 10 giorni tempi di consegna

STILE

- DHA4190 Decalcomania ○
- DHA4195 Etichetta ◆
- DHA4197 Senza etichetta o decalcomania ○

COLORE DECALCOMANIA

- DHA4200 Nero € 150
- DHA4230 Rosso € 150
- DHA4210 Grigio scuro € 150
- DHA4240 Blu € 150
- DHA4220 Grigio chiaro € 150
- DHA4250 Oro € 150

COLORE ETICHETTA

- DHA4300 Nera ○
- DHA4310 Rossa ◆

RUOTE

RUOTE ANTERIORI


- DHA5000 3" Supersport ○
- DHA5050 4" Everyday, gomma nera ○
- DHA5100 4" Comfort, gomma nera ○
- DHA5150 4" Starec cerchio nero € 115
- DHA5200 4" FrogLegs Cerchio Nero € 115
- DHA5250 4" FrogLegs Cerchio Argento € 115
- DHA5300 5" Everyday, gomma nera ○
- DHA5350 5" Comfort, gomma nera ◆
- DHA5400 5" Starec cerchio nero € 115
- DHA5450 5" FrogLegs Cerchio Nero € 115
- DHA5500 5" FrogLegs Cerchio Argento € 115

Ruote da 3" con FSTF < 530 mm
Ruote da 4" solo con FSTF < 540 mm.

CENTRO DI GRAVITA'

- DHA6100 1a posizione *Più Attiva!* ○
- DHA6150 6a posizione ○
- DHA6110 2a posizione ○
- DHA6160 7a posizione ○
- DHA6120 3a posizione ○
- DHA6170 8a posizione ○
- DHA6130 4a posizione ○
- DHA6180 9a posizione *Più stabile!* ○
- DHA6140 5a posizione ◆

Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG



Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy

PERNO TETRA CLIP

- DHA6300 Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip € 125

DIAMETRO RUOTE POSTERIORI

- DHA6410 24" ◆
- DHA6420 25" ○
- DHA6430 26" € 170

TIPO RUOTA POSTERIORE

- DHA6500 24" Ruote **Active** (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero ◆
- DHA6510 24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero € 110
- DHA6520 24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero € 290
- DHA6550 24" - 25" Spinergy LXX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero € 650

Ruote Active non compatibili con copriraggi

COPERTONI

- DHA6600 24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche ◆
- DHA6625 24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato € 85
- DHA6630 24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio € 95
- DHA6660 24" scolpito, pieno, nero € 60

Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX.

CORRIMANO

- DHA6700 24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm € 150
- DHA6710 24" - 26" Acciaio, solo a 30 mm € 100
- DHA6720 24" Titanio, solo a 30 mm regolabile anche a 40 mm € 220
- DHA6740 24" **Carbolife Gekko** montato 30 mm regolabile anche a 40 mm € 340
- DHA6750 24" **Carbolife Gekko S**, a 30 mm € 340
- DHA6760 24" **Carbolife CurveL** a 30 mm regolabile a 40 mm € 340
- DHA6770 24" **Carbolife Quadro**, a 30 mm regolabile a 40 mm € 340
- DHA6780 24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm ◆



<input type="checkbox"/>	DHA6790	24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm	€ 120	
CAMPANATURA				
<input type="checkbox"/>	DHA6820	Campanatura 0°	○	
<input type="checkbox"/>	DHA6830	Campanatura 1°	○	
<input type="checkbox"/>	DHA6840	Campanatura 3°	○	Campanatura 3° no con freni performance.
COPRIRAGGI				
<input type="checkbox"/>	DHA6900	22" - 24" - 26" Trasparenti	€ 100	
CINTURINO DI CHIUSURA				
<input type="checkbox"/>	DHA7000	Cinturino di fissaggio chiusura con Strapp	€ 30	
<input type="checkbox"/>	DHA7010	Cinturino di fissaggio chiusura con Clip	€ 30	
CORDONCINO DI APERTURA				
<input type="checkbox"/>	DHA7100	Cordoncino di apertura (per aprire anteriormente la carrozzina)	◆	
SICUREZZA & ACCESSORI				
FRENI				
<input type="checkbox"/>	DHA7200	Freno a trazione	○	
<input type="checkbox"/>	DHA7210	Freno a spinta, leva piegata	◆	
<input type="checkbox"/>	DHA7220	Freno a spinta, leva dritta	○	
<input type="checkbox"/>	DHA7230	Freno Performance	€ 90	
<input type="checkbox"/>	DHA7240	Freno Active	€ 90	
<input type="checkbox"/>	DHA7250	Freno Light Active	€ 210	
PROLUNGA FRENO				
<input type="checkbox"/>	DHA7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55	
ANTIRIBALTAMENTO				
<input type="checkbox"/>	DHA7500	Antiribaltamento Lato destro	€ 120	
<input type="checkbox"/>	DHA7510	Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120	
<input type="checkbox"/>	DHA7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200	
CINTURE				
<input type="checkbox"/>	DHA7800	Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 60	
<input type="checkbox"/>	DHA7810	Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145	
<input type="checkbox"/>	DHA7820	Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145	
<input type="checkbox"/>	DHA7830	Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145	
ACCESSORI				
<input type="checkbox"/>	DHA7900	Catarifrangenti montati sui raggi	€ 110	
<input type="checkbox"/>	DHA7910	Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 60	
<input type="checkbox"/>	DHA8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60	Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, aiutoribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone.
<input type="checkbox"/>	DHA8100	Aiuto ribaltamento, lato dx	€ 65	
<input type="checkbox"/>	DHA8200	Porta bastone, lato dx	€ 75	
<input type="checkbox"/>	DHA8300	Ruote da 3" antibarriera solo in combinazione con doppio antiribaltamento	€ 200	
<input type="checkbox"/>	DHA8550	Set utensili	€ 25	
<input type="checkbox"/>	DHA8650	Borsa per ruote	€ 95	
<input type="checkbox"/>	DHA8680	Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480	
<input type="checkbox"/>	DHA8700	Borsa morbida per trasporto Kuschall Champion con ruote	€ 280	
<input type="checkbox"/>	DHA8750	Borsa rigida per trasporto Kuschall Champion SK	€ 330	Attenzione: la borsa rigida per Champion SK non è compatibile quando la carrozzina monta: - spondine parafrangente fisse - manopole fisse - manopole regolabili in altezza - schienali matrix
<input type="checkbox"/>	DHA8800	Cinturino poggiapolpaccio body point	€ 95	
<input type="checkbox"/>	DHA8850	Borsa bodypoint	€ 100	






onesolution.

one order. one delivery. onesolution

Kuschall matix Bodypoint

3D VISUALIZER