

KÜSCHALL COMPACT *attract*

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato	
ragione sociale	
indirizzo	
email	
num telefono	

Dati Utente	
Nome & Cognome	
indirizzo	
email	
num telefono	




Carrozzina ad autospinna sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera
 Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017

Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV.

Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi
 Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi



☐ DDY0014	KÜSCHALL COMPACT attract	€ 1.610
☐ DDY0211	Telaio Standard	
☐ DDY1416	Braccioli a "T", regolabili in altezza, estraibili, ridotti per tavolo, fianchetto in plastica	
☐ DDY0921	Ruota posteriore 24" ACTIVE pneumatica, con corrimano in Alluminio, 24 raggi e mozzo nero	
Antiribaltamento compreso nel prezzo (barrare una tra le opzioni proposte a fianco)		
☐ DDY1702	Montato a DX	
☐ DDY1703	Montato a SX	
☐	Senza Antiribaltamento	



Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

☐ Casella da barrare ☒ Configurazione Standard ☐ Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

BARRA LA TUA SCELTA

Leggere sempre le note a fianco

		LARGHEZZA SEDUTA in mm							
		360 mm DDY0126	380 mm DDY0128	400 mm DDY0130	420 mm DDY0132	440 mm DDY0134	460 mm DDY0136	480 mm DDY0138	500 mm DDY0140
		Crociera Singola				Crociera Triplex			
PROFONDITA' SEDUTA in mm	360 mm DDY0412	○	○	○	○	○	○	○	○
	380 mm DDY0415	○	○	○	○	○	○	○	○
	400 mm DDY0417	○	○	○	○	○	○	○	○
	420 mm DDY0420	○	○	○	○	○	○	○	○
	440 mm DDY0422	○	○	○	○	○	○	○	○
	460 mm DDY0424	○	○	○	○	○	○	○	○
	480 mm DDY0427	○	○	○	○	○	○	○	○
	500 mm DDY0429	○	○	○	○	○	○	○	○

ALTEZZA SCHIENALE (RH)

☐ DDY0506	330 mm	○	☐ DDY0524	450 mm	○
☐ DDY0509	345 mm	○	☐ DDY0526	465 mm	○
☐ DDY0512	360 mm	○	☐ DDY0528	480 mm	○
☐ DDY0514	375 mm	◆	☐ DDY0530	495 mm	○
☐ DDY0516	390 mm	○			
☐ DDY0518	405 mm	○			
☐ DDY0520	420 mm	○			
☐ DDY0522	435 mm	○			

ALTEZZA SEDUTA ANTERIORE DA TERRA (Shv)

☐ DDY0845	430 mm	○	☐ DDY0852	500 mm	◆
☐ DDY0846	440 mm	○	☐ DDY0853	510 mm	○



ST 360 e 380 non compatibile con posizione 1 ruote posteriori, e con ruote anteriori da 7" e posizione 2 ruote posteriori.
 ST 400 non compatibile con ruote da 7" e posizione 1 ruote posteriori

Dettaglio piastra verticale per le regolazioni e crociera triplex



Per altezze seduta da terra pari a 470 o inferiori non è possibile montare ruote da 7"
 Per altezze seduta da terra pari a 440 o inferiori non è possibile montare ruote da 6"

DDY0847	450 mm	○	DDY0854	520 mm	○
DDY0848	460 mm	○			
DDY0849	470 mm	○			
DDY0850	480 mm	○			
DDY0851	490 mm	○			

ALTEZZA SEDUTA POSTERIORE DA TERRA (SHh)

DDY0945	400 mm	○	DDY0950	450 mm	◆
DDY0946	410 mm	○	DDY0951	460 mm	○
DDY0947	420 mm	○	DDY0952	470 mm	○
DDY0948	430 mm	○	DDY0953	480 mm	○
DDY0949	440 mm	○	DDY0954	490 mm	○

LUNGHEZZA GAMBE

DDY1679	380 mm	○	DDY1684	430 mm	◆
DDY1680	390 mm	○	DDY1685	440 mm	○
DDY1681	400 mm	○	DDY1686	450 mm	○
DDY1682	410 mm	○	DDY1687	460 mm	○
DDY1683	420 mm	○			

SCHIENALE**TUBI SCHIENALE**

DDY0736	Tubi schienale dritti (schienale non reclinabile)	◆
DDY0705	Lumbal (con curvatura lombare)	○
DDY0720	Reclinabile da -8° a +12° con angolo settato a (vedi sotto)	€ 190

ANGOLO DELLO SCHIENALE

DDY0707	82° (= -8°)	○	DDY0719	94° (= +4°)	○
DDY0718	86° (= -4°)	○	DDY0711	98° (= +8°)	○
DDY0709	90° (= 0°)	○	DDY0712	102° (= +12°)	○

TELA SCHIENALE

DDY0700	Fissa imbottita	10	◆
DDY0725	Tela schienale tensionabile nera con tasca e clip magnetica		○
DDY0735	Tensionabile con Velcro, imbottita con fodera traspirante Aero Back		€ 150

MANOPOLE DI SPINTA

DDY0702	Fisse, lunghe	€ 40
DDY0750	Senza manopole di spinta	○
DDY0751	Fisse, corte	◆
DDY0703	Regolabili in altezza, montate dietro	€ 150
DDY0733	Regolabili in altezza, integrate	€ 150
DDY0704	Pieghevoli	€ 150

TUBO TENSORE

DDY1491	Tubo tensore ribaltabile ed estraibile	€ 150
---------	--	-------

SEDUTA

DDY0611	Tela sedile con una fascia in Velcro centrale	◆
DDY0600	Cuscino standard, h 60 mm	€ 50
DDY0606	Marsupio completo di cinturino per fissaggio	€ 70
DDY0616	Astuccio porta oggetti Piccolo	€ 25
DDY0617	Astuccio porta oggetti Grande	€ 30

PEDANE & POGGIPIEDI

DDY1540	Pedane ad Angolo aperto 70°	◆
DDY1542	Pedane ad Angolo chiuso 90°	○
DDY1555	Senza portapedane	○
DDY1562	Poggiapiedi Doppio in plastica, montato avanti	○
DDY1563	Poggiapiedi Doppio in plastica, montato indietro	◆
DDY1573	Poggiapiedi Doppio in plastica, regolabile in inclinazione e profondità	○
DDY1530	Cinturino fermatalloni	◆
DDY1534	Striscia poggiapolpaccio	€ 20

SPONDINE & BRACCIOLI

DDY1424	Spondine paraabiti fisse in plastica, pieghevoli sullo schienale	○
DDY1425	Spondine parafrangente estraibili in plastica	○
DDY1426	Spondine parafrangente fisse in plastica	○
DDY1401	Spondine paraabiti fisse in carbonio, pieghevoli sullo schienale	€ 40
DDY1408	Spondine parafrangente estraibili in carbonio	€ 190
DDY1405	Spondine parafrangente fisse in carbonio	€ 140
DDY1411	Bracciolo Tubolare	€ 170
DDY1445	Bracciolo Rehab nero reg in altezza, rimovibile, swing-away, flip-back, con nuovo appoggio comfort	€ 180
DDY1416	Bracciolo a T ridotto per tavolo	◆
DDY1421	Bracciolo a T Imbottitura lunga	€ 160
DDY1440	Bracciolo a T Ridotto per tavolo con impugnatura	€ 160
DDY1441	Bracciolo a T con imbottitura e impugnatura	€ 180

COLORI TELAIO

DDY0360	Attract Nero	◆	DDY0311	Attract Rosso	○
DDY0307	Attract Grigio	○	DDY0308	Attract Blu	○

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare Matrix**
Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.




Telaio 70°: differenza altezza min/max da 0 mm a 80 mm. 90°: differenza altezza min/max da 30mm a 80 mm

Telaio 70° la (UL) max uguale a SHv-20mm ; 90° la (UL) max uguale SHv-30mm

L'altezza seduta posteriore da terra 400mm non è compatibile con spondine parafrangente fisse.
Lunghezza gambe 460 o inferiore non è compatibile con pedane 90°

Dettaglio piastra angolo dello schienale



La tela schienale fissa imbottita non è compatibile con tubo tensore e manopole regolabili in altezza montate dietro.

Il tubo tensore non è previsto per le manopole reg in altezza integrate e altezza schienale 330 - 390 mm.

I freni a tamburo non sono previsti senza manopole di spinta, manopole fisse corte e pieghevoli

Portapedane elevabili o per amputato compatibili con quelle della famiglia Action.

Angolo chiuso 90° non compatibile con UL 450 e

Le spondine parafrangente estraibili aumentano di circa 15 mm la larghezza della seduta
Le spondine parafrangente fisse non sono compatibili con altezza seduta posteriore da terra SHh 400 mm
I braccioli a T con impugnatura non sono compatibili con campanatura 3°, SHh 400/410 mm, con SHh 420/430 e con posizione Ruote post. 1

Scarica o fatti inviare gratuitamente il catalogo accessori per scoprire di più sul nuovo bracciolo Rehab.




RUOTE ANTERIORI			
☐	DDY0810	5" Everyday nera	○
☐	DDY0863	5" Comfort nera	◆
☐	DDY0821	6" Pneumatiche	€ 20
☐	DDY0820	6" Comfort, gomma nera	○
☐	DDY0822	7" Comfort, gomma nera	€ 50
ATTACCO RUOTA ANTERIORE			
☐	DDY0864	Montato in alto	○
☐	DDY0865	Montato di serie	○
☐	DDY0866	Montato basso	○
SCELTA DELLA RUOTA			
FISSAGGIO DELLA RUOTA			
☐	DDY0250	Standard	◆
RUOTE POSTERIORI			
POSIZIONE MOZZO RUOTA POSTERIORE			
☐	DDY0264	1° posizione dal davanti	○
☐	DDY0265	2° posizione dal davanti	◆
☐	DDY0266	3° posizione dal davanti	○
DIMENSIONI RUOTE POSTERIORI			
☐	DDY0902	24"	◆
CAMPANATURA			
☐	DDY0282	0°	◆
☐	DDY0283	3°	○
TIPO RUOTA POSTERIORE			
☐	DDY0921	Ruote Active da 24"	◆
☐	DDY0915	24" kuschall Starec. Mozzo Starec, cerchione nero, raggi incrociati	€ 290
☐	DDY0908	24" High Performance. Mozzo Starec, cerchione e raggi neri	€ 560
☐	DDY0906	24" Spinergy LXX. Mozzo, cerchione e raggi neri	€ 890
☐	DDY0923	Freno a tamburo per accompagnatore	€ 250
COPERTONI			
☐	DDY1014	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche	◆
☐	DDY1004	24" scolpito, pieno, nero	€ 50
☐	DDY1008	24" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato solo con ruote high performance	€ 80
☐	DDY1011	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio	€ 90
CORRIMANO			
☐	DDY1113	24" Alluminio Light grigio montato a 30 mm	◆
☐	DDY1102	24" Supergripp montato a 30 mm regolabile fino a 40 mm	€ 150
☐	DDY1104	24" Acciaio inox montato a 30 mm	€ 40
☐	DDY1106	24" Titanio montato a 30 mm	€ 210
☐	DDY1120	Corbolife Gekko S 24" - 25" montato a 30 mm	€ 290
☐	DDY1200	Copriraggi 24" Trasparenti	€ 80
SICUREZZA & ACCESSORI			
☐	DDY1311	Freno a trazione ATTRACT	○
☐	DDY1312	Freno a spinta ATTRACT	○
☐	DDY1306	Freno a trazione standard	€ 50
☐	DDY1302	Freno Performance	€ 70
☐	DDY1303	Freno Active (Sport)	€ 70
☐	DDY1730	Cintura pelvica	€ 50
☐	DDY1710	Catarifrangenti montati	€ 50
☐	DDY1702	Antiribaltamento Lato destro	◆
☐	DDY1703	Antiribaltamento Lato sinistro	○
☐	DDY1704	Antiribaltamento Ambo i lati	€ 190
☐	DDY1729	Protezioni posteriori montate in plastica del telaio (paio)	€ 50
☐	DDY1760	Vassoio trasparente, ribaltabile, regolabile in profondità	€ 350
☐	DDY1708	Aiuto ribaltamento Lato destro	€ 60
☐	DDY1709	Aiuto ribaltamento Lato sinistro	€ 60
☐	DDY1718	Aiuto ribaltamento ambo i lati	€ 120
☐	DDY1706	Porta bastone lato destro	€ 70
☐	DDY1707	Porta bastone lato sinistro	€ 70
☐	DDY1719	Porta bastone ambo i lati	€ 140
☐	DDY1728	Borsa per ruote (per ruote da 22" 24" e 26")	€ 100

ruote da 5" per SHv da 430 a 520
ruote da 6" per SHv da 450 a 520
ruote da 7" per SHv da 470 a 520

Ruote da 6" e da 7" non compatibili con portapedane/telaio anteriore 90°

1° posizione non possibile con ST 360 mm e 380 mm. La posizione 1 rende la carrozzina più attiva. Nel disegno sotto le possibilità di montaggio della piastra posizione ruota posteriore.



Ruote Starec mozzo, cerchione e raggi neri incrociati (2 mm).
Ruote High Performance, mozzo cerchione e raggi neri (1.5 mm).
Ruote Spinergy LXX, mozzo cerchione e raggi neri (3 mm).

Corrimano opzionali non compatibili con ruote active. Copertone da 24" non compatibile con ruote High Performance o Spinergy LXX. Smartguard antiforatura con spessore maggiorato di 5 mm. Fibra high-tech V-Guard resistente al taglio.

Freno a trazione Attract no con ST 360, 380 mm e 400 mm con posizione 1 ruote posteriori.

Il freno a tamburo per accompagnatore non è possibile con campanatura 3° e ruote Active. Solo con manopole di spinta fisse lunghe.

Freni Performance e Active non possibili con profondità seduta da 360 e 380mm. Con profondità 400mm solo posizione 3, con profondità 420 con posizione 2 e 3.

Vassoio trasparente ribaltabile regolabile in profondità è installabile solo con braccioli a T.



Maggiori informazioni nel nostro sito

Kuschall è un marchio registrato. Le informazioni riportate in questo catalogo sono state aggiornate prima di andare in stampa. Kuschall AG si riserva di modificare in qualsiasi momento i modelli esistenti. E' vietata la riproduzione del catalogo parte di esso, così come l'utilizzo delle immagini, senza l'autorizzazione di Kuschall AG. L'azienda, il marchio e il logo Kuschall AG appartengono al gruppo Invacare®.



Invacare Mecc San s.r.l. | Via dei Pini, 62 |
36016 - THIENE (VI) | Tel.: +39 0445 380059 |
Fax: +39 0445 380034 | www.invacare.it |
www.kuschall.it | e-mail: italia@invacare.com

Kuschall AG, Switzerland • All rights reserved

Completa la tua carrozzina scegliendo i sistemi di posizionamento **BodyPoint**

Catalogo Optionals Kuschall
Scarica direttamente dalla sezione prodotto sul nostro sito il nostro nuovo catalogo con tutti le foto degli optionals kuschall