

KÜSCHALL COMPACT

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

num telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

indirizzo

email

num telefono



Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera
Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017

Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi
Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi

Certificazioni: CE, ISO, MDA, TUV.



Prezzo al pubblico

€ 1.610



DDP0012 KÜSCHALL COMPACT

Configurazione Std comprensiva di Telaio in Alluminio e Spondine parafango in plastica

Mykuschall (costruzione speciale) - Completare il modulo scaricabile dal sito internet

quotazione su richiesta

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

TIPO DI TELAIO

<input type="checkbox"/> DDP0211	Standard	◆
<input type="checkbox"/> DDP0224	Fiancata con abduzione SX	€ 50
<input type="checkbox"/> DDP0205	Fiancata con abduzione DX	€ 50
<input type="checkbox"/> DDP0219	Fiancata con abduzione SX e DX	€ 100

LARGHEZZA SEDUTA (SB)

<input type="checkbox"/> DDP0118	SB 280 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0130	SB 400 mm	◆
<input type="checkbox"/> DDP0120	SB 300 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0132	SB 420 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0122	SB 320 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0134	SB 440 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0124	SB 340 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0136	SB 460 mm	€ 50
<input type="checkbox"/> DDP0126	SB 360 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0138	SB 480 mm	€ 50
<input type="checkbox"/> DDP0128	SB 380 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0140	SB 500 mm	€ 50

PROFONDITA' SEDUTA (ST)

<input type="checkbox"/> DDP0408	ST 320 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0420	ST 420 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0410	ST 340 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0422	ST 440 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0412	ST 360 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0424	ST 460 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0415	ST 380 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0427	ST 480 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0417	ST 400 mm	◆	<input type="checkbox"/> DDP0429	ST 500 mm	○

ALTEZZA SCHIENALE (RH)

<input type="checkbox"/> DDP0550	RH 300 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0520	RH 420 mm	◆
<input type="checkbox"/> DDP0503	RH 315 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0522	RH 435 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0506	RH 330 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0524	RH 450 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0509	RH 345 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0526	RH 465 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0512	RH 360 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0528	RH 480 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0514	RH 375 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0530	RH 495 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0516	RH 390 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0532	RH 510 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0518	RH 405 mm	○			

ALTEZZA SEDUTA ANTERIORE DA TERRA (Shv) - fare riferimento alla tabella a fianco per le varie soluzioni

<input type="checkbox"/> DDP0843	SHv 410 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0850	SHv 480 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0844	SHv 420 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0851	SHv 490 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0845	SHv 430 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0852	SHv 500 mm	◆
<input type="checkbox"/> DDP0846	SHv 440 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0853	SHv 510 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0847	SHv 450 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0854	SHv 520 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0848	SHv 460 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0855	SHv 530 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0849	SHv 470 mm	○			

ALTEZZA SEDUTA POSTERIORE (SHh)

<input type="checkbox"/> DDP0943	SHh 380 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0950	SHh 450 mm	◆
<input type="checkbox"/> DDP0944	SHh 390 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0951	SHh 460 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0945	SHh 400 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0952	SHh 470 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0946	SHh 410 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0953	SHh 480 mm	○
<input type="checkbox"/> DDP0947	SHh 420 mm	○	<input type="checkbox"/> DDP0954	SHh 490 mm	○

Leggere sempre le note a fianco

La fiancata con abduzione è allargata di 20 mm nella parte anteriore.

Solo poggiatesta in Carbonio per larghezza seduta da 280 a 320 mm
Doppia crociera necessaria da larghezza seduta 440 a 500.

Profondità seduta da 320 non compatibile con schienale reclinabile a 82° e 86°

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare Matrix**
Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.

Bodypoint matrix
SEATING SERIES

Front wheel / front wheel attachment	High mounted	Standard mounted	Low mounted
4"	41 - 48	44 - 51	47 - 53
5"	44 - 49	47 - 52	50 - 53
6"	46 - 51	49 - 53	52 - 53
7"	48 - 52	51 - 53	54 - 55*

Le posizioni delle ruote possono essere modificate, ma non vengono offerte

Con portapedana a 70° e 80°: SHh = da SHv - 100 mm a SHv - 0 mm; con portapedana 90° SHh = da SHv - 100 mm a SHv - 30 mm

Con portapedana a 70° UL INFERIORE di 20 mm rispetto l'altezza seduta anteriore (SHv - 20 mm), con portapedana a 80° o 90° UL < (SHv - 30)

KÜSCHALL COMPACT

<input type="checkbox"/>	DDP0948	SHh 430 mm	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	DDP0955	SHh 500 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP0949	SHh 440 mm	<input type="radio"/>				
LUNGHEZZA GAMBE (UL)							
<input type="checkbox"/>	DDP1662	UL 210 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1678	UL 370 mm	€ 50
<input type="checkbox"/>	DDP1663	UL 220 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1679	UL 380 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1664	UL 230 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1680	UL 390 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1665	UL 240 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1681	UL 400 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1666	UL 250 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1682	UL 410 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1667	UL 260 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1683	UL 420 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1668	UL 270 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1684	UL 430 mm	◆
<input type="checkbox"/>	DDP1669	UL 280 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1685	UL 440 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1670	UL 290 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1686	UL 450 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1671	UL 300 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1687	UL 460 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1672	UL 310 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1688	UL 470 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1673	UL 320 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1689	UL 480 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1674	UL 330 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1690	UL 490 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1675	UL 340 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1691	UL 500 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1676	UL 350 mm	€ 50	<input type="checkbox"/>	DDP1692	UL 510 mm	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1677	UL 360 mm	€ 50				

SCHIENALE

TELA SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DDP0700	Fissa imbottita	◆
<input type="checkbox"/>	DDP0721	Fissa <i>Air Light</i> traforata	€ 120
<input type="checkbox"/>	DDP0726	Tensionabile con Velcro regolabile premium fodera nera	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP0735	Tensionabile con Velcro, imbottita con fodera traspirante Aero Back	€ 150

MANOPOLE DI SPINTA

<input type="checkbox"/>	DDP0702	Fisse, lunghe	◆
<input type="checkbox"/>	DDP0750	Senza manopole di spinta	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP0751	Fisse, corte	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP0733	Regolabili in altezza, tubi telescopici integrati sullo schienale	€ 150
<input type="checkbox"/>	DDP0704	Pieghevoli	€ 150

TIPO SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DDP0736	Tubi schienale dritti (schienale non reclinabile)	◆
<input type="checkbox"/>	DDP0705	Lumbal (con curvatura lombare)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP0720	Reclinabile da -8° a +12°. <i>Scegliere le angolazioni settate sotto</i>	€ 190
<input type="checkbox"/>	DDP0734	Ribaltabile in avanti (a carrozzina piegata) e reclinabile	€ 250

SCHIENALE RECLINABILE

<input type="checkbox"/>	DDP0707	Angolo 82° (= -8°)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP0718	Angolo 86° (= -4°)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP0709	Angolo 90° (= 0°)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP0719	Angolo 94° (= +4°)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP0711	Angolo 98° (= +8°)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP0712	Angolo 102° (= +12°)	<input type="radio"/>

TUBO TENSORE SCHIENALE

<input type="checkbox"/>	DDP1491	Tubo tensore, ribaltabile ed estraibile	€ 100
--------------------------	---------	---	-------

SEDUTA & ACCESSORI

<input type="checkbox"/>	DDP0611	Tela sedile con 1 fascia centrale (morbida) in Velcro	◆
<input type="checkbox"/>	DDP0614	Tela sedile con 1 fascia centrale (morbida/femmina) e 2 laterali (ruvide/maschio) in Velcro	€ 30
<input type="checkbox"/>	DDP0606	Marsupio completo di cinturino con clip di fissaggio	€ 70
<input type="checkbox"/>	DDP0616	Marsupio piccolo da fissare sotto il telo seduta	€ 25
<input type="checkbox"/>	DDP0617	Marsupio grande da fissare sotto il telo seduta	€ 30

PEDANE & POGGIPIEDI

<input type="checkbox"/>	DDP1540	Portapedana inclinata a 70° (angolo aperto)	◆
<input type="checkbox"/>	DDP1541	Portapedana inclinata a 80° (angolo semi-chiuso)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1542	Portapedana inclinata a 90° (angolo chiuso)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1555	Senza portapedana	<input type="radio"/>

POGGIPIEDI


<input type="checkbox"/>	DDP1562	Doppio in plastica, montato avanti	◆
<input type="checkbox"/>	DDP1563	Doppio in plastica, montato indietro	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1564	Doppio in plastica, con flessione estensione tibio-tarsica, montato avanti	€ 150
<input type="checkbox"/>	DDP1565	Doppio in plastica, con flessione estensione tibio-tarsica, montato indietro	€ 150
<input type="checkbox"/>	DDP1578	Doppio in Carbonio, montato avanti	€ 200
<input type="checkbox"/>	DDP1579	Doppio in Carbonio, montato indietro	€ 200
<input type="checkbox"/>	DDP1566	Unico in carbonio con flessione estensione, montato avanti, bloccato a SX quando alzato	€ 200
<input type="checkbox"/>	DDP1567	Unico in carbonio con flessione estensione, montato indietro, bloccato a SX quando alzato	€ 200
<input type="checkbox"/>	DDP1534	Striscia poggiapopalcio	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	DDP1530	Cinturino fermatallon	<input type="radio"/>

Per Lunghezza gambe da 210 a 370 a seconda della configurazione il poggiaiedi potrebbe essere montato in alto - Vedere sezione "Poggiaiedi".
Per Lunghezza gambe 510 non è possibile montare

Diametro Ruote posteriori - Altezza seduta posteriore (SHh)

Ruote 22": SHh da 380 a 470 mm
Ruote 24": SHh da 390 a 490 mm

La misura UL deve essere fatta escludendo il cuscino




$$UL = UL_{pat} - SK$$


Tela fissa imbottita non compatibile con tubo tensore schienale
La tela Air Light non è compatibile con altezza schienale minore di 360 mm, tubo tensore schienale e SB 280, 320 e 500

Le manopole di spinta corte, pieghevoli o assenti non consentono l'installazione dei freni a tamburo.
Le manopole di spinta reg. in altezza non consentono

Schienale con curvatura lombare



Schienale reclinabile



Gli angoli 82°, 86°, 90° solo per schienale reclinabile e ribaltabile
Gli angoli 94°, 98°, 102° solo per schienale reclinabile

Lo schienale ribaltabile in avanti non è compatibile con braccioli tubolari o con con altezza schienale da 300 a 330 mm. Altre limitazioni potrebbero sussistere in combinazione con il telaio addotto

Il marsupio grande e piccolo da fissare sotto la seduta si possono scegliere solo con larghezza seduta maggiore di 340 mm

80° e 90° non possibili con ruote anteriori da 7"
90° non possibile con ruote anteriori da 6"

Per installare pedane elevabili Action compatibili la larghezza seduta deve essere maggiore di 360 mm

I poggiaiedi doppi in plastica si possono montare solo con larghezza seduta (SB) maggiore di 340 mm, UL maggiore di 260 mm, con pedana montata in alto e UL maggiore di 340 mm.
Il cinturino ferma talloni è selezionabile solo in combinazione con poggiaiedi doppio

I poggiaiedi unico in carbonio non si possono montare con UL minore di 300 mm.

KÜSCHALL COMPACT

SPONDINE & BRACCIOLI

<input type="checkbox"/>	DDP1400	Spondine paraabiti fisse in Carbonio	€ 40
<input type="checkbox"/>	DDP1405	Spondine parafrangente fisse in Carbonio	€ 140
<input type="checkbox"/>	DDP1408	Spondine parafrangente estraibili e reg.li in H in Carbonio	€ 190
<input type="checkbox"/>	DDP1425	Spondine parafrangente estraibili e reg.li in H in plastica	◆
<input type="checkbox"/>	DDP1416	Braccioli Regolabili in altezza, estraibili, ridotti per tavolo con fianchetto in carbonio	€ 160
<input type="checkbox"/>	DDP1421	Braccioli Regolabili in altezza, estraibili, imbottitura lunga con fianchetto in carbonio	€ 170
<input type="checkbox"/>	DDP1411	Braccioli Tubolari, non bloccati, regolabili in altezza, estraibili, ruotabili con imbottitura morbida	€ 180
<input type="checkbox"/>	DDP1423	Bracciolo per emiplegico SX reg.le in altezza e girevole internamente	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP1422	Bracciolo per emiplegico DX reg.le in altezza e girevole internamente	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP1445	Bracciolo Rehab rifiniture nere	€ 190
<input type="checkbox"/>	DDP1446	Bracciolo Rehab rifiniture blu	€ 190
<input type="checkbox"/>	DDP1447	Bracciolo Rehab rifiniture rosse	€ 190
<input type="checkbox"/>	DDP1455	Coperture bracciolo Rehab aggiuntive nere	€ 75
<input type="checkbox"/>	DDP1456	Coperture bracciolo Rehab aggiuntive blu	€ 75
<input type="checkbox"/>	DDP1457	Coperture bracciolo Rehab aggiuntive rosse	€ 75

Le spondine estraibili aumentano di circa 15mm la larghezza seduta.
Le spondine in carbonio non sono installabili con prolunga ruota posteriore, altezza posteriore minore di 410 mm e

Il bracciolo per emiplegico verrà montato sulla spondina tipo Rea e non sul nuovo bracciolo



Il nuovo Bracciolo Rehab reg in altezza, rimovibile, swing-away, flip-back, con nuovo appoggio comfort

COLORE TELAIO ANTERIORE E PORTAPEDANE

<input type="checkbox"/>	DDP0300	Nero lucido	○	<input type="checkbox"/>	DDP0357	Bronzo Scuro	○
<input type="checkbox"/>	DDP0302	Royal blu	○	<input type="checkbox"/>	DDP0358	Grigio bluastrò	○
<input type="checkbox"/>	DDP0303	Royal rosso	○	<input type="checkbox"/>	DDP0359	Giallo Fluo	○
<input type="checkbox"/>	DDP0314	Nero opaco	○	<input type="checkbox"/>	DDP0365	Blu mercurio	○
<input type="checkbox"/>	DDP0315	Grigio argento	○	<input type="checkbox"/>	DDP0366	Arancio dinamite	○
<input type="checkbox"/>	DDP0350	Viola	○	<input type="checkbox"/>	DDP0367	Viola atomico	○
<input type="checkbox"/>	DDP0354	Grigio Brillante	○	<input type="checkbox"/>	DDP0368	Rosa Nitro	○
<input type="checkbox"/>	DDP0356	Bianco avorio	○				

Con il configuratore colori on line puoi divertirti a combinare i colori e a vedere la carrozzina in 3D. Collegati subito su kuschall.com



Per Blu mercurio, Arancio Dinamite Viola Atomico e Rosa Nitro non è possibile avere lo stesso colore per il telaio posteriore

Colour Power Set

Il (CPS) viene applicato a: Mozzo ruote posteriori Starec o High Performance ad estrazione rapida, Cerchione ruote Starec da 22" e 24" (no per cromo). Supporto laterale, piastra ruote posteriori e forcelle Con CPS cromato e ruote posteriori Starec, cerchione di colore nero

COLORE TELAIO POSTERIORE E CROCIERA

<input type="checkbox"/>	DDP0398	Dello stesso colore del telaio anteriore e del portapedane precedentemente selezionato	○
<input type="checkbox"/>	DDP0399	Nero Opaco	○

COLOR POWER SET (CPS)

<input type="checkbox"/>	DDP0330	Tecno.antracite	€ 250	<input type="checkbox"/>	DDP0336	Blu artico	€ 250
<input type="checkbox"/>	DDP0334	B-blu	€ 250	<input type="checkbox"/>	DDP0338	Cromato	€ 250
<input type="checkbox"/>	DDP0329	Rosso cometa	€ 250	<input type="checkbox"/>	DDP0339	Champagne	€ 250
<input type="checkbox"/>	DDP0337	Rame lucido	€ 250	<input type="checkbox"/>	DDP0340	Verde oliva	€ 250

ATTACCO FORCELLA RUOTE ANTERIORI

<input type="checkbox"/>	DDP0864	In alto	○	<input type="checkbox"/>	DDP0866	In basso	○
<input type="checkbox"/>	DDP0865	Al centro	◆				

L'attacco sulle forcelle in alto o in basso abbassano o alzano rispettivamente il telaio di 30 mm

RUOTE ANTERIORI SOLO DI COLORE NERO

<input type="checkbox"/>	DDP0801	4" Everyday, gomma nera	○	<input type="checkbox"/>	DDP0832	5" Starec blu artico	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0860	4" Comfort, gomma nera	○	<input type="checkbox"/>	DDP0813	5" Starec tecno-antracite	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0803	4" Starec tecno-antracite	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDP0817	5" Starec b-blu	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0807	4" Starec b-blu	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDP0818	5" Starec rosso cometa	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0808	4" Starec rosso cometa	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDP0833	5" Starec rame lucido	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0825	4" Starec champagne	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDP0827	5" Starec champagne	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0826	4" Starec verde oliva	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDP0828	5" Starec verde oliva	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0830	4" Starec rame lucido	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDP0819	5" Starec nera	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0831	4" Starec blu artico	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDP0862	5" Starec cromato	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0809	4" Starec nero	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDP0798	5" FrogLegs Cerchio Nero	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0861	4" Starec cromato	€ 80	<input type="checkbox"/>	DDP0799	5" FrogLegs Cerchio Argento	€ 100
<input type="checkbox"/>	DDP0796	4" FrogLegs Cerchio Nero	€ 100	<input type="checkbox"/>	DDP0820	6" Comfort, gomma nera	○
<input type="checkbox"/>	DDP0797	4" FrogLegs Cerchio Argento	€ 100	<input type="checkbox"/>	DDP0821	6" Pneumatica	€ 50
<input type="checkbox"/>	DDP0810	5" Light, gomma nera	○	<input type="checkbox"/>	DDP0822	7" Light	€ 50
<input type="checkbox"/>	DDP0863	5" Comfort, gomma nera	◆				

Monocomando possibile solo con seduta da 380 a 500 mm. Non possibile con spondine parafrangente fisse/freno a tamburo/copriraggi/campanatura a 4"/Tetra Clip

La prolunga non è compatibile con la prima posizione della piastra.

La numerazione della posizione è riferita dal davanti La 4a, 5a e 6a posizione non è compatibile con il monocomando braccioli Rehab e freno performance. e posizioni 5 e 6 sono possibili solo se è stata selezionata la prolunga ruote posteriori

Perno ad estrazione rapida Tetra non possibile con ruote LXX.

RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/>	DDP1118	Monocomando DX	€ 400
<input type="checkbox"/>	DDP1119	Monocomando SX	€ 400
<input type="checkbox"/>	DDP0250	Piastra ruote posteriore a 4 fori	◆
<input type="checkbox"/>	DDP0249	Prolunga ruota posteriore	€ 80

POSIZIONE MOZZO RUOTA POSTERIORE

<input type="checkbox"/>	DDP0263	1a posizione	○
<input type="checkbox"/>	DDP0264	2a posizione	○
<input type="checkbox"/>	DDP0265	3a posizione	◆
<input type="checkbox"/>	DDP0266	4a posizione	○
<input type="checkbox"/>	DDP0267	5a posizione	○
<input type="checkbox"/>	DDP0268	6a posizione	○
<input type="checkbox"/>	DDP0909	Perno ad estrazione rapida per Tetra clip	€ 120

DIAMETRO RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/>	DDP0901	22"	○
--------------------------	---------	-----	---

Piastra standard a 4 fori



Prolunga ruota posteriore



KÜSCHALL COMPACT

□	DDP0902	24"	◆	
□	DDP0903	26"	◆	€ 150
□	DDP0282	Campanatura 0°	◆	
□	DDP0283	Campanatura 3°	◆	€ 50
TIPO RUOTA POSTERIORE				
□	DDP0915	22" - 24" - 26" küschall Starec raggi crociati	◆	
□	DDP0908	24" High Performance con mozzo Starec	◆	€ 270
□	DDP0906	24" Spinergy LXX - 18 raggi diametro 3 mm	◆	€ 600
□	DDP1734	Ruote Mountain Bike da 24" con borsa	◆	€ 400
□	DDP1728	Borsa per ruote da 24" e 26"	◆	€ 80
COPERTONI				
□	DDP1014	22" - 24" - 26" Schwalbe Rightrun nero/grigio, pneumatico	◆	
□	DDP1002	22" - 24" Scolpito 7 bar, pneumatico	○	
□	DDP1004	24" scolpito, pieno, grigio	○	€ 20
□	DDP1006	24" Tipo KIK, pieno, nero	○	€ 40
□	DDP1007	22" - 24" Light, pieno, grigio	○	€ 40
□	DDP1010	24" - 25" - 26" Marathon Plus by Schwalbe	○	€ 60
□	DDP1011	24" - 25" Schwalbe ONE - Fibra high-tech V-Guard resistente al taglio	○	€ 70
CORRIMANO				
□	DDP1113	22" - 24" - 26" Light Alu, grigio fisso montato a 30 mm dalla ruota	◆	
□	DDP1114	22" - 24" - 26" Light Alu, grigio montato a 40 mm dalla ruota ma regolabile anche a 30 mm	○	
□	DDP1117	22" - 24" - 26" Light Alu, nero leggermente antiscivolo fisso montato a 30 mm dalla ruota	○	€ 100
□	DDP1102	22" - 24" - 26" Supergripp, montato a 40 mm dalla ruota regolabile anche a 30 mm	○	€ 150
□	DDP1106	24" Titanio, fisso montato a 30 mm dalla ruota	○	€ 210
□	DDP1107	24" Titanio, montato a 40 mm dalla ruota regolabile anche a 30 mm	○	€ 210
□	DDP1120	the SURGE 24" - 25" montato a 30 mm	◆	€ 290
□	DDP1121	24" Carbolife Gekko montato 30 mm regolabile anche a 40 mm	◆	€ 330
□	DDP1122	24" Carbolife CurveL montato 30 mm regolabile anche a 40 mm	◆	€ 310
COPRIRAGGI				
□	DDP1200	22" - 24" - 26" Trasparenti	◆	€ 80
□	DDP1202	24" küschall	◆	€ 100
□	DDP1208	24" Transparent e bianchi "küschall"	◆	€ 150
SICUREZZA & ACCESSORI				
□	DDP1306	Freno a trazione	◆	
□	DDP1300	Freno a spinta, leva piegata	○	
□	DDP1301	Freno a spinta, leva dritta	○	
□	DDP1302	Freno Performance	○	€ 70
□	DDP1303	Freno Active (Sport)	○	€ 70
□	DDP1310	Prolunga leva freno	○	€ 50
□	DDP1304	Freno a tamburo per accompagnatore	○	€ 250
□	DDP1702	Antiribaltamento Lato destro	○	€ 100
□	DDP1703	Antiribaltamento Lato sinistro	○	€ 100
□	DDP1704	Antiribaltamento ambo i lati	○	€ 180
□	DDP1770	Cintura a scatto per il trasporto. Completa di viti di fissaggio al telaio e di etichette (Crash test)	○	€ 50
□	DDP1730	Cintura pelvica con chiusura a scatto	○	€ 50
□	DDP1711	Catarifrangenti (forniti a parte)	○	€ 50
□	DDP1745	Porta borraccia e borraccia	○	€ 50
□	DDC1717	Set utensili	○	€ 50
□	DDP1760	Vassoio trasparente, ribaltabile, regolabile in profondità	○	€ 350
□	DDP1708	Aiutoribaltamento Lato destro	○	€ 70
□	DDP1709	Aiutoribaltamento Lato sinistro	○	€ 70
□	DDP1718	Aiutoribaltamento ambo i lati	○	€ 120
□	DDP1706	Porta bastone lato destro	○	€ 70
□	DDP1707	Porta bastone lato sinistro	○	€ 70
□	DDP1719	Porta bastone ambo i lati	○	€ 140
□	DDP1700	Ruote da 3" per passaggi stretti (dispositivo antibarriera)	○	€ 200

Campanatura 3° non compatibile con ruote da 26"

Il mozzo delle ruote Starec può essere abbinato al CPS se selezionato.

Le ruote Spinergy non montano copriraggi. Ruote Mountain Bike complete di pneumatici e corrimani in Alluminio.

Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX.

Marathon Plus antiforatura con spessore tela maggiorato di 5 mm.

ONE by Schwalbe in fibra high tech V-Guard resistente al taglio riducono il peso di circa 410 gr rispetto alle light bar

Freno con leva piegata non compatibile con telaio addotto e bracciolo a T lungo e ribaltabile

Freno performance applicabile con campanatura a 3° freni a tamburo e telaio addotto

Per il freno Active consultare tabella per le compatibilità

La prolunga leva freno non è applicabile al freno a trazione e freno performance

Freni a tamburo non compatibili con Tetra clip, campanatura a 3° con manopole di spinta pieghevoli o corte ed asse nella 1 posizione Questa opzione prevede delle specifiche ruote posteriori con una piastra di aggancio speciale. Non è possibile montare i copriraggi

Il porta borraccia è fornito a parte e non montato

Il vassoio è montabile solo con braccioli estraibili e regolabili in altezza, non compatibile con larghezza seduta minore di 360 mm

Catalogo Optionals Kuschall

Scarica direttamente dalla sezione prodotto sul nostro sito il nostro nuovo catalogo con tutti le foto degli optionals kuschall



Maggiori informazioni nel nostro sito

Invacare Mecc San s.r.l. | Via dei Pini, 62 |
36016 - THIENE (VI) | Tel.: +39 0445 380059 |
Fax: +39 0445 380034 | www.invacare.it |
www.kuschall.it | e-mail: italia@invacare.com

Kuschall è un marchio registrato. Le informazioni riportate in questo catalogo sono state aggiornate prima di andare in stampa. Kuschall AG si riserva di modificare in qualsiasi momento i modelli esistenti. È vietata la riproduzione del catalogo parte di esso, così come l'utilizzo delle immagini, senza l'autorizzazione di Kuschall AG.
L'azienda, il marchio e il logo Kuschall AG appartengono al gruppo Invacare®.
Kuschall AG, Switzerland - All rights reserved