

Elektriske scootere fra Invacare

På tilbud
med NAV

SE VÅRT PRISFORHANDLEDE SORTIMENT



Yes, you can.®

Når kvalitet, sikkerhet og komfort teller

Invacare har i en årrekke vært en ledende aktør og leverandør i scootemarkedet, med driftssikre kvalitetsprodukter spesialdesignet for norske forhold. Denne sterke posisjonen fortsetter vi å ha i gjeldende Rammeavtale for Elektriske rullestoler*. I denne katalogen får du en samlet oversikt over de elektriske scootene som Invacare har med i ny avtale. Her vil du også finne artikkelnumre, HMS-numre, standardkonfigurasjoner, teknisk data og en oversikt over tilgjengelig tilbehør.

Spørsmål? Kontakt vår kundeservice på tlf 22 57 95 00 eller norway@invacare.com. Ønsker du å komme i kontakt med en av våre lokale selgere, klikk på [vår ansattoversikt](#) her eller gå inn på invacare.no

Innholdsfortegnelse



Comet Alpine+ scooter

| | |
|---|------|
| Comet Alpine+..... | s. 3 |
| Standardkonfigurasjon og egenskaper..... | s. 4 |
| Tilbehør..... | s. 5 |
| Teknisk data..... | s. 7 |
| HMS- og artikkelnummer... | s. 7 |

Comet Ultra scooter

| | |
|---|------|
| Comet Ultra..... | s. 3 |
| Standardkonfigurasjon og egenskaper..... | s. 4 |
| Tilbehør..... | s. 5 |
| Teknisk data..... | s. 7 |
| HMS- og artikkelnummer... | s. 7 |



Orion Pro scooter

| | |
|---|-------|
| Orion Pro..... | s. 8 |
| Standardkonfigurasjon og egenskaper..... | s. 9 |
| Tilbehør..... | s. 10 |
| Teknisk data..... | s. 11 |
| HMS- og artikkelnummer... | s. 11 |



Comet[®] Alpine+ Comet[®] Ultra

Vår mestselgende scooter, perfekt for norske kjøreforhold



Yes, you can.

Spesialdesignet for norske forhold

Invacare Comet Alpine+ er en ideell scooter til utendørs bruk, spesialdesignet og utviklet for norske forhold. Den unike sitteenheten sikrer optimal komfort og ergonomi gjennom hele kjøreturen. I kombinasjon med den automatiske fartsreduksjonen ved svinging er du sikret en trygg og behagelig reise.

Comet Alpine+ har en rekke unike egenskaper som for eksempel:

- › Eneståene fjæring - som sikrer svært god kjørekomfort på ujevnt underlag
- › Vinkelregulerbar rattstamme - for optimal ergonomi
- › Retningsstabil kjøremekanisme og enkel manøvrering - tar deg lett frem til målet
- › LCD-display som bl.a. viser hastighet og batterinivå
- › En driftssikker scooter som krever minimalt med vedlikehold

Standard konfigurasjon og egenskaper

- › Farge Comet Alpine+: Alium blue (standard)
- › Farge Comet Ultra: Marble white (standard)
- › QR-kode på rattstammen som leder deg til brukermanualen*¹
- › Sete med hvite sømmer SB51 x SD 47 cm
- › Comet Alpine+ har brukervekt opp til 160 kg
- › Comet Ultra har brukervekt opp til 220 kg
- › Setet kan roteres, dybdereguleres og ryggen kan vinkelreguleres
- › Oppfellbare og høyderegulerbare armlen
- › Høyderegulerbar nakkestøtte
- › Batteri og lader med IP-grad 44*²
- › Sorte hjul med diameter 33 cm
- › Krykkeholder, speil og en praktisk kurv foran
- › Lys foran og bak
- › Transportfester for transport av stol uten bruker i bil

*¹ Fra landingssiden, velg NO (Norge) oppe i høyre hjørne, så finner du våre scootere der

*² IP 44 innebærer at laderen er beskyttet mot vannsprut og inntrenging av faste fremmedlegemer over 1 mm

| Beskrivelse | HMS art. nr. | Invacare art. nr. |
|----------------|--------------|-------------------|
| Comet Alpine + | 238378 | 1645168 |
| Comet Ultra | 238379 | 1645149 |



God ergonomi

Ergonomisk utformet sete med gode justeringsmuligheter. Styret og justeringen av rattstamme er intuitivt og ergonomisk utformet slik at kjøremiljøet enkelt tilpasser seg bruker.



LCD-panel med klar og lys skjerm

Batteristatus, klokkeslett, temperatur og km-teller vises tydelig på LCD-skjermen som har god kontrast. Informasjon om ev. feil (feilkoder) vil også komme opp. Lyd- og lysstyrke kan enkelt justeres.

På anbud med NAV



Comet Alpine+

VINNER av post 1

På anbud med NAV



Comet Ultra*

VINNER av post 3

* Scooteren er avbildet med et HD-sete (tilbehør til Ultra)



Yes, you can.®



















Tilbehør

Tilbehør

| Øvrige tilbehørsprodukter | Artikkelnummer HMS-nummer | |
|--|----------------------------------|--------|
| Comet Alpine+ kan leveres med Modulite seteenhet. Individuelt tilpasset bruker. Ta kontakt med en salgsrepresentant. | | 238388 |
| Presenning | SP1518240 | 167692 |
| Piggdekk 4 stk komplett sett sort med felg | 1645147 | 238392 |
| Støtfanger foran | SP1528298 | 167696 |
| Støtfanger bak | SP1638967 | 238414 |



Tekniske data

| |  Setebredde ▼ |  Setedybde ▼ |  Høyde gulv til sete ▼ | Farger | |
|------------------------------|---|---|---|---|----------------|
| Comet Alpine+ Comet Ultra | Standard: 510 mm Kan fås i 660 mm som tilbehør til Ultra | Standard-sete 470 mm Premium-sete: 460 mm | Min. 450 mm Maks. 520 mm |  | Alum Blue |
| | | | |  | Marble White |
| | | | |  | Diamond Silver |
| | | | |  | Garnet red |
| | | | |  | Jade Green |
| | | | |  | Black Vinyl |
| |  Høyde rygg ▼ |  Total bredde ▼ |  Total lengde ▼ | | |
| Comet Alpine+ Comet Ultra | Standard-sete 500 mm Premium-sete 630 mm | 665 - 685 mm | 1450 mm | | |
| |  Produktvekt ▼ |  Maks. brukervekt ▼ |  Batterikapasitet ▼ | | |
| Comet Alpine+ Comet Ultra | 143 kg 148 kg | 160 kg 220 kg | 2 x 73 Ah 2 x 73 Ah | | |
| |  Svingradius ▼ |  Maks. kjørelengde ▼ |  Maks. fart ▼ | | |
| Comet Alpine+ Comet Ultra | 1950 mm 1950 mm | 58 km 49km | 10 km/t 10 km/t | | |

| Beskrivelse | HMS art. nr. | Invacare art. nr. |
|----------------|--------------|-------------------|
| Comet Alpine + | 238378 | 1645168 |
| Comet Ultra | 238379 | 1645149 |

For mer informasjon om produktene og produktenes brukermanual, vennligst se www.invacare.no.

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®

Orion[®] Pro

Den urbane og fremkommelige scooteren



Yes, you can.

Urban og fremkommelig

Invacare Orion Pro er en ideell scooter til utendørs bruk, i tettbygde områder og bymiljø. Orion Pro har litt mindre dimensjoner enn storebroren Comet Alpine+, men har beholdt den gode kjørekomforten og fremkommeligheten. Den kan til og med tas med på t-banen.

Den unike sitteenheten har en svært god anatomisk utforming. Kombinert med det unike understellet og den kraftige motoren er du sikret en komfortabel kjøreooplevelse.

Standard konfigurasjon og egenskaper

Orion Pro er bygget med kvalitetskomponenter og er grundig utprøvd og testet. Konstruksjonen bygger på samme teknologi som storebroren Comet Alpine+ som har vært markedsledende i Norge i en årrekke. Forbedringene er kombinert med eksisterende teknologi som vi vet virker.

Orion Pro har innebygd fartsreduksjon ved sving, kort svingradius og et stort tilbehørsprogram som er tilpasset Norge. Orion Pro er et robust produkt som er designet for å vare.

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art. nr. |
|-------------|---------|--------------|
| Orion Pro | 1648999 | 249574 |

På tilbud med NAV



VINNER av post 4

- > Farge: Diamond silver (standard)
- > QR-kode på rattstammen som leder deg til brukermanualen*1
- > Sete med hvite sømmer SB51 x SD 47 cm
- > Orion Pro har brukervekt opp til 160 kg
- > Setet kan roteres, dybdereguleres og ryggen kan vinkelreguleres
- > Oppfellbare og høyderegulerbare armlen
- > Høyderegulerbar nakkestøtte
- > Batteri og lader med IP-grad 44*
- > Krykkeholder, speil og en praktisk kurv foran er standard
- > Lys foran og bak
- > Transportfester for transport av stol uten bruker i bil

*1 Fra landingssiden, velg NO (Norge) oppe i høyre hjørne, så finner du våre scootere der

*2 IP 44 innebærer at laderen er beskyttet mot vannsprut og inntrenging av faste fremmedlegemer over 1 mm



God ergonomi

Ergonomisk utformet sete med gode justeringsmuligheter. Styret og justeringen av rattstamme er intuitivt og ergonomisk utformet slik at kjøremiljøet enkelt tilpasser seg bruker.























Yes, you can.®

Tilbehør

| Øvrige tilbehørsprodukter | Artikkelnummer | HMS-nummer |
|--|----------------|------------|
| Presenning | SP1518240 | 167692 |
| Piggdekk 4 stk komplett sett sort med felg | 1654735 | 292765 |
| Støtfanger foran | SP1638965 | |
| Støtfanger bak | SP1638966 | |

Tekniske data

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  | Farger  Alium Blue  Marble White  Diamond Silver  Garnet red  Jade Green Polstring  Black Vinyl |
| Setebredde ▼ | Setedybde ▼ | Høyde gulv til sete ▼ | Høyde rygg ▼ | |
| Standard: 510 mm | Standard-sete: 470 mm | Min. 440 mm Maks. 510 mm | Standard-sete 500 mm Premium-sete 630 mm | |
|  |  |  |  | |
| Total bredde ▼ | Total lengde ▼ | Produktvekt ▼ | Maks. brukervekt ▼ | |
| 650 mm | 1320 mm | 136 kg | 160 kg | |
|  |  |  |  | |
| Batterikapasitet ▼ | Svingradius ▼ | Maks. kjørelengde ▼ | Maks. fart ▼ | |
| 2 x 73 Ah | 1720 mm | 54 km | 10 km/t | |
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art. nr. | | |
| Orion Pro | 1648999 | 249574 | | |

For mer informasjon om produktet og produktets brukermanual, vennligst se www.invacare.no

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
 Invacare AS
 Postboks 6230 Etterstad
 0603 Oslo

Besøksadresse:
 Invacare AS
 Brynsveien 16
 0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
 Invacare AS
 Østensjøveien 19
 0661 Oslo



Yes, you can.®