



Invacare® **Kite** **LINXX**®

Fauteuil roulant électrique à entraînement centralisé extrêmement maniable.
Très stable même pour traverser des obstacles. Idéal pour l'intérieur, stable et sûr même à l'extérieur.
Poids de l'utilisateur : max. 160 kg avec moteurs de 34

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

Réf.	Poids du patient = kg	Description	Prix
AVA0000		Invacare® Kite®	11.500,00
AVZ0000		Invacare® Kite® Modèle spécial	Sur demande
AVA0010		Invacare® Kite® Heavy Duty (jusqu'à 160 kg) avec moteur à 4 pôles, module de puissance de 120 A et suspension avec système d'amortissement rigide	12.500,00
AVZ0010		Invacare® Kite® Heavy Duty Modèle spécial, (jusqu'à 160 kg) avec moteur à 4 pôles, module de puissance de 120 A et suspension avec système d'amortissement rigide	Sur demande
AVA2100		(1) SIÈGE MODULITE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cadre d'assise et plaque d'assise			
AVA2111		Cadre d'assise télescopique avec plaque d'assise et rails de guidage latéraux, 380 - 530 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input checked="" type="checkbox"/>
Largeur d'assise prédéfinie pour le cadre d'assise télescopique			
AVA2121		Plaque d'assise 380 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input type="checkbox"/>
AVA2122		Plaque d'assise 430 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input checked="" type="checkbox"/>
AVA2123		Plaque d'assise 480 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input type="checkbox"/>
AVA2124		Plaque d'assise 530 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs) (sans une hauteur d'assise de 440 mm ou 460 mm en association avec le système d'éclairage standard ; sans le dossier de positionnement Invacare Matrix, sans Invacare Matrix Libra en association avec une profondeur d'assise de 410 mm)	<input type="checkbox"/>
Profondeur d'assise			
AVA2132		410 mm (sans Invacare Matrix Libra/Matrix Vi en association avec une largeur d'assise de 530 mm, uniquement avec un rembourrage d'accoudoir standard)	<input type="checkbox"/>
AVA2134		460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
AVA2136		510 mm (sans Flo-tech Contour Visco)	<input type="checkbox"/>
Coussin d'assise			
AVA2142		Coussin d'assise Invacare Invacare Matrix Flo-Tech Lite, 75 mm (jusqu'à max. 127 kg) coussin d'assise Invacare Invacare Matrix Flo-Tech Contour, 100 mm (jusqu'à max. 191 kg) ; sélectionné automatiquement pour une largeur d'assise de 530 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
AVA2143		Coussin d'assise Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco, 430 x 430 mm, (poids max. de l'utilisateur : 125 kg) (sans une profondeur d'assise de 510 mm, 560 mm)	375,00
AVA2144		Coussin d'assise Invacare Matrix Vi, hauteur 82,5 mm (poids max. de l'utilisateur 136 kg)	594,00
AVA2147		Coussin d'assise Invacare Matrix Libra, 90 mm, (poids de l'utilisateur max. 136 kg, version HD 227 kg) (sans une profondeur d'assise de 410 mm en association avec une largeur d'assise de 530 mm)	629,00
AVA2140		Sans coussin d'assise	-14,00

Cadre du dossier (possible pour le dossier adaptable et le dossier de positionnement Invacare MatrX)			
AVA2163	Tubes de dossier courts pour une hauteur de rembourrage de 480 mm, avec étriers de stabilisation télescopiques (sans une plaque de dossier Flex3)		◆
Cadre du dossier (possible pour les dossiers adaptables, plaques de dossier Flex3 et dossiers à positionnement Invacare MatrX)			
AVA2162	Tubes de dossier longs pour hauteur de rembourrage 540 mm, avec étriers de stabilisation télescopiques		○
Poignées coulissantes			
AVA2107	Dossier avec poignées coulissantes		◆
AVA2108	Dossier sans poignée coulissante (sans plaque d'identification arrière, commande et support de console de commande pour un accompagnateur, appuie-tête disponible uniquement en association avec le modèle de dossier Flex3)		○
Coussin de dossier			
AVA2171	Rembourrage du dossier ajustable (long = 540 mm / court = 480 mm) (uniquement avec la couleur de rembourrage noir, nylon, sans des inserts commande de mentonnière), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		◆
AVA2179	Flex 3 avec rembourrage du dossier (long = 540 mm / court = 480 mm) (uniquement avec la couleur de rembourrage noir, Dartex) (sans les accoudoirs mobiles, le rembourrage d'accoudoirs souple, les inserts avec un rembourrage fixe, la commande de mentonnière)	269,00	
AVA2172	Plaque de dossier Flex3, réglable en largeur et en hauteur (sans coussin de dossier) (sans tubes du dossier courts, crochets porte-sac)		○
AVA2173	Plaque de dossier Flex3, réglable en largeur et en hauteur (avec coussin de dossier Laguna) (sans tubes du dossier courts, crochets porte-sac)		○
AVA2174	Dossier de positionnement Invacare MatrX PB, hauteur de dossier 410 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible	998,00	
AVA2175	Dossier de positionnement Invacare MatrX PB, hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible	998,00	
AVA2177	Dossier de positionnement Invacare MatrX Elite TR, hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible	879,00	
AVA2178	Dossier de positionnement Invacare MatrX Elite Deep, hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible	829,00	
AVA2170	Sans rembourrage de dossier		-25,00
Couleur du rembourrage			
AVA2151	Noir (nylon) (sans dossier ajustable Flex 3)		◆
AVA2152	Noir (Dartex) (sans rembourrage de dossier ajustable)		○
AVA2153	Noir avec couture orange (version LK) (sans rembourrage de dossier ajustable, dossier ajustable Flex 3)	52,00	
AVA2155	Noir (respirant) (sans coussin d'assise MatrX Flo-tech, coussin d'assise MatrX Libra, coussin d'assise MatrX Vi, rembourrage de dossier ajustable, dossier ajustable Flex 3)		○
Parties latérales			
AVA2191	Parties latérales amovibles, hauteur réglable (290 - 360 mm, mesuré sans coussin d'assise)		◆
AVA2181	Parties latérales amovibles, monté 50 mm plus haut, hauteur réglable (340 - 410 mm, mesuré sans coussin d'assise)		○
AVA2183	Parties latérales pour réduire la largeur d'assise (- 25 mm par côté) (sans des guidages latéraux)	116,00	
AVA2198	Accoudoirs rembourrés avec protection intégrée pour les vêtements (sans une profondeur d'assise de 410 mm)	162,00	



Dossier: ASA 2171



Dossier: ASA 2172 bzw. 2173



Dossier: ASA 2174, 2175

AVA2193	Accoudoirs inclinables vers l'arrière (sans inserts latéraux, dossier ajustable Flex 3)		470,00
AVA2192	Accoudoirs mobiles (hauteur réglable de 230 à 300 mm), (sans des inserts latéraux, sans cadre d'assise télescopique avec une largeur d'assise de 530 mm et dossier Flex3, dossier ajustable Flex 3, sans une profondeur d'assise de 410 mm ou 460 mm en association avec des guidages latéraux et un raccord de chargement USB)		588,00
AVA2194	Accoudoirs mobiles (hauteur réglable de 300 à 360 mm), (sans des inserts latéraux, sans cadre d'assise télescopique avec une largeur d'assise de 530 mm et dossier Flex3, dossier ajustable Flex 3, sans une profondeur d'assise de 410 mm ou 460 mm en association avec des guidages latéraux et un raccord de chargement USB)		588,00
Rembourrage des accoudoirs			
AVA2195	Standard (325 mm)		◆
AVA2196	Rallongé (375 mm) (sans une profondeur d'assise de 410 mm)		○
AVA2197	Long (397 mm) (sans une profondeur d'assise de 410 mm)		65,00
AVA 2199	Rembourrage d'accoudoirs souple, élargi (uniquement avec partie latérale amovible, hauteur réglable) (sans dossier ajustable Flex 3)		116,00
Guidage latéral, à gauche (uniquement en association avec parties latérales amovibles, accoudoirs inclinables vers l'arrière ou mobiles)			
AVA2184	Insert de genou à gauche, taille du rembourrage S (140 x 100 mm)		265,00
AVA2186	Guidage de cuisse à gauche, taille du rembourrage M (230 x 100 mm)		265,00
AVA2188	Guidage de cuisse à gauche, taille du rembourrage L (330 x 100 mm)		277,00
Guidage latéral, à droite (uniquement en association avec parties latérales amovibles, accoudoirs inclinables vers l'arrière ou mobiles)			
AVA2185	Insert de genou à droite, taille du rembourrage S (140 x 100 mm)		265,00
AVA2187	Guidage de cuisse à droite, taille du rembourrage M (230 x 100 mm)		265,00
AVA2189	Guidage de cuisse à droite, taille du rembourrage L (330 x 100 mm)		277,00
Material Montage guidage			
ARJ2164	Fixation guidage (155mm hauteur)		○
ARJ2165	Fixation guidage (206mm hauteur)		○
Appui-tête			
AVA1350	Appui-nuque revêtement Dartex réglable en profondeur		305,00
AVA1432	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur		403,00
AVA1427	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex		498,00
AVA2323	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		590,00
AVA2324	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		590,00
AVA2322	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante		590,00
AVA2325	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		620,00
AVA2326	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		620,00
AVA2327	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		890,00
AVA1495	sans appui-tête		○
ACCESSOIRES D'ASSISE			
Inserts			
AVA1446	Inserts avec accoudoirs rallongés, rembourrage fixe, gris (Dartex), paire (uniquement pour la plaque de dossier Flex3, Invacare Matrx Elite TR) (sans les accoudoirs mobiles, accoudoirs inclinables vers l'arrière)		344,00
AVA1445	Inserts avec accoudoirs rallongés, rembourrage à réglage multiple, gris (Dartex), paire (uniquement pour le dossier Flex3, Invacare Matrx Elite TR) (sans les accoudoirs mobiles, accoudoirs inclinables vers l'arrière)		375,00
RÉGLAGES DU SIÈGE MODULITE			
Réglage de l'angle d'assise			
AVA1091	Réglage de l'angle d'assise manuel (0° - 12°)		◆
AVA1092	Réglage de l'angle d'assise électrique (0° - 20°), poids de l'utilisateur max. 136 kg (sans une hauteur d'assise de 440 mm)		1.350,00
AVA1093	Réglage de l'angle d'assise électrique (0° - 30°), avec décalage du centre de gravité (hauteur d'assise de 460 mm)		1.990,00

Hauteur d'assise (uniquement pour un réglage de l'angle d'assise manuel de 0° à 12° et un réglage de l'angle d'assise électrique de 0° à 20°)			
AVA0331	460 mm (sans une largeur d'assise de 530 mm en association avec un système d'éclairage standard)		○
AVA0339	480 mm		○
AVA0381	500 mm		○
Réglage de l'angle du dossier			
AVA0975	Angle réglable par pas (pas de 3,75°)		◆
AVA0977	Réglage de l'angle du dossier électrique		1.650,00
***SI VOUS AVEZ CHOISI LE SYSTÈME D'ASSISE SOUHAITÉ AVEC DES RÉGLAGES D'ASSISE, VEUILLEZ POURSUIVRE AVEC LES REPOSE-JAMBES ***			
AVA1145	(2) SIÈGE MAX (sans le repose-jambes standard de 80° ; repose-jambes à réglage de la hauteur manuel, console de commande REM400 / REM500, commande de la mentonnière, raccord de chargement USB, crochets porte-sac)		1.119,00
*** SI VOUS SOUHAITEZ UN PORTE-BAGAGES, VEUILLEZ TENIR COMPTE DU TABLEAU DES EXCEPTIONS À LA FIN ***			
LARGEUR D'ASSISE 560 - 600 mm			
AVA0383	Largeur du cadre d'assise 550 mm (réglage à l'aide des parois latérales 560 - 600 mm) (sans tablette orientable)		◆
Profondeur d'assise			
AVA0317	Profondeur d'assise 510 - 580 mm		◆
Coussin d'assise			
AVA1459	Coussin d'assise max. (550 x 635 mm)		◆
AVA1114	Sans rembourrage d'assise (planche d'assise 10 mm)		-14,00
Poignées coulissantes			
AVA1306	Poignées coulissantes, hauteur réglable		◆
REMBOURRAGE DE DOSSIER (HAUTEUR DE DOSSIER 630 - 680 mm)			
AVA1104	Dossier ajustable (Dartex)		◆
AVA1107	Sans coussin de dossier		-25,00
Couleur du rembourrage			
AVA0278	Gris Dartex		◆
ACCOUDOIRS (avec support renforcé réglable en profondeur)			
AVA0606	Parois latérales à hauteur réglable (290-360 mm), mesures sans coussin d'assise, sans rembourrage des accoudoirs		◆
REMBOURRAGE DES ACCOUDOIRS			
AVA0649	Rembourrage des accoudoirs, rallongé (env. 375 mm)		◆
Appuie-tête			
AVA1350	Appuie-tête simple (Dartex)		305,00
AVA1427	Appuie-tête avec mentonnière (Dartex)		498,00
AVA1432	Appuie-tête réglable latéralement (Dartex)		403,00
AVA1495	Un appuie-tête adapté, conforme aux exigences de la norme ISO 7176-19:2001, est disponible		○
RÉGLAGES DE L'ASSISE POUR LE SIÈGE MAX			
Réglage de l'angle d'assise			
AVA1002	Réglage de l'angle d'assise manuel (0°-12°)		◆
AVA1001	Réglage de l'angle d'assise électrique (0°-12°)		860,00
AVA1045	Réglage de l'angle d'assise électrique (0°-20°) sans le siège max avec SH 460 mm et le siège max avec SH 480 mm et porte-bagages)		1.350,00
AVA1014	Réglage de l'angle d'assise électrique (0°-28°) (SH 500 mm avec siège max)		1.890,00
HAUTEUR D'ASSISE(réglage d'usine, modification possible ultérieurement)			
	(Uniquement pour le réglage de l'angle d'assise manuel, réglage de l'angle d'assise électrique 0-12° et 0-20°)		
AVA0331	460 mm (sans le siège Max en association avec le réglage de l'angle d'assise électrique 0°-20°)		○
AVA0339	480 mm (sans le siège Max en association avec le réglage de l'angle d'assise électrique 0°-20° et le porte-bagages)		○
AVA0381	500 mm		○
Réglage de l'angle du dossier (l'angle de réglage max. varie en fonction des différents types d'assise)			
AVA0959	Réglage manuel de l'angle du dossier via une broche (0° - 25°)		○

AVA0955	Réglage du dossier via un vérin pneumatique (0-20°)		725,00	
AVA0947	Réglage de l'angle du dossier électrique (0 - 30°)		1.650,00	
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS				
Partie supérieure du repose-jambes à gauche				
AVA0565	Repose-jambes standard 80° avec angle fixe (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à droite, cale-pieds)		○	
AVA0575	Repose-jambes réglage de la hauteur manuel, compensation ergonomique de la longueur, à gauche (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à gauche, cale-pieds)		180,00	
AVA0536	Vari F - avec angle prédéfini, gauche, 65° - 90° (réglable avec un outil) (sans repose-jambes standard à droite, repose-jambes à hauteur réglable manuellement à droite)		◆	
AVA0537	Vari A - réglage manuel, 0° - 90°, à gauche (sans le repose-jambes standard à droite, repose-jambes à hauteur réglable manuellement, repose-pieds fixe)		145,00	
AVA0539	ADE - orientable électriquement, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, à gauche (sans repose-jambes standard à droite, repose-jambes à hauteur réglable manuellement à droite, repose-pieds fixe, cale-pieds)		1.225,00	
AVA0535	Sans repose-jambes à gauche		Sur demande	
Partie supérieure du repose-jambes à droite				
AVA0566	Repose-jambes standard 80° avec angle fixe (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à gauche, cale-pieds)		○	
AVA0576	Repose-jambes réglage de la hauteur manuel, compensation ergonomique de la longueur, à droite (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à gauche, cale-pieds)		180,00	
AVA0546	Vari F - avec angle prédéfini, droite, 65° - 90° (réglable avec un outil) (sans repose-jambes standard à gauche, repose-jambes à hauteur réglable manuellement à gauche)		◆	
AVA0547	Vari A - réglage manuel, 0° - 90°, à droite (sans le repose-jambes standard à gauche, repose-jambes à hauteur réglable manuellement, repose-pieds fixe)		145,00	
AVA0549	ADE - orientable électriquement, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, à droite (sans repose-jambes standard à gauche, repose-jambes à hauteur réglable manuellement à gauche, repose-pieds fixe, cale-pieds)		1.225,00	
AVA0545	Sans repose-jambes à droite		Sur demande	
Repose-pieds à gauche				
AVA0505	Cale-pieds, angle non réglable, à gauche (uniquement avec partie supérieure du repose-jambes réglable en hauteur manuellement, avec angle fixe ou prédéfini)		◆	
AVA0511	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, gauche		170,00	
Repose-pieds à droite				
AVA0502	Repose-pieds, angle non réglable, à droite (uniquement avec partie supérieure du repose-jambes réglable en hauteur manuellement, avec angle fixe ou prédéfini)		◆	
AVA0508	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, droite		170,00	
Cale-pieds				
AVA0522	Cale-pieds, angle réglable (uniquement avec repose-jambes Vari F et Vari A, sans dispositif de levage pour bordure)		325,00	
CONSOLE DE COMMANDE				
Console de commande LiNX				
AVA2204	Console de commande REM216 (sans joysticks externes, commande de mentonnière)		◆	
AVA2205	Console de commande REM400 avec écran tactile et prises configurables		883,00	
AVA2206	Console de commande REM500 sans joystick, pour commandes spéciales, avec écran tactile et prises configurables		1.414,00	
ARH2270	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) pré-réglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse		520,00	
Support de console de commande				
AVA1207	Support standard droite (sans table inclinable à droite)		○	
AVA1208	Support standard gauche (sans table inclinable à gauche)		○	
AVA1707	Support rhomboïde inclinable et à hauteur réglable droite (sans table inclinable à droite)		◆	

AVA1708	Support rhomboïde inclinable et à hauteur réglable gauche (sans table inclinable à gauche)		○	
AVA2227	Support de console de commande pour accompagnateur à droite (possible uniquement avec sélection de poignées coulissantes) (sans commande pour l'accompagnateur, sans porte-sacs)		425,00	
AVA2228	Support de console de commande pour accompagnateur à gauche (possible uniquement avec sélection de poignées coulissantes) (sans commande pour l'accompagnateur, commande de mentonnière avec support orientable électriquement à gauche, porte-sacs)		425,00	
AVZ2239	Support de console de commande individuel en version spéciale (veuillez fournir des informations sur les spécifications souhaitées)		Sur demande	
Support de console de commande pour écran REM500				
AVA2209	Orientable à droite, réglage multiple (sans unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à droite, sans tablette orientable à droite)		○	
AVA2210	Orientable à gauche, réglage multiple (sans unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à gauche, sans tablette orientable à gauche)		○	
AVA2213	Montage au centre, support orientable vers la droite (sans support de console de commande standard à droite, support de console de commande orientable et réglage de la hauteur à droite, unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à droite, sans tablette orientable à droite ou à gauche, rétroviseur à droite)		1.060,00	
AVA2214	Montage au centre, support orientable vers la gauche (sans support de console de commande standard à gauche, support de console de commande orientable et réglage de la hauteur à gauche, unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à gauche, sans tablette orientable à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche)		1.060,00	
AVZ2239	Support de console de commande individuel en version spéciale (veuillez fournir des informations sur les spécifications souhaitées)		Sur demande	
Commande pour l'accompagnateur LiNX + support (possible uniquement avec sélection de poignées coulissantes)				
AVA2219	Commande d'accompagnateur ACU200 (sans support amovible, crochets porte-sacs)		706,00	 2219
AVA2245	Commande d'accompagnateur intuitive (sans support standard, crochets porte-sacs)		1.175,00	
AVA1207	Support standard à droite (sans commande d'accompagnateur intuitive IDC)		◆	
AVA1208	Support standard à gauche (sans commande d'accompagnateur intuitive IDC)		○	
AVA1221	Support amovible à droite (sans commande d'accompagnateur ACU200)		◆	
AVA1222	Support amovible à gauche (sans commande d'accompagnateur ACU200)		○	 2245
Joysticks compacts externes LiNX + support (console de commande REM400 ou REM500 nécessaire)				
	Si plusieurs joysticks ou si un joystick + une console de commande doivent être montés sur un support, veuillez choisir l'option 2215, support en version spéciale			
AVA2231	Joystick compact proportionnel CR400 (sans console de commande REM216)		942,00	
AVA2232	Joystick compact proportionnel à faible force CR400LF avec une course de joystick env. 30 % plus facile (sans console de commande REM216)		1.119,00	
AVA2207	Montage à droite (sans tablette orientable à droite, support de console de commande standard à droite, support de console de commande orientable et à hauteur réglable à droite)		○	
AVA2208	Montage à gauche (sans tablette orientable à gauche, support de console de commande standard à gauche, support de console de commande orientable et à hauteur réglable à gauche)		○	 2231 / 2232

AVA2213	Montage au centre, support orientable vers la droite (sans support de console de commande standard à droite, support de console de commande orientable et réglage de la hauteur à droite, unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à droite, sans tablette orientable à droite ou à gauche, rétroviseur à droite)		1.060,00
AVA2214	Montage au centre, support orientable vers la gauche (sans support de console de commande standard à gauche, support de console de commande orientable et réglage de la hauteur à gauche, unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à gauche, sans tablette orientable à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche)		1.060,00
AVZ2215	Support individuel en version spéciale (veuillez fournir des informations sur les spécifications souhaitées)		Sur demande
Commande de mentonnière LiNX + support (console de commande REM400 ou REM500 nécessaire)			
AVA2229	Commande de mentonnière avec joystick proportionnel ASL138 (sans console de commande REM216, siège max, porte-sacs)		4.718,00
AVA1289	Support manuel orientable latéralement à droite ASL628 (uniquement en association avec l'appuie-tête pour la commande de mentonnière)		○
AVA1288	Support manuel orientable latéralement à gauche ASL 628 (uniquement en association avec l'appuie-tête pour la commande de mentonnière)		○
AVA1287	Support électrique orientable latéralement à droite (sans appuie-tête pour commande de mentonnière, support de console de commande pour accompagnateur à droite, unité de commande avec 10 boutons et support de commande pour l'accompagnateur à droite, commande pour l'accompagnateur et support à droite, tablette orientable à droite, rétroviseur à droite, porte-canne à droite)		2.358,00
AVA1286	Support électrique orientable latéralement à gauche (sans appuie-tête pour commande de mentonnière, support de console de commande pour accompagnateur à gauche, unité de commande avec 10 boutons et support de commande pour l'accompagnateur à gauche, commande pour l'accompagnateur et support à gauche, tablette orientable à gauche, rétroviseur à gauche, porte-canne à gauche)		2.358,00
Commande occipitale			
ARH2230	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3		6.900,00
ARH2247	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON		8.250,00
Accessoire sans fil			
ARH2249	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		570,00
ARH2250	Emulation souris sans fil (ASL558)		1.100,00
Commande mini joystick proportionnel			
ARH2233	Mini joystick proportionnel MEC		5.700,00
ARH2235	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)		710,00
ARH2236	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)		710,00
ARH2213	Montage central, escamotable à droite, Nucleus		1.090,00
ARH2214	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus		1.090,00
ARH2241	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)		1.790,00
ARH2242	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)		1.790,00
ARW2215	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
Accessoires LiNX			
Unités de commande supplémentaires			
AVA2251	Unité de commande avec 10 boutons (avec entrée pour connecteur) (pour le joystick externe, support possible uniquement du côté opposé du joystick)		648,00
AVA2217	Support pour commande de l'utilisateur, à droite (sans montage au centre, support orientable vers la droite)		○
AVA2218	Support pour commande de l'utilisateur, à gauche (sans montage au centre, support orientable vers la gauche)		○



2229




2251

AVA2227	Support pour commande de l'accompagnateur, à droite (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à droite, porte-sacs)		<input type="radio"/>
AVA2228	Support pour commande de l'accompagnateur, à gauche (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à gauche, porte-sacs)		<input type="radio"/>
AVA2225	Sans position de montage fixe		<input type="radio"/>
AVA2252	Entrée pour connecteur (pour contrôler les vitesses et le menu via un bouton externe)		128,00
Raccord de chargement USB			
AVA2253	Chargeur USB DLX-USB02-A (sans siège Max)		293,00
AVA2207	Montage à droite		<input type="radio"/>
AVA2208	Montage à gauche		<input type="radio"/>
Autres composants/accessoires			
AVA2300	Joint, non raccordé		<input type="radio"/>
AVZ2301	Raccordé et programmé (version spéciale)		Sur demande
Boutons Buddy (entrée pour connecteur nécessaire, si la console de commande REM400 n'a pas été sélectionnée)			
AVA1685	Rouge		170,00
AVA1686	Jaune		170,00
AVA1687	Vert		170,00
AVA1690	Bleu		170,00
Boutons ovoïdes (entrée pour connecteur nécessaire, si la console de commande REM400 n'a pas été sélectionnée)			
AVA2254	Noir		170,00
Boutons Piko (entrée pour connecteur nécessaire, si la console de commande REM400 n'a pas été sélectionnée)			
AVA1711	Rouge		185,00
AVA1712	Jaune		185,00
AVA1713	Vert		185,00
AVA1714	Orange		185,00
AVA1715	Bleu		185,00
AVA1716	Noir		185,00
Bodypoint Joystickaufsätze			
ARH2721	3" bouton de joystick en U, Bodypoint PC101A		170,00
ARH2722	4" bouton de joystick en U, Bodypoint PC102A		170,00
ARH2723	Bouton de joystick en forme de coupole en caoutchouc, Bodypoint PC107A		170,00
ARH2724	Bouton de joystick fongiforme, Bodypoint PC110A		170,00
UNITÉ DE COMMANDE			
Choix de couleur pour le cadre			
AVA0228	Cristal-noir		◆
AVA0252	Blanc		<input type="radio"/>
Choix de la couleur pour le boîtier de recouvrement			
AVA0242	Perle-bleu nuit		<input type="radio"/>
AVA0243	Argent-métallique		<input type="radio"/>
AVA0224	Noir		<input type="radio"/>
AVA0204	Rouge cerise		<input type="radio"/>
AVA0222	Blanc		◆
AVA0248	Vert prairie		<input type="radio"/>
AVA0279	Jaune		<input type="radio"/>
Choix de couleur pour la partie latérale			
AVA0284	Perle-bleu nuit		<input type="radio"/>
AVA0285	Argent-métallique		<input type="radio"/>
AVA0265	Noir		◆
AVA0261	Rouge cerise		<input type="radio"/>
AVA0253	Blanc		<input type="radio"/>
AVA0250	Vert prairie		<input type="radio"/>
AVA0254	Jaune		<input type="radio"/>




2253

Choix de couleur Jantes			
AVA0290	Blanc		○
AVA0292	Argent-métallique		○
AVA0291	Noir		◆
Roues avant			
AVA0804	10", pneumatique, noir, sans abrasion		◆
AVA0805	10" Bandage plein noir, sans abrasion		190,00
AVA0806	10", anti-crevaisson, noir, sans abrasion		210,00
Roues arrière			
AVA0704	14", pneumatique, noir, sans abrasion		◆
AVA0705	14", Bandage plein, noir, sans abrasion		195,00
AVA0706	14", anti-crevaisson, noir, sans abrasion		220,00
Technologie Dual Swing			
AVA1200	Technologie Dual Swing - système d'amortissement		◆
Suspension arrière			
AVA1217	Suspension arrière avec système d'amortissement souple (recommandé pour les utilisateurs jusqu'à 90 kg)		○
AVA1218	Suspension arrière avec système d'amortissement moyen (recommandé pour les utilisateurs de 90 à 136 kg)		◆
AVA1219	Suspension arrière avec système d'amortissement rigide (recommandé pour les utilisateurs de 136 à 160 kg) (uniquement en association avec Kite Heavy Duty)		○
MOTEUR, BATTERIE			
AVA1283	Moteurs classiques 10 km/h (uniquement avec un système d'éclairage classique AVA1367)		◆
AVA1259	2 x batterie gel 60 Ah		◆
AVA1364	2 x batterie gel 73,5 Ah		259,00
Programme de stabilité			
AVA1215	G-Trac - Programme de stabilité électronique		1.840,00
CHARGEUR			
AVA1313	Chargeur 10A (200 - 250 V)		◆
OPTIONS DE SÉCURITÉ			
Protection anti-basculement			
AVA1205	Roues anti-basculement		◆
Éclairage			
AVA1437	Système d'éclairage LED		450,00
AVA1254	Sans système d'éclairage, avec éclairage passif		◆
Accessoires de sécurité			
Dispositif de levage pour les bordures			
AVA1244	Dispositif de levage pour les bordures, rabattable (pas avec le cale-pieds)		398,00
Fixation de transport			
AVA1493	Fixation de transport à 4 points (pour sécuriser le fauteuil roulant sans utilisateur)		○
AVA1494	Fixation de transport à 4 points pour le transport de personnes en fauteuil roulant selon ISO 7176-19 (sans crochets porte-sacs)		◆
Sangle de maintien			
AVA1329	Sangle sous-abdominale avec fermeture à déclic pour un montage au niveau du dos		98,00
AVA2113	Sangle sous-abdominale avec fermeture à déclic, pour un montage sur les rails de guidage latéraux (uniquement pour le siège Modulite avec cadre d'assise télescopique, sans ST 410 mm en association avec les parties latérales amovibles, hauteur réglable)		98,00
Ceinture Bodypoint (kit de montage incl.)			
ARH2701	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)		220,00
ARH2702	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)		220,00
ARH2703	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)		160,00



1244



1329

ARH2704	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)		160,00
ARH2705	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)		130,00
ARH2706	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)		130,00
Rétroviseur			
AVA1415	Rétroviseur à droite (sans console de commande pour écran REM500 orientable à droite, réglage multiple, montage au centre, support orientable vers la droite, sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à droite)		79,00
AVA1339	Rétroviseur à gauche (sans console de commande pour écran REM500 orientable à gauche, réglage multiple, montage au centre, support orientable vers la gauche, sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à gauche)		79,00
ACCESSOIRES			
Crochets porte-sacs			
AVA2128	Crochets porte-sacs pour siège Modulite avec cadre d'assise télescopique (charge max. 6 kg) (sans plaque de dossier Flex3, siège Max, console de commande pour accompagnateur, commande pour accompagnateur, commande de mentonnière, unité de commande avec 10 boutons et support pour commande d'accompagnateur, fixation de transport à 4 points pour le transport de personnes dans un fauteuil roulant)		140,00
Porte-bagages			
AVA1438	Porte-bagages (sans système d'éclairage classique, siège Max en association avec réglage d'angle d'assise électrique 0°-20° et hauteur de siège de 480 mm)		149,00
Porte-canne(en combinaison avec une commande pour accompagnateur. Montage respectivement uniquement du côté opposé.)			
AVA1312	Porte-canne à droite (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à droite)		56,00
AVA1363	Porte-canne à gauche (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à gauche)		56,00
Garde-boue			
AVA1416	Garde-boue avant, noir		○
AVA1417	Garde-boue arrière, noir		○
Tablette			
AVA1404	Tablette, orientable, à droite (sans console de commande et support de console à droite, montage au centre, support orientable vers la droite ou la gauche, commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement vers la droite, siège Max)		448,00
AVA1405	Tablette, orientable, à gauche (sans console de commande et support de console à gauche, montage au centre, support orientable vers la droite ou la gauche, commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement vers la gauche, siège Max)		448,00
Kit d'outils			
AVA1333	Kit d'outils (avec 2 x tournevis, 3 x clé à six pans creux, clé à fourche et fusible principal)		46,00
MODÈLE SPÉCIAL			
Modèle spécial			
AVZ1300	Veuillez indiquer vos demandes spécifiques. Prix sur demande		Sur demande
REMARQUES			



1404/1405



1333