

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

## Invacare® Kompas®

Fauteuil électrique pliant roues arrière motrices à usage principal intérieur

CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

### Descriptif :



- Electronique programmable Penny&Giles VR2 50A avec support de manipulateur réversible fixe
- Vitesse 6,4 km/h
- 1 batterie de 11,4 Ah de série, autonomie jusqu'à 12 km - homologuée pour le transport aérien (18 km avec batterie 17,1 Ah en accessoire)
- Roues arrière pneumatiques noirs 8", roues avant en bandage noir 7"
- Largeur hors-tout : 590 mm
- Largeur d'assise de 460 mm, réglable à 480 mm
- Accoudoirs relevables et réglables en largeur : +10 mm de chaque côté, en hauteur (+15 mm), et en profondeur (+30 mm)
- Profondeur d'assise de 420 mm
- Dossier réglable en angle : +5°
- Dossier réglable en tension et toile en nylon, rembourée
- Hauteur de dossier : 390 mm
- Toile d'assise en nylon, rembourée

- Palette réglable en hauteur (3 positions, UL de 415 mm à 465 mm)
- Poids du fauteuil : 23,4 kg sans batteries
- Ceinture de maintien et panier de rangement inclus
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.





**Désignation et code LPPR :**  
9125967 - propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées (AA1)



**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

CODE	Quantité	DESIGNATION	Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
<b>Invacare® Kompas - AA1</b>						
1662630		Invacare® Kompas® - 6,4 km/h, Coloris Gris Manipulateur réversible droite/gauche	3 306,11	3 487,95	3 487,95	
			+1,67 € HT d'éco-participation			
<b>Accessoires Invacare® Kompas</b>						
1675730		Pantographe, côté gauche	99,53	105,00		
1675731		Pantographe, côté droit	99,53	105,00		
1662979		Grande batterie 17,1 Ah - Autonomie jusqu'à 18 km	469,19	495,00		
1627256		Coussin d'assise Invacare® Classic® Visco 455 x 400 mm	67,50	81,00	81,00	
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						

### Rampes en accessoire

1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00		1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	425,00		1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	850,00		1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	450,00		1654130