

küschall®
designed for life



NOS VALEURS 4

NOUVEAUTÉS 6

DATES CLÉS 7

FAUTEUIL
RIGIDE

THE KSL 8

KÜSCHALL K-SERIES 10

FAUTEUIL
PLIANT

KÜSCHALL CHAMPION 12

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT 14

KÜSCHALL COMPACT 16

TABLEAU COMPARATIF 18

COLORIS 20

MYKÜSCHALL 21

LA COLLECTION PRESTIGE 22

COMPATIBILITÉS MATRX & ALBER 24

TÉMOIGNAGE 26

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



France : Invacare Poirier SAS | Route de St Roch | F-37230 Fondettes
Tél. +33 (0)2 47 62 69 16 | Fax + 33 (0)2 47 42 12 24 | www.invacare.fr | www.kuschall.com

Belgium : Invacare N.V. | Autobaan 22 | 8210 Loppem
Tél.: + 32 (0)50 83 10 10 | Fax: + 32 (0)50 83 10 11 | Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be | www.kuschall.com

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Suisse
Tél. +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

küschall[®]
designed for life

Küschall est une marque déposée. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre d'un perfectionnement continu des produits, küschall AG se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés. Toute utilisation de ce catalogue, dans son intégralité ou par des extraits, ainsi que toute reproduction des illustrations sont interdites sans autorisation préalable écrite de la part de Invacare.
2018 Copyright © 04/2018, Küschall AG, Switzerland. Tous droits réservés. FR - 1637098



SOMMAIRE



NOS VALEURS : DESIGN, PRÉCISION ET QUALITÉ, PERFORMANCE DE CONDUITE, LÉGÈRETÉ & MANIABILITÉ

Küschall est reconnu pour être à la pointe de la fabrication des fauteuils roulants manuels actifs et de la création de modèles design qui combinent à la fois des performances de conduite supérieures avec une fonctionnalité révolutionnaire et une esthétique contemporaine importante. Depuis 1978 et grâce à son fondateur Rainer Küschall, lui-même tétraplégique, küschall a développé de nombreuses solutions qui ont amélioré la qualité de vie de milliers de personnes. En faisant partie du groupe Invacare depuis 1995, küschall porte constamment une grande attention à l'innovation et à la conception ainsi qu'à la qualité et aux performances de conduite.

En 2013, nous étions fiers de célébrer nos 35 ans d'existence avec vous - 35 années de partenariat au cours desquelles nous avons renforcé notre relation avec vous, nos clients, que vous soyez utilisateur d'un fauteuil roulant, prestataire ou thérapeute. Nous sommes heureux de travailler pour vous et nous allons continuer avec les mêmes valeurs dans le futur. Avec une gamme de cinq fauteuils roulants actifs à la fois rigide ou pliant, nous espérons que vous trouverez le produit qui répond à vos besoins et attentes. Retrouvez plus d'informations et les dernières actualités à propos de küschall et ses produits sur le site web de küschall :

www.kuschall.com et sur www.invacare.be/fr

« J'espère que votre fauteuil roulant deviendra un ami de confiance. »

Rainer Küschall, Fondateur de Küschall AG

NOS VALEURS



CE QUE REPRÉSENTE KÜSCHALL :

Design époustouflant. Chez küschall, nous croyons vraiment que ce qui est le plus important n'est pas le fauteuil lui-même, mais la personne! Avec leur design élégante et minimaliste, les fauteuils roulants küschall visent à améliorer votre vie et vos activités quotidiennes !

La précision avant tout. Tous les fauteuils roulants küschall ont passé des tests de qualité durant leur développement, mais ils sont également contrôlés avant de quitter l'usine. Toutes les mesures sont vérifiées, les tests de fonctionnalités et de performances de conduite sont effectués. Il n'y a pas de compromis : ils doivent tous être parfaits avant que nous vous les envoyons.

Mobilité et performance de conduite. Nous visons à développer des produits qui offrent les meilleures performances de conduite possibles afin de rendre la vie quotidienne plus facile ! Küschall est fier de sa force d'innovation, de la qualité de ses matériaux, des solutions intelligentes d'assemblage pour atteindre une rigidité de châssis impressionnante, mais aussi des nombreuses plages de réglage, pour offrir les meilleures performances de conduite idéales et la position active la plus efficace et la plus ergonomique.

Légèreté et maniabilité. Vous offrir le meilleur est notre objectif. Particulièrement polyvalents et fonctionnels, les fauteuils roulants küschall sont également légers. Ils sont faciles à manipuler et à transporter, et grâce à leur taille compacte, ils s'adapteront facilement aux endroits exigus.

« Dans la nouvelle édition de ce catalogue, Küschall vous présentera pour la première fois des utilisateurs avec des pathologies différentes : parfois visibles, parfois invisibles. » L'équipe Marketing Küschall

Accoudoirs küschall

Le nouvel accoudoir küschall a été développé pour les utilisateurs à la recherche d'un accoudoir esthétique et léger (880 g). Réglable en hauteur et amovible, il est également escamotable vers l'arrière pour faciliter les transferts. Le système de verrouillage permet de s'appuyer dessus en toute sécurité.



Roues avant Frog Legs

Grâce à ces roues avant extrêmement durables, votre fauteuil roulant sera parfait pour l'usage quotidienne. Elles offrent une résistance de roulement très faible pour faciliter votre propulsion sur tous les terrains.



Nouvelle toile de dossier noire

Cette nouvelle toile de dossier réglable en tension par bandes Velcro possède une bande et un logo 3D réfléchissants pour être plus visible et permettre davantage de sécurité. La fermeture par bouton magnétique de la poche vous permet de conserver vos effets personnels.



Mains-courantes CarboLife

- Curve L : pour les utilisateurs ayant une fonction complète de la main. Son profil innovant vous permet de gagner une adhérence contrôlée et sans effort tout en stabilisant votre poignet afin de réduire crampes musculaires et douleurs.
- Gekko : pour les utilisateurs ayant une fonction de la main limitée. La Gekko est extrêmement légère et a des propriétés antidérapantes exceptionnelles grâce à son revêtement en caoutchouc remplaçable parfaitement intégré.



Lancement des **küschall K-Series** et **küschall R33** **2017**

Lancement du **küschall Compact attract** **2016**
Lancement du **Champion SK** - le plus petit fauteuil plié au monde

Lancement du nouveau **küschall Champion**,
le premier fauteuil roulant rigide qui se plie ! **2015**

Lancement du **küschall K-Series attract** **2014**

2013 Küschall célèbre ses
35 ans d'innovation

Lancement du **küschall Advance** **2012**

2010 Nouvelle génération
küschall K-Series

Nouvelle génération **küschall Ultra-light / küschall Compact** **2009** Lancement du **the KSL**

Lancement du **küschall R33** **2007** Lancement du **küschall K-Nova**, une édition limitée
avec des centaines de cristaux Swarovski®

2006 Lancement du
küschall K-Junior

Déménagement dans la
nouvelle usine de fabrication
à Witterswil (Suisse) **2005**

2000 Extension de la famille **küschall K-Series** avec
les options AirLite et "Pro" en titane et carbone

1997 Lancement de la famille
küschall K-Series (K3 et K4)

"küschall design AG" rejoint le groupe
Invacare et ses 14 entités européennes de
production et de distribution **1995**

1992 Introduction du Life Concept fauteuils
roulants pliants (**küschall Compact**
et **küschall Ultra-Light**)

Inauguration de la première usine de
fabrication à Allschwil (Suisse) **1988**

1986 Lancement du **küschall Champion**
première génération

Lancement du **küschall Competition** : le premier fauteuil roulant
avec un design de châssis minimaliste (monotube). **1985/**
Rainer Küschall a remporté le prix de Designer du Musée d'Art Moderne
(MoMA) à New-York (États-unis) **1986**

Création de "Küschall of Switzerland" **1978**

Avec **The KSL**, nous voulions créer quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire : C'est l'expérience kuschall la plus complète, avec le fauteuil le plus léger et le plus dynamique que nous ayons construit. Pour ce faire, nous avons repensé chaque élément. Pas simplement les alléger et les renforcer - mais les améliorer. Le résultat est plus qu'un fauteuil. C'est **The KSL**.

V
VOIRE



VIVEZ VIE



Épuré à l'extrême et ultra léger



Disponible avec dossier fixe ou rabattable




Superbes détails combinés à la précision.



Bouchons de tête de fourche personnalisables, avec du texte ou un dessin



Design du châssis minimaliste



Barre de carrossage en carbone

DONNÉES TECHNIQUES

THE KSL

**Angle de châssis**

75°/90°

Châssis en V ou avant rétréci

**Hauteur d'assise**

avant : 450 – 530 mm

arrière : 400 – 480 mm

par paliers de 10 mm

**Pente max. de sécurité**

7°

**Poids total**

approx. 6,8 kg

**Largeur d'assise**

340 – 440 mm

par paliers de 20 mm

**Distance UL**

350 – 500 mm

par paliers de 10 mm

**Rayon de giration**

920 – 1230 mm

**Poids de transport (sans roues arrière)**

approx. 4,3 kg

**Profondeur d'assise**

385 – 485 mm

par paliers de 25 mm

**Centre de gravité**

80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm

**Largeur totale**

+ 170 mm

**Poids max. de l'utilisateur**

100 kg

**Hauteur de dossier**

270 – 420 mm

par paliers de 15 mm

**Angle de dossier**

74°/78°/82°/86°/90°

**Longueur totale**

75°: approx. 800 mm

90°: approx. 730 mm

FAITES CE QUE VOUS FAITES AVEC

PASSION

K-SERIES

Au début, tout avec le **K-Series** était incroyablement facile, unique et léger. Avec ses multiples configurations possibles, les différents matériaux et la large gamme de coloris disponibles, le

K-Series apporte une nouvelle dimension à vos besoins. Et pas seulement sa polyvalence. C'est un fauteuil roulant qui vous fera bouger beaucoup plus facilement et plus efficacement, à une toute autre échelle.



Encombrement réduit pour le transport grâce au dossier rabattable et au châssis ouvert



Les fauteuils küschall sont compatibles avec les dossiers et coussins de positionnement **Matrx**




Sans concessions, sans limites



Légèreté et performance



Platine de réglage du dossier avec découpes laser



Hauteur d'assise avant réglable

DONNÉES TECHNIQUES

K-SERIES



Angle de châssis
75°/90°
Châssis en V ou avant rétréci



Hauteur d'assise
avant : 450 – 520 mm
arrière : 390 – 490 mm
par paliers de 10 mm



Pente max. de sécurité
7°



Poids total
approx. 7,8 kg



Largeur d'assise
320 – 500 mm
par paliers de 20 mm



Distance UL
290 – 480 mm
par paliers de 10 mm



Rayon de giration
920 – 1230 mm



Poids de transport (sans roues arrière)
approx. 5,1 kg



Profondeur d'assise
350, 375-525 mm
par paliers de 20 mm



Centre de gravité
80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm



Largeur totale
+ 170 mm



Poids max. de l'utilisateur
130 kg (Alu)
120 kg (Ca / Ti)



Hauteur de dossier
270 – 480 mm
par paliers de 15 mm



Angle de dossier
74°/78°/82°/86°/90°



Longueur totale
75°: approx. 830 mm
90°: approx. 760 mm



Crash-test approuvé
Répond aux exigences de la norme ISO 7176-19

Lorsque vous conduirez le **Champion** pour la première fois, vous saurez qu'aucun autre fauteuil ne lui ressemble. C'est le premier fauteuil à châssis rigide pliant du monde, et vous vous sentirez tel un champion.

Les performances incroyables permettent de filer à travers les rues comme jamais. D'un seul geste, il est pliable pour une compacité optimale car chaque composant du **Champion** a été optimisé pour plus de performances.

De nombreuses compagnies aériennes ont déjà reconnu sa compacité et acceptent le **Champion** comme bagage à main !

VIVEZ SANS FRONTIÈRES

12

CHAMPION



Le fauteuil rigide pliant



Très compact pour le transport




Mécanisme de pliage horizontal unique



Option Champion SK : châssis avant rabattable (+480 g)



Fauteuil le plus compact pour le transport (grâce à l'option Champion SK)



Vue de face du kùschall Champion plié



DONNÉES TECHNIQUES CHAMPION



Angle de châssis
75°/85°
Châssis droit ou avant rétréci



Hauteur d'assise
avant : 450 – 540 mm
arrière : 390 – 490 mm
réglable en continu



Pente max. de sécurité
7°



Poids total
approx. 9,2 kg



Largeur d'assise
360 – 480 mm
par paliers de 20 mm



Distance UL
320 – 500 mm
réglable en continu



Rayon de giration
920 – 1230 mm



Poids de transport (sans roues arrière)
approx. 6,7 kg



Profondeur d'assise
340 – 480 mm
par paliers de 20 mm



Largeur totale plié
approx. 285 mm



Largeur totale
+ 160 mm



Poids max. de l'utilisateur
120 kg



Hauteur de dossier
300 – 465 mm
par paliers de 15 mm



Angle de dossier
76°/80.5°/85°/89.5°/94°



Longueur totale
75°: approx. 930 mm
85°: approx. 850 mm



SIMPLEME C

14

ULTRA-LIGHT

NT HIC

Lorsqu'il a été lancé il y a 20 ans, l'**Ultra-Light** était si léger et robuste qu'il était devenu la référence. Depuis, il est devenu encore plus compact et léger. Mais sans compromis sur sa robustesse. Essayez-le et vous sentirez immédiatement sa résistance. L'**Ultra-Light** rend la vie quotidienne plus légère.



Disponible avec des potences à 70° et 80°



Fauteuil ultra léger pliant par croisillon



Largeur hors-tout de 29 cm seulement une fois plié



Fixation de la roue arrière

DONNÉES TECHNIQUES ULTRA-LIGHT



Angle de châssis
70°/80°
Châssis droit ou avant rétréci



Hauteur d'assise
avant : 430 – 530 mm
arrière : 390 – 500 mm
par paliers de 10 mm



Pente max. de sécurité
7°



Poids total
approx. 10,1 kg



Largeur d'assise
280 – 500 mm
par paliers de 20 mm



Distance UL
200 – 510 mm
par paliers de 10 mm



Rayon de giration
920 – 1230 mm



Poids de transport (sans roues arrière)
approx. 7,2 kg



Profondeur d'assise
320 – 500 mm
par paliers de 20 mm



Largeur totale plié
approx. 290 mm



Largeur totale
+ 180 mm



Poids max. de l'utilisateur
130 kg



Hauteur de dossier
300 – 510 mm
par paliers de 15 mm



Angle de dossier
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Longueur totale
70°: approx. 880 mm
80°: approx. 830 mm



Crash-test approuvé
Répond aux exigences de la norme ISO 7176-19

Pliable. Fonctionnalité. Sécurité. Peu importe comment vous le regardez, ce fauteuil est à part entière. Le **Compact** est incroyablement compact, sans faire de compromis sur sa qualité. Chaque millimètre du **Compact** a été conçu, développé et fabriqué en tenant compte de ses spécifications précises. Sa largeur totale pliée de 29 cm le démontre parfaitement. Avec un fauteuil aussi compact, la seule vraie question est : dans quelle valise ne pourrait-il pas entrer ?

FAUTEUILS
CE QUE VOUS

16



Pliant. Fonctionnel. Compact



Potences à 70°, 80° ou 90°



Pliant en un tour de main



Démontable pour un transport facile



Réglage facile de la fixation des roues arrière

COMPACT

ADDME3

DONNÉES TECHNIQUES COMPACT



Angle de châssis
70°/80°/90°



Hauteur d'assise
avant : 380 – 530 mm
arrière : 380 – 500 mm
par paliers de 10 mm



Pente max. de sécurité
7°



Poids total
approx. 11 kg



Largeur d'assise
280 – 500 mm
par paliers de 20 mm



Distance UL
210 – 510 mm
par paliers de 10 mm



Rayon de giration
920 – 1230 mm



**Poids de transport
(sans roues arrière)**
approx. 8,3 kg



Profondeur d'assise
320 – 500 mm
par paliers de 20 mm



Largeur totale plié
approx. 290 mm



Largeur totale
+ 180 mm



**Poids max. de
l'utilisateur**
130 kg



Hauteur de dossier
300 – 510 mm
par paliers de 15 mm



Angle de dossier
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Longueur totale
70°: approx. 940 mm
80°: approx. 890 mm
90°: approx. 840 mm



Crash-test approuvé
Répond aux exigences
de la norme ISO 7176-19



TABLEAU COMPARATIF

18

Modèle	THE KSL	KÜSCHALL K-SERIES
Description	Épuré à l'extrême et ultra léger	Sans concessions, sans limites
Catégorie	Fauteuil rigide	Fauteuil rigide
Poids max. de l'utilisateur	100 kg	130 kg (Alu) 120 kg (Ca / Ti)
Poids total	approx. 6,8 kg	approx. 7,8 kg
Poids de transport (sans roues arrière)	approx. 4,3 kg	approx. 5,1 kg
Longueur totale	75°: approx. 800 mm 90°: approx. 730 mm	75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760 mm
Largeur totale	Largeur d'assise + 170 mm	Largeur d'assise + 170 mm
Largeur totale plié	N/A	N/A
Angle de châssis	75°/90° Châssis en V ou avant rétréci	75°/90° Châssis en V ou avant rétréci
Largeur d'assise	340 - 440 mm (par paliers de 20 mm)	320 - 500 mm (par paliers de 20 mm)
Profondeur d'assise	385 - 485 mm (par paliers de 25 mm)	350, 375-525 mm (par paliers de 20 mm)
Hauteur d'assise	avant : 450 - 530 mm arrière : 400 - 480 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 450 - 520 mm arrière : 390 - 490 mm (par paliers de 10 mm)
Distance UL	350 - 500 mm (par paliers de 10 mm)	290 - 480 mm (par paliers de 10 mm)
Hauteur de dossier	270 - 420 mm (par paliers de 15 mm)	270 - 480 mm (par paliers de 15 mm)
Angle de dossier	74°/78°/82°/86°/90°	74°/78°/82°/86°/90°
Pente max. de sécurité	7°	7°
Rayon de giration	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
Crash-test	-	Approuvé

Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil.



KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT
Vivez sans limites	Ultra liberté partout, tout le temps	Pliable. Fonctionnel. Compact.
Fauteuil pliant	Fauteuil pliant	Fauteuil pliant
125 kg	130 kg	130 kg
approx. 9,2 kg	approx. 10,1 kg	approx. 11 kg
approx. 6,7 kg	approx. 7,2 kg	approx. 8,3 kg
75°: approx. 930 mm 85°: approx. 850 mm	70°: approx. 880 mm 80°: approx. 830 mm	70°: approx. 940 mm 80°: approx. 890 mm 90°: approx. 840 mm
Largeur d'assise + 160 mm	Largeur d'assise + 180 mm	Largeur d'assise + 180 mm
approx. 285 mm	approx. 290 mm	approx. 290 mm
75°/85° Châssis droit ou avant rétréci	70°/80° Châssis droit ou avant rétréci	70°/80°/90°
360 - 480 mm (par paliers de 20 mm)	280 - 500 mm (par paliers de 20 mm)	280 - 500 mm (par paliers de 20 mm)
340 - 480 mm (par paliers de 20 mm)	320 - 500 mm (par paliers de 20 mm)	320 - 500 mm (par paliers de 20 mm)
avant : 450 - 540 mm arrière : 390 - 490 mm (réglable en continu)	avant : 430 - 530 mm arrière : 390 - 500 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 380 - 530 mm arrière : 380 - 500 mm (par paliers de 10 mm)
320 - 500 mm (réglable en continu)	200 - 510 mm (par paliers de 10 mm)	210 - 510 mm (par paliers de 10 mm)
300 - 465 mm (par paliers de 15 mm)	300 - 510 mm (par paliers de 15 mm)	300 - 510 mm (par paliers de 15 mm)
76°/80.5°/85°/89.5°/94°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	82°/86°/90°/94°/98°/102°
7°	7°	7°
920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
-	Approuvé	Approuvé

COLORIS




Coloris	THE KSL	KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT
1. Gris Fumé	✓	✓	✓	✓	✓
2. Bleu mercure	✓	✓	✓	✓	✓
3. Vert d'eau nacré	-	-	✓	-	-
4. Blanc ivoire	✓	✓	✓	✓	✓
5. Rose fluo***	-	✓	-	-	-
6. Rouge fluo***	-	✓	-	-	-
7. Rose nitro	✓	✓	✓	✓	✓
8. Noir mat	✓	✓	✓	✓	✓
9. Gris nuit	✓	✓	-	✓	✓
10. Poli et verni	-	✓	-	-	-
11. Vert Fluor***	-	✓	-	-	-
12. Jaune fluo***	-	✓	-	-	-
13. Jaune flashy	✓	✓	✓	-	✓
14. Orange dynamite	✓	✓	✓	✓	✓
15. Violet atomique	✓	✓	✓	✓	✓
16. Noir brillant	✓	✓	✓	✓	✓
17. Brun ambré	-	-	-	-	✓
18. Bleu royal	-	✓	✓	✓	✓
19. Gris argent	✓	✓	✓	✓	✓
20. Rouge mat	-	✓	-	-	-
21. Bronze	-	✓	-	-	-
22. Rouge royal	✓	✓	✓	✓	✓
23. Violet pourpre	-	✓	-	✓	✓
24. Titane	-	✓	✓	-	-
25. Carbone	-	✓	✓	-	-

* Matériaux bruts

** Personnalisez votre fauteuil roulant grâce au service dédié MYküschall



*** Requiert un délai de 5 jours supplémentaires



CPS	THE KSL	KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT
1. B-Blue	✓	✓	✓	✓	✓
2. Bleu artic	✓	✓	✓	✓	✓
3. Olive	✓	✓	-	✓	✓
4. Techno-anthracite	✓	✓	✓	✓	✓
5. Chrome	✓	✓	✓	✓	✓
6. Champagne	✓	✓	✓	✓	✓
7. Jaune cuivré	✓	✓	-	✓	✓
8. Rouge comète	✓	✓	✓	✓	✓

VOUS ÊTES UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE L'ÉQUIPE MYKÜSCHALL : VOUS AVEZ UNE IDÉE, NOUS EN FAISONS UNE RÉALITÉ !

Avec plus de 35 ans d'innovation et d'expérience, MYKÜSCHALL est un service dédié qui crée et propose des fauteuils roulants personnalisés "designed for life". Qu'il s'agisse de personnalisations techniques ou esthétiques, le vaste éventail de possibilités dont nous disposons nous permet d'optimiser votre fauteuil en fonction de vos besoins. En fonction des consignes thérapeutiques que vous nous fournirez, nous pouvons personnaliser votre prochain fauteuil roulant afin qu'il soit adapté à vos exigences posturales et améliore ainsi votre confort et vos déplacements. De la couleur du châssis aux tissus spéciaux pour l'assise et le dossier, de nombreuses personnalisations sont possibles.



LÉGENDE

1. Personnalisez le châssis avant de votre fauteuil roulant : une phrase, votre prénom ou même votre signature peuvent être imprimés sur le châssis. Pas de risque que l'écriture s'abîme car elle est protégée grâce à une finition transparente.
2. Vous êtes à la recherche de pneus différents ? Pour certains d'entre eux, vous pouvez même choisir la couleur !
3. Ajoutez une touche de couleur à vos roues Spinergy LXX. Les rayons sont disponibles en noir, blanc, bleu, rouge, jaune, orange, rose et vert - et dans toutes les combinaisons que vous aimez !
4. Vous souhaitez un coloris unique pour votre châssis ? La seule limite est votre imagination.

21

MYKÜSCHALL

Votre satisfaction est primordiale ! Nous avons regroupé des employés küschall expérimentés qui travaillent tous depuis de nombreuses années au sein de notre usine en Suisse. Du service clientèle à la fabrication, en passant par la conception et la qualité, les membres dévoués de cette équipe collaborent afin de vous proposer des solutions sûres en réponse à vos demandes de personnalisation.



Les fauteuils roulants sont aussi uniques que vous !



LA COLLECTION **PRESTIGE** **CHAMPION | K-SERIES**



Châssis en titane



Roues arrière Spinergy



Montants de dossier en titane



Repose-pieds en titane



Garde-boue en carbone



Palette monobloc en carbone

MATÉRIAUX EXCLUSIFS POUR LES PERSONNNES TRÈS ACTIVES

Que vous soyez constamment en déplacement ou que vous vous rendiez dans des milieux élégants, le kuschall K-Series ou le kuschall Champion en Titane ou en Carbone offrent quelque chose de réellement unique.

Ces designs contemporains sont disponibles en cadre rigide ou pliant. Polyvalent et hautement configurable pour répondre à un large éventail de

besoins personnels, le kuschall K-Series est conçu pour les personnes en quête de mobilité sans effort combiné à des capacités de conduite efficaces.

Avec sa facilité de transport et son mécanisme unique de pliage par ciseaux, le kuschall Champion est parfait pour une vie active. Sa légèreté, son design minimaliste et son esthétique élégante offrent aux utilisateurs la liberté de participer, où qu'ils soient.



La sélection optimale pour un design parfait. Bénéficiez de performances de conduite supérieures avec une résistance exceptionnelle et une qualité esthétique.

Les matériaux haut-de-gamme Titane et Carbone apportent un sentiment de

perfection à l'utilisateur. Avec un design élégant et contemporain, combiné à des matériaux durables et légers, La Collection Prestige est le choix idéal pour les personnes actives qui aiment la précision et permettra d'améliorer la vie quotidienne.



Matrix Elite



Matrix Elite Deep



Matrix MX2



Matrix Vi



Matrix Libra

Les dossiers **Matrix Elite** apportent soutien et confort pour améliorer la posture. Conçus pour suivre les courbes naturelles du corps, leur design épuré est idéal pour tous les utilisateurs.

Les dossiers **Matrix Elite Deep** intègrent des supports latéraux intégrés pour offrir un maintien supplémentaire à l'utilisateur. Les découpes scapulaires garantissent une grande liberté de mouvement pour les utilisateurs cherchant un mode de vie plus actif.

Les dossiers **Matrix MX2** sont conçus pour les personnes actives qui exigent une utilisation optimale sans compromettre l'esthétique de leur fauteuil. La coque en fibre de carbone légère offre un soutien de qualité sans pareil et combine fonctionnalité et positionnement.

Le coussin **Matrix Vi** est conçu pour assurer la protection de la peau et le positionnement pour les individus présentant un risque de la dégradation de la peau de modéré à élevé. Sa conception unique avec 3 types de mousse apporte stabilité, soutien et confort.

Le coussin **Matrix Libra** utilise une combinaison de mousse haute résilience et une double couche de gel compartimentée pour une protection maximale au niveau des reliefs osseux. Son galbe favorise l'équilibre et la stabilité du bassin et apporte plus de mobilité à l'utilisateur.

MATRIX

Plus d'informations sur : www.invacare.be/fr

matrix®
SEATING SERIES



MOTORISATIONS ALBER



alber twion

L'assistance électrique la plus légère et rapide, au design moderne, compatible avec smartphone. La conduite active du twion ouvre de nouveaux horizons pour ceux qui veulent augmenter leur niveau d'indépendance. La motorisation très compacte et silencieuse, couplée aux batteries lithium-ion, intégrées dans le moyeu des roues, assure une grande force de propulsion dans sa version standard et ce jusqu'à 6 km/h (ou en option 10 km/h). En s'appuyant sur l'utilisation uniquement de matériaux de haute qualité tout en recherchant à minimiser le poids, les roues pesant 6 kg chacune avec batteries intégrées sont réellement très légères. Avec le module Mobility Plus disponible en option, l'utilisateur peut utiliser plus de fonctionnalités avec l'application twion et communiquer directement avec les deux roues via le smartphone.



alber e-motion

E-motion associe mobilité active et usage thérapeutique. Les moteurs électriques intégrés dans les moyeux de roues assistent efficacement le mouvement de poussée de l'utilisateur du fauteuil roulant. L'utilisateur demeure en mouvement et stimule ses fonctions vitales. En utilisant la télécommande, l'e-motion peut être activé et désactivé à partir d'une position assise verticale. De plus, deux vitesses différentes sélectionnables garantissent une conduite optimale, adaptée précisément aux besoins et aux restrictions de mobilité de chaque utilisateur.



alber e-fix

Petit, léger, maniable. L'e-fix transforme un fauteuil roulant manuel en un fauteuil électrique augmentant ainsi la mobilité et l'indépendance de son utilisateur. E-fix offre un excellent confort grâce à l'unité de commande compacte. L'écran clair et rétroéclairé affiche toutes les informations importantes d'un seul coup d'oeil et les deux batteries silencieuses mais puissantes permettent de tourner sur place et de manoeuvrer même dans des espaces restreints ou de négocier des pentes en toute sécurité et avec force. La batterie Li-Ion peut être manipulée facilement grâce à son faible poids de 2kg et sa largeur de 8cm.

Plus d'informations sur : www.alber.de/fr ou sur www.invacare.be/fr





JE M'APPELLE JOHANNES ET J'HABITE BERLIN, EN ALLEMAGNE.

J'ai 26 ans et je suis paraplégique. J'ai une lésion incomplète au niveau de la lombaire L1.

Un bon fauteuil est la première étape pour une vie vraiment indépendante. En même temps, c'est aussi un des choix les plus difficiles à faire quand vous ne pouvez pas marcher. Le bon fauteuil influence toutes vos activités quotidiennes. C'est la première chose que vous voyez quand vous vous réveillez et la dernière quand vous allez vous coucher.

A l'hôpital où j'ai eu ma rééducation, j'ai eu la chance de pouvoir essayer beaucoup de fauteuils. Comme vous passez de plus en plus de temps dans votre fauteuil et que vous apprenez comment l'utiliser, vous commencez à savoir ce qu'il vous faut. Après avoir essayé plusieurs marques, les ergothérapeutes m'ont donné un kuschall K-series à essayer pendant une semaine. Je m'y suis senti bien dès le premier jour. Donc j'ai commencé à regarder les autres fauteuils de la marque Kuschall. Comme je suis quelqu'un qui essaie toujours de positiver/d'optimiser, l'idée de pouvoir créer mon propre fauteuil, le personnaliser et choisir chaque paramètre me plaisait.

Le The KSL, c'est tout ça à la fois. Ce n'est pas seulement un fauteuil léger fait sur mesure, c'est aussi un fauteuil minimaliste au look sympa que j'ai tout de suite adoré. Ayant eu un kuschall K-Series qui me correspondait, trouver les bonnes mesures était facile.

Une fois que mon fauteuil fut fabriqué et en ma possession, j'étais un paraplégique heureux. Le châssis rigide rend la conduite vraiment différente. Chaque impulsion semble plus efficace et le châssis paraît plus solide lorsqu'on franchit des trottoirs ou lorsqu'on va plus vite ; ça vous rend plus confiant dans vos déplacements.

En tant que personne soucieuse du design qui vit en ville, le regard des autres compte. Le The KSL a un design si minimaliste qu'il va avec tout. Je me sens bien pour promener mon chien en forêt. Il est aussi le complice parfait pour des sorties en ville la nuit, comme à la maison, dans un bar ou à un rendez-vous.

J'ai un The KSL depuis bientôt deux ans. Il fait maintenant partie de moi. Il est comme une partie de mon corps et je me sens toujours bien à chaque fois que je m'y installe. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble : des plages de la mer Baltique à la mer méditerranée, en montagne ou en forêt. Rien n'a cassé pour l'instant mais je n'ai jamais eu à m'en inquiéter.

Je pense que toutes ces choses font de lui un merveilleux fauteuil. Ce ne devrait jamais être le fauteuil qui vous arrête et vous fait réfléchir. Il doit être une partie de votre corps, et ne jamais vous laisser tomber. A la fin de la journée, vous devez pouvoir compter dessus.

Le The KSL coche toutes ces cases pour moi et je me sens mal à l'aise quand c'est plus loin que ce que mes bras peuvent attraper.

**MON THE KSL FAIT
MAINTENANT PARTIE DE MOI**





**VOTRE PRESTATAIRE
KÜSCHALL**

