



Küschall® CHAMPION

L'ORIGINAL

—
UN CHAMPION
NÉ



Küschall.com



*PLIANT
ET ULTRA
COMPACT*

CHAMPION

Découvrez le Küschall Champion, notre fauteuil roulant pliant par ciseaux. Conçu avec précision, il est doté d'un mécanisme de pliage robuste qui offre une conduite optimisée et performante. Facile à plier et à déplier d'une seul mouvement, il facilite les déplacements et le rangement.

*CONCEPTION
ROBUSTE*





L'ORIGINAL

Conçu avec passion et amour, le Küschall Champion est unique en son genre. A la pointe de l'innovation et bénéficiant d'améliorations constantes, ce fauteuil a fait ses preuves au fil du temps pour vous offrir une conduite fiable à chaque instant.



ULTRA COMPACT

Facile à manipuler pour le transport et le rangement grâce à son mécanisme de pliage en un seul geste, son dossier rabattable et ses roues arrière à démontage rapide. Optez pour la version "SK3 (Swiss Knife = couteau suisse) dotée d'un châssis avant rabattable pour obtenir un modèle Champion ultra-compact.



Küschall Champion SK





UN CHAMPION NÉ

Axé sur la fonctionnalité et la performance, le Küschall Champion offre la combinaison idéale. Grâce à une technologie d'hydroformage de pointe et à un mécanisme de pliage innovant, il bénéficie d'un châssis plus rigide, garantissant une conduite économe en énergie.



DÉCOUVREZ LE CHAMPION CARBONE

Léger quand il faut. Robuste quand ça compte. Le modèle Champion en carbone offre une meilleure portabilité sans compromettre les performances. Sa résistance accrue améliore la réactivité, tandis que son cadre ultra-léger facilite le levage, le pliage et le transport. Affichez votre assurance grâce à l'élégance du carbone.



Sannez
pour en
savoir plus !

—
Un Champion hors pair en matière
de performances et d'esthétique.

C



-430g*

*Plus léger que le Champion
standard en aluminium.



Kuschall® | C
CHAMPION



REGARDEZ DE PLUS PRÈS

MAINS-COURANTES CARBOLIFE

La forme innovante et ergonomique de la main-courante vous permet de gagner en efficacité lors de la propulsion.

FOLDING UNIT

Pliage du fauteuil complet, y compris le dossier, en un seul geste avec un centre de gravité pour un positionnement personnalisé.

CHAMPION SL

Jetez un oeil sur le Champion SL, la version allégée et encore plus rigide du Champion :



**VOIR
LA VIDÉO**



FREIN ACTIF LÉGER

Design épuré, précision dans les moindres détails.

HYDROFORMAGE

Performances de conduite optimisées grâce à moins de déformation, et une plus grande rigidité au niveau du châssis.

Küschall® | 

CHÂSSIS CARBONE

Améliore les performances de conduite et confère une esthétique visuelle qui inspire confiance.



PERSONNALISEZ VOTRE CHAMPION

1. COLORIS DE CHÂSSIS

Coloris standards



Blanc Éclatant Gris Anthracite Noir Spatial



Rouge Carmin Bleu Azur

Coloris additionnels*



Jaune Flashy Noir Brillant Gris Argent Bleu Nuit Nacré



Rouge Rubis Orange Dynamite Vert Forêt

* Délais de livraison rallongés


2. STYLE DE DÉCALCOMANIE



3. COLORIS DE DÉCALCOMANIE



Rouge Noir



Gris Clair Doré Rouge Bleu Gris Foncé Noir

4. UNIQUE

Créez votre nouveau fauteuil roulant Kuschall de A à Z grâce à UNIQUE. Ce service sur mesure vous permettra de concevoir un fauteuil personnalisé, adapté à vos besoins et à votre mode de vie.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Pictured: Spinergy wheel with UNIQUE features. Scan the QR code on this page for more information.





DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR D'ASSISE

360 - 480 mm
par pas de 20 mm



PROFONDEUR D'ASSISE

340 - 480 mm
par pas de 20 mm



DISTANCE UL

320 - 500 mm
ajustable en continu



HAUTEUR DE DOSSIER

300 - 465 mm
par pas de 15 mm



ANGLE DE DOSSIER

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



HAUTEUR D'ASSISE

Avant : 450 - 540 mm
Arrière : 390 - 490 mm



ANGLE DE CHÂSSIS

75° / 90°
Droit ou avant rétréci



CENTRE DE GRAVITÉ

9 positions



CARROSSAGE

0° / 1° / 3°



LONGUEUR TOTALE

Châssis 75° : approx. 930 mm
Châssis 90° : approx. 830 mm



LARGEUR TOTALE

Largeur d'assise
+ 160 - 240 mm



LARGEUR TOTALE PLIÉ

Approx. 280 - 340 mm



POIDS TOTAL

Approx. 8.8 kg (carbone)



POIDS DE TRANSPORT

Approx 6.3 kg (carbone)



POIDS MAX. UTILISATEUR

120 kg



Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet.

/ UNLIMIT YOUR WORLD *

Tél. : +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



Küschall est une marque déposée. Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Invacare International GmbH se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.

© July 2026, Invacare International GmbH. Tous les droits sont réservés. FR

* : Votre monde sans limite