



Küschall® CHAMPION

EEN ORIGINEEL
MODEL

—
EEN GEBOREN
KAMPIOEN



Küschall.com



*OPVUWBAAR EN
SUPERCOMPACT*

*ROBUUST
DESIGN*

CHAMPION

Maak kennis met de Küschall Champion, onze eerste opvouwbare rolstoel met open frame. Het nauwkeurig ontworpen hybride vouwmechanisme is nog robuuster en biedt, eenmaal vergrendeld, optimale rijprestaties. Dankzij het slimme ontwerp vouw je de Champion in één vloeiende beweging in en uit, wat reizen en opbergen eenvoudiger maakt.





EEN ORIGINEEL MODEL

Met passie en liefde ontworpen, is de Küschall Champion uniek in zijn soort.

Dankzij voortdurende innovatie en doorontwikkeling biedt de Küschall Champion duurzame prestaties en betrouwbare rijeigenschappen, jaar na jaar.



SUPER COMPACT

De Champion is ontworpen voor optimaal gebruiksgemak. Dankzij het éénstaps-vouwmechanisme, de neerklapbare rugleuning en de achterwielen met quick-release as neem je hem eenvoudig mee en berg je hem compact op. Kies voor de Swiss Knife (SK)-uitvoering met opvouwbaar voorframe voor een uiterst compacte Champion.



Küschall Champion SK





EEN GEBOREN KAMPIOEN

De Küschall Champion is ontworpen met een sterke focus op functionaliteit en prestaties en biedt de perfecte combinatie van beide. Dankzij geavanceerde hydroforming-technologie en een innovatief vouwmechanisme beschikt de rolstoel over een rigider frame, wat zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging en een soepele, energiezuinige rijervaring.



INTRODUCTIE VAN CHAMPION CARBON

Licht wanneer het telt. Sterk wanneer het moet. De Champion Carbon maakt vervoer eenvoudiger zonder in te leveren op prestaties. De verhoogde rigiditeit verbetert de responsiviteit, terwijl het extra lichte frame het tillen, opvouwen en vervoeren vergemakkelijkt. Voel je zelfverzekerd met de schoonheid van carbon.



Bekijk
de video

Een kampioen die uitblinkt
in prestaties en design.

C



-430g*

*Lichter in totaal gewicht dan de
standaard aluminium Champion.



Küschall® | C
CHAMPION



VAN DICHTBIJ BEKEKEN

CARBOLIFE HOPELS

Het innovatief profiel biedt je een gecontroleerde, gemakkelijke grip terwijl je pols ondersteund wordt.

OPVOUWBARE UNIT

Kan moeiteloos in één beweging worden opgevouwen en heeft een ingebouwde aanpassing van het zwaartepunt voor een optimale positionering.

CHAMPION SL

Bekijk hier de superlichte, wendbare variant van de Champion:



**BEKIJK
DE VIDEO**



LICHT ACTIEVE REM

Minimalistisch ontwerp, precisie zelfs in het kleinste detail.

HYDROFORMING TECHNOLOGIE

Versterkt het frame voor een hogere rigiditeit en een efficiëntere omzetting van energie in voortstuwing.

Küschall® |

LICHTGEWICHT CARBON OPTIE

Verbetert de rijprestaties en geeft een krachtige uitstraling.



PERSONALISEER JOUW CHAMPION

1. FRAMEKLEUR

Standaard framekleuren



Pure White Anthracite Grey Space Black



Carmine Red Azure Blue

Extra framekleuren*



Flashy Yellow Black Glossy Silver Grey Pearl Night Blue



Ruby Red Dynamite Orange Forest Green

*Langere levertijd van toepassing


2. DECORATIESTIJL



3. DECORATIEKLEUR



Red Black



Light Grey Gold Red Blue Dark Grey Black

4. UNIQUE SERVICE

Creëer jouw nieuwe Küschall-rolstoel zelf, met UNIQUE. Deze speciale service maakt jouw gepersonaliseerde stoel, ontworpen om perfect bij jou en jouw leefstijl te passen.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Afbeelding: Spinerge-
wiel met UNIQUE
eigenschappen. Scan de
QR-code op deze pagina
voor meer informatie.





TECHNISCHE GEGEVENS

ZITBREEDTE

360 - 480 mm
in stappen van 20 mm



ZITDIEPTE

340 - 480 mm
in stappen van 20 mm



ONDERBEEEN- LENGTE

320 - 500 mm
Traploos verstelbaar



RUGHOOGTE

300 - 465 mm
in stappen van 15 mm



RUGHOEK

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



ZITHOOGTE

Voor: 450 - 540 mm
Achter: 390 - 490 mm



FRAMEHOEK

75° / 90°
Recht of adductie



ZWAARTEPUNT

9 posities



CAMBER

0° / 1° / 3°



TOTALE LENGTE

75° ca. 930 mm
90° ca. 830 mm



TOTALE BREEDTE

ZB + 160 - 240 mm



TOTALE BREEDTE (OPGEVOUWEN)

Ca. 280 - 340 mm



TOTAAL GEWICHT ONBELAST

Ca. 8,8 kg



TRANSPORT- GEWICHT

Ca. 6,3 kg



MAX. GEBRUIKERS- GEWICHT

120 kg



Alle aangegeven afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op zitbreedte 400 mm en zitdiepte 400 mm in de lichtste en meest compacte configuratie. Gewicht en afmetingen kunnen veranderen met de verschillende configuraties. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing op onze website.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede, Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem, België
Tel.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

