




Küschall® CHAMPION SUPER LIGHT

DISEÑADA
PARA VIAJAR

—
CONSTRUIDA
PARA RENDIR
AL MÁXIMO



Kuschall.com



*PLEGABLE Y
COMPACTA*

CHAMPION

SL

Descubre la nueva Küschall Champion Super Light, con su diseño atractivo y estilizado que mantiene todas las características del modelo original pero ofreciendo un peso más ligero, una mayor agilidad con un rendimiento más alto. Diseñada con la rigidez y robustez de la Küschall Super Light, la nueva Champion SL proporciona un control óptimo en la conducción y un alto nivel de respuesta para un desplazamiento mejorado.

*SUPER LIGERA
Y RÍGIDA*





La Champion SL promete dar lo mejor de una silla activa para un desplazamiento impecable.



Vertimos nuestra pasión y experiencia en cada detalle de la Champion SL. Nuestro objetivo ha sido diseñar una silla compacta, plegable que ofrezca una conducción excepcional. No solo nos hemos comprometido con los estándares más altos en cuanto a diseño, funcionalidad y durabilidad, sino que conseguimos una silla que captura el espíritu y la estética de la marca Küschall.



HECHA PARA VIAJAR CONSTRUIDA PARA RENDIR AL MÁXIMO

Diseñada para un estilo de vida activo, la Champion SL será tu compañera de viaje que te permitirá experimentar nuevas aventuras, seguir tu pasión, y descubrir mundos sin límites.





TRANSPORTE FACILITADO

Nunca cambiaríamos lo que más te gusta de la Küschall Champion. Su diseño ha sido pensado para que sea la mejor opción a la hora de meterla en el coche. Solo tienes que plegar el chasis para un fácil transporte y un almacenamiento compacto, sin preocupaciones.





RESULTADOS DE DEPLAZAMIENTO EXCEPCIONALES

La Champion Super Light es una silla activa altamente versátil que ha sido desarrollada para alcanzar el más alto rendimiento. Gracias a un diseño super ligero y robusto, permite al usuario aprovechar al máximo la energía aplicada a la propulsión. Con una rigidez y un tiempo de respuesta incrementados, la Champion SL ofrece un desplazamiento y una biomecánica optimizados.





ECHALE UN VISTAZO

SUPER LIGERA

Ahora con un peso de transporte de tan solo 5,9 kg para un fácil manejo.

REACTIVA

Permite un fácil y rápido cambio de dirección y de velocidad incluso en curvas cerradas.

TRANSPORTE FACILITADO

Su sistema de plegado único facilita su transporte y almacenamiento.



DISEÑO ERGONÓMICO

Optimiza el agarre para un reposicionamiento y transferencias con toda seguridad.

TECNOLOGÍA DEL HIDROFORMADO

Chasis más robusto & rígido para una eficacia maximizada durante la propulsión.



**ESCANEA EL
CÓDIGO QR PARA
VER EL VÍDEO**



PERSONALIZA TU CHAMPION SUPER LIGHT

1. COLOR DE CHASIS

Colores estándar



Blanco puro

Gris antrácita

Negro espacial



Rojo carmín

Azul celeste

Otros colores*



Amarillo intenso

Negro brillante

Gris plateado

Azul real



Rojo rubí

Naranja dinámica

Verde forest

*Plazo de entrega adicional.

2. TIPO DE CALCOMANIA




3. COLOR DE CALCOMANIA



Rojo

Negro



Gris claro

Dorado

Rojo

Azul

Gris oscuro

Negro

4. PERSONALIZACIÓN ÚNICA

Crea tu silla Küschall a medida con nuestro Departamento UNIQUE. Este nuevo servicio te permitirá customizar tu silla según tus gustos para un estilo de vida UNICO.

UNIQUE*
Designed by you. Built by us.



* Diseñado por ti. Construido por nosotros.

Foto: Ruedas Spinergy con características ÚNICAS. Escánea el código QR para más información.





DATOS TÉCNICOS

ANCHURA DE ASIENTO

360 - 480 mm
Incrementos de 20 mm



PROFUNDIDAD DE ASIENTO

340 - 480 mm
Incrementos de 20 mm



LARGO DE PIERNA (UL)

320 - 500 mm
Sin incrementos



ALTURA DE RESPALDO

300 - 465 mm
Incrementos de 15 mm



ÁNGULO DE RESPALDO

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



ALTURA DE ASIENTO

Delantera: 450 - 540 mm
Trasera: 390 - 490 mm



ÁNGULO DE CHASIS

75° / 90°
Chasis estándar o chasis aducción



POSICIÓN CENTRO DE GRAVEDAD

8 posiciones



CAÍDA RUEDAS TRASERAS

0° / 1° / 3°



LONGITUD TOTAL

75° Aprox. 930 mm
90° Aprox. 830 mm



ANCHURA TOTAL *

SW + 160 - 240 mm**



ANCHURA TOTAL PLEGADA

Aprox. 280 - 340 mm



PESO TOTAL

Aprox. 8.4 kg



PESO DE TRANSPORTE

Aprox. 5.9 kg



PESO MÁX. USUARIO

100 kg



Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija para cada modelo. En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente o nuestra página web: www.invacare.es

* Caída 0°: SW + 160 mm / Caída 1°: SW + 180 mm / Caída 3°: SW + 220 mm. Con protectores desmontables, el ancho total incrementa 20 mm en total (ver tarifa). Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más.
** SW=Anchura asiento



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. (34) 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España

