



Küschall® CHAMPION SL

FAIT POUR
VOYAGER

—
CONÇU POUR
PERFORMER



Kuschall.com



*PLIABLE ET
COMPACT*

CHAMPION

SL

Découvrez le nouveau Küschall Champion SL, un nouveau design pour un fauteuil roulant Küschall exigeant et élégant. Il conserve toutes les caractéristiques pour le voyage du Champion original mais devient plus léger et plus agile. Conçu avec la rigidité du KSL, le nouveau Champion SL offre un contrôle optimal à l'utilisateur et un haut niveau de réactivité pour une conduite encore plus performante.

*SUPER LÉGER
ET RIGIDE*





Le Champion SL
promet d'offrir une
conduite impeccable
aux utilisateurs les
plus exigeants.



Nous avons mis toute notre passion et notre expertise dans chaque détail du Champion SL. Notre objectif était de concevoir un fauteuil roulant compact, pliable et qui offre une expérience de conduite exceptionnelle. En plus de s'engager dans des standards élevés de fonctionnalité et de durabilité, nous concevons des fauteuils qui reflètent l'esprit et l'élégance Küschall.



FAIT POUR VOYAGER CONÇU POUR PERFORMER

Créé pour un mode de vie actif, le Champion SL vous accompagne dans votre voyage pour vivre de nouvelles aventures, poursuivre vos passions et ouvrir votre monde.





FACILE À TRANSPORTER

Nous ne changerons jamais ce que vous aimez sur le Küschall Champion. Avec un design conçu pour voyager, le Champion SL est un leader en termes de praticité. Pliez simplement le châssis pour un transport facile et un stockage compact. Le nouveau Champion SL vous emmène où vous le souhaitez - en toute confiance.



K

PERFORMANCE DE CONDUITE EXCEPTIONNELLE

Le Champion SL est un fauteuil roulant grandement polyvalent inventé spécialement pour performer. Très léger et robuste, nous nous sommes focalisés sur une conception prévue pour offrir une qualité de roulement hors norme. Avec une rigidité et une réactivité accrues, le Champion SL se concentre sur une propulsion efficace et une biomécanique optimale.





REGARDEZ DE PLUS PRÈS

SUPER LÉGER

Nouveau poids de transport de 5,9 kg pour faciliter les manipulations.

RÉACTIF

Offre des changements de directions simples et rapides, vitesse et précision dans les espaces étroits.

FACILE À TRANSPORTER

Son système de pliage unique simplifie le transport et le stockage.



ERGONOMIQUE

Facilite le repositionnement et les transferts.

TECHNOLOGIE D'HYDROFORMAGE

Renforce le châssis, le rigidifie et améliore le rendement lors de la propulsion.



REGARDEZ LA VIDÉO



PERSONNALISEZ VOTRE CHAMPION SL

1. COLORIS DE CHÂSSIS

Coloris de châssis standards



Blanc Éclatant

Gris Anthracite

Noir Spatial



Rouge Carmin

Bleu Azur

Coloris de châssis additionnelles*



Jaune Flashy

Noir Brillant

Gris Argent

Bleu Nuit Nacré



Rouge Rubis

Orange Dynamite

Vert Forêt

* Délais supplémentaires

2. STYLE DE DÉCALCOMANIE




3. COLORIS DE DÉCALCOMANIE



Rouge

Noir



Gris Clair

Doré

Rouge

Bleu

Gris Foncé

Noir

4. SERVICE UNIQUE

Inventez votre nouveau fauteuil roulant Küschall de A à Z avec UNIQUE. Ce service dédié créera votre fauteuil roulant personnalisé qui correspond à votre personnalité et à votre style de vie.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Photographie :
Roue Spinerigy avec
une fabrication
UNIQUE. Scannez le
QR code pour plus
d'informations.





SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

LARGEUR D'ASSISE

360 - 480 mm
Par pas de 20 mm



PROFONDEUR D'ASSISE

340 - 480 mm
Par pas de 20 mm



DISTANCE UL

320 - 500 mm
Réglable en continu



HAUTEUR DE DOSSIER

300 - 465 mm
Par pas de 15 mm



ANGLE DE DOSSIER

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



HAUTEUR D'ASSISE

Avant : 450 - 540 mm
Arrière : 390 - 490 mm



ANGLE DE CHÂSSIS

75° / 90°
Droit ou avant rétréci



CENTRE DE GRAVITÉ

8 positions



CARROSSAGE

0° / 1° / 3°



LONGUEUR TOTALE

75° environ 930 mm
90° environ 830 mm



LARGEUR TOTALE

SW + 160 - 240 mm



LARGEUR TOTALE PLIÉ

Environ 280 - 340 mm



POIDS TOTAL FAUTEUIL

Environ 8,4 kg



POIDS DE TRANSPORT

Environ 5,9 kg



POIDS MAX. UTILISATEUR

100 kg



Toutes les mesures indiquées sont basées sur une largeur d'assise de 400 mm, une profondeur d'assise de 400 mm dans la configuration la plus légère et compacte. Le poids et les mesures peuvent changer en fonction des configurations. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisateur sur notre site internet.



UNLIMIT YOUR WORLD

Tél. : +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37320 Fondettes
France

