



Küschall® CHAMPION SL

IDEALIZADA
PARA VIAJAR

—
CRIADA
PARA ALTA
PERFORMANCE



Kuschall.com



ENCARTÁVEL E
COMPACTA

CHAMPION

SL

Conheça a nova Kuschall Champion SL, um novo design Kuschall fascinante e elegante que mantém todas as características de viagem da Champion original, mas com um desempenho ainda mais leve e mais ágil. Concebida com a maior rigidez e resistência da "KSL", a nova Champion SL proporciona um ótimo controlo pelo utilizador e elevados níveis de resposta, para uma condução ainda melhor.

SUPER LEVE E
RÍGIDA





A Champion SL promete proporcionar aos utilizadores mais exigentes de cadeiras de rodas activas uma condução irrepreensível.



Aplicámos a nossa paixão e experiência em cada detalhe da Champion SL. O nosso objetivo era criar uma cadeira compacta e encartável, que proporcionasse uma condução excepcional. Não nos comprometemos apenas com os mais elevados padrões de funcionalidade e durabilidade no nosso design, como também procurámos uma cadeira que captasse o espírito e a estética da Küschall.



IDEALIZADA PARA VIAJAR
CRIADA PARA ALTA
PERFORMANCE

Idealizada para um estilo de vida ativo,
a Champion SL ajuda-o a explorar novas
aventuras e a perseguir paixões. Unlimit
your world.





TRANSPORTA-SE COM FACILIDADE

Nunca mudaríamos o que adoramos na Kuschall Champion. Com um design pensado para viagens, a Champion SL é líder quando se trata de comodidade. Basta encartar o chassis para um transporte fácil e uma arrumação compacta. A nova Champion SL leva-o para onde quiser ir - com confiança.



PERFORMANCE DE CONDUÇÃO EXCECIONAL

A Champion SL é uma cadeira ativa, altamente versátil, criada especialmente para desempenho. Além de ultra leve e robusta, o design foi pensado com precisão para garantir máxima eficiência energética durante a condução. Com maior resistência e capacidade de resposta, a Champion SL oferece uma propulsão eficiente e uma biomecânica otimizada.





UM OLHAR MAIS DE PERTO

ULTRA LEVE

Agora com 5,9 kg, para facilitar a manobrabilidade.

RESPONSIVA

Permite mudanças fáceis e rápidas de direção, velocidade e condução em curvas apertadas.

TRANSPORTE FÁCIL

Um mecanismo de encarte único que permite transportar e armazenar a cadeira de forma simples.



PEGA ERGONÓMICA

Para reposicionamentos e transferências mais fáceis.

TECNOLOGIA DE HIDROFORMAÇÃO

Reforça o chassis para uma maior rigidez e maior eficiência energética durante a propulsão.



VEJA O
VÍDEO



PERSONALIZE A SUA CHAMPION SL

1. COR DO CHASSIS

Cores Standard



Branco
Cinzento Antracite
Preto Espacial



Vermelho Carmin
Azul Celeste

Cores Premium*



Amarelo Flashy
Preto brilhante
Cinza Claro
Azul Real



Vermelho Rubi
Laranja dinamite
Verde floresta

*Prazo de entrega adicional


2. ESCOLHA O ESTILO



3. ESCOLHA O ACABAMENTO DO DECALQUE



Vermelho Preto



Cinza claro Dourado Vermelho Azul Cinzento escuro Preto

4. UNIQUE

Crie a sua nova cadeira de rodas Küschall desde a base com UNIQUE. Este serviço dedicado irá criar a sua cadeira personalizada, para se adaptar da melhor forma a si e ao seu estilo de vida.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Rodas Spinergy com detalhes UNIQUE.
FAça scan do QR code nesta página para mais informações.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DO ASSENTO

360 - 480 mm
em incrementos de 20 mm



PROFUNDIDADE DO ASSENTO

340 - 480 mm
em incrementos de 20 mm



MEDIDA JOELHO-CALCANHAR

320 - 500 mm
Ajuste por incrementos



ALTURA DO ENCOSTO

300 - 465 mm
em incrementos de 15 mm



ÂNGULO DO ENCOSTO

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



ALTURA DO ASSENTO

Dianteira : 450 - 540 mm
Traseira: 390 - 480 mm



ÂNGULO DO CHASSIS

75° / 90°
Standard ou Tapered



CENTRO DE GRAVIDADE

8 posições



ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS

0° / 1° / 3°



COMPRIMENTO TOTAL

75° aprox. 930 mm
90° aprox. 830 mm



LARGURA TOTAL

Largura de assento (SW)
+ (160 - 240 mm)



LARGURA TOTAL ENCARTADA

Aprox. 280 - 340 mm



PESO TOTAL

Aprox. 8.4 kg



PESO PARA TRANSPORTE

Aprox. 5.9 kg



PESO MAX. DO UTILIZADOR

100 kg



Todas as medidas e pesos indicados são baseados na largura do assento de 400 mm e na profundidade do assento de 400 mm na configuração mais leve e compacta. O peso e as medidas podem mudar com as diferentes configurações. Para mais informações, visite o nosso site.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

