


Küschall® COMPACT



VERSATILITÀ
E COMFORT
IN UN'UNICA
CARROZZINA



Küschall.com



*PIEGHEVOLE
E LEGGERA*

COMPACT

La Küschall Compact rappresenta lo standard di riferimento in termini di affidabilità e qualità in un'unica carrozzina pieghevole.

Si adatta facilmente alle diverse esigenze, migliorando il comfort complessivo. Disponibile con telaio anteriore fisso, che offre un'eccezionale rigidità per prestazioni di propulsione eccellenti, oppure con telaio anteriore ribaltabile, per rendere ancora più semplici i trasferimenti, lo stoccaggio e il trasporto.

*COMFORT
OTTIMIZZATO*





FUNZIONALITÀ ECCEZIONALE

L'opzione schienale pieghevole rende la carrozzina più compatta e facile da trasportare. Disponibile con angolo pedana di 70° o 80°, oltre al meccanismo di bloccaggio di precisione regolabile sui poggiamambe ribaltabili, per una maggiore rigidità e una propulsione ottimale.



LA NUOVA COMPACT CARBON

Un piccolo dettaglio che fa la differenza. I poggiagambe opzionali in carbonio donano alla Compact maggiore leggerezza e una finitura ancora più raffinata. Un upgrade discreto che valorizza sia la sensazione d'uso sia l'estetica complessiva, senza modificare l'affidabilità su cui puoi contare.



Guarda il video

Eleva la tua Compact.
Scegli il carbonio.

C

-200g*

*Un peso complessivo ridotto rispetto alla Compact standard in alluminio.



Küschall®
COMPACT

C



UNO SGUARDO DA VICINO

SCHIENALE REGOLABILE IN ANGOLAZIONE

Disponibile come opzione, lo schienale regolabile in angolazione e pieghevole si ripiega ordinatamente sulle guide della seduta, rendendo la carrozzina più compatta per lo stoccaggio e il trasporto.

FACILE DA PIEGARE

L'esclusivo design a forbice della crociera rende la Compact semplice da piegare. Una caratteristica fondamentale per chi ha una forza ridotta o una funzionalità limitata delle mani.

SEMPRE IN TRAIETTORIA

La regolazione intuitiva e unica del supporto ruotina anteriore garantisce che la carrozzina mantenga sempre la massima efficienza di propulsione, rendendo più facile spingersi anche per periodi prolungati.



TELAIO FISSO

Aumenta la rigidità e conferisce un'estetica più dinamica. Disponibile con angolo poggiamambe di 70° o 80°.

POGGIAGAMBE RIBALTABILI

Facilita il trasporto, lo stoccaggio e i trasferimenti. Disponibile con angolo poggiamambe di 70° o 80°.

Küschall® | e

Poggiamambe opzionali in carbonio per una maggiore leggerezza e una finitura più raffinata.

PEDANA POGGIAPIEDI

La gamma di pedane poggiapiedi si adatta a tutte le larghezze seduta e offre una superficie antiscivolo per un comfort e un sostegno ottimali.



PERSONALIZZA LA TUA COMPACT

1. COLORE TELAIO

Colori standard telaio



Bianco

Grigio
Antracite

Nero



Rosso

Blu

Colori telaio aggiuntivi*



Giallo Fluo

Nero Lucido

Grigio Argento

Blu Notte
Perlato



Rosso Rubino

Arancione
Dinamite

Verde Foresta

*Previsti tempi di consegna aggiuntivi.

2. STILE DECAL




3. COLORE DECAL



Rosso

Nero



Grigio
Chiaro

Oro

Rosso

Blu

Grigio
Scuro

Nero

4. SERVIZIO UNIQUE

Crea la tua nuova Küschall UNIQUE,
costruita su misura a partire dalle ruote.
Un servizio esclusivo per realizzare la tua
carrozzina personalizzata, progettata
intorno a te e al tuo stile di vita.

unique
Designed by you. Built by us.





DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA

280 – 500 mm
incrementi di 20 mm



PROFONDITÀ SEDUTA

280 – 500 mm
incrementi di 20 mm



LUNGHEZZA GAMBE

200 – 510 mm
incrementi di 10 mm



ALTEZZA SCHIENALE

300 – 510 mm
incrementi di 15 mm



ANGOLO DELLO SCHIENALE

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



ALTEZZA SEDUTA

Anteriore: 380 – 530 mm
Posteriore: 370 – 500 mm
incrementi di 10 mm



ANGOLAZIONE TELAIO

70° / 80°
Straight or tapered



LARGHEZZA TOTALE

SW + 160 mm



TOTAL WIDTH FOLDED

circa 290 mm



LUNGHEZZA TOTALE

70° circa 870 – 1220 mm
80° circa 850 – 1200 mm



CAMPANATURA

0° / 3°



PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

Circa 10.3 kg (swing away)
Circa 9.6 kg (fixed frame)



PESO SENZA RUOTE

Circa 7.8 kg (swing away)
Circa 6.7 kg (fixed frame)



PESO MASSIMO UTENTE

130 kg



CRASH TEST

Approvata e conforme ai
requisiti della norma
ISO 7176-19



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono a una larghezza seduta di 400 mm e a una profondità seduta di 400 mm, nella configurazione più leggera e compatta.
Peso e dimensioni possono variare in base alle diverse configurazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso disponibile sul nostro sito web.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

info@kuschall.com
www.kuschall.com

DHCare Italia S.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI)

