



# Küschall® COMPACT

VEELZIJDIGHEID  
EN COMFORT  
IN ÉÉN STOEL

---



Küschall.com



*OPVUWBAAR  
EN LICHT*

*VERBETERD  
COMFORT*

---

# COMPACT

**De Küschall Compact is de absolute standaard voor betrouwbaarheid en kwaliteit in één opvouwbaar rolstoel.**

Hij kan eenvoudig worden aangepast aan verschillende behoeften om het algehele comfort te verbeteren. Verkrijgbaar met een vast voorframe met indrukwekkende stijfheid voor uitstekende rijprestaties of een wegklapbaar frame, waardoor transfers, opbergen en transport nog gemakkelijker worden.





## *UITSTEKENDE FUNCTIONALITEIT*

Een neerklapbare rug maakt de stoel klein en compact voor gemakkelijk transport. Verkrijgbaar met een beensteunhoek van 70° of 80°. Met verstelbaar precisievergrendelingsmechanisme met wegklapbare beensteunen voor extra stevigheid en optimale ondersteuning.



# INTRODUCTIE VAN COMPACT CARBON

**Klein detail. Merkbaar verschil.** Optionele carbon beensteunen geven de Compact een lichtere, verfijndere afwerking. Een subtiele upgrade die zowel het gevoel als de algehele uitstraling verbetert, zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid waarop je vertrouwt.



Bekijk  
de video

Geef je Compact een upgrade en straal  
zelfvertrouwen uit met een vleugje carbon.

C

-200g\*

\* Lichter in totaal gewicht dan de  
standaard aluminium Compact.



Küschall® | C  
COMPACT





# VAN DICHTBIJ BEKEKEN

## HOEKVERSTELBARE RUG

Optioneel verkrijgbaar: de hoekverstelbare en neerklapbare rug vouwt netjes over de zitbuizen voor compacte opslag en gemakkelijk transport.

## EENVOUDIG OPVOUWEN

Het unieke ontwerp van het kruisframe maakt het opvouwen van de Compact eenvoudig. Een belangrijk kenmerk als je minder kracht of beperkte handfunctie hebt.

## BLIJF KOERS HOUDEN

Intuïtieve aanpassing van het zwenkwiel, uitstekend in het stabiel houden van de richting.



## VAST FRAME

Verhoogt de stijfheid en geeft een actievere uitstraling. Beensteunhoek van 70° of 80°.

## WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN

Maken transport, opslag of transfers gemakkelijker. Beensteunhoek van 70° of 80°.

## Küschall® | G

Optionele carbon beensteunen voor lichtere en nóg verfijndere afwerking.

## VOETPLAAT

De voetplaten passen op alle zitbreedtes en hebben een moderne uitstraling met anti-slip voor comfort en ondersteuning.



# PERSONALISEER JOUW COMPACT

## 1. FRAMEKLEUR

Standaard framekleuren



Pure White    Anthracite Grey    Space Black



Carmine Red    Azure Blue

Extra framekleuren\*



Flashy Yellow    Black Glossy    Silver Grey    Pearl Night Blue



Ruby Red    Dynamite Orange    Forest Green

\*Langere levertijd van toepassing


## 2. DECORATIESTIJL



## 3. DECORATIEKLEUR



Red    Black



Light Grey    Gold    Red    Blue    Dark Grey    Black

## 4. UNIQUE SERVICE

Creëer jouw nieuwe Küschall-rolstoel zelf, met UNIQUE. Deze speciale service maakt jouw gepersonaliseerde stoel, ontworpen om perfect bij jou en jouw leefstijl te passen.

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.





# TECHNISCHE GEGEVENS

## ZITBREEDTE

280 – 500 mm  
in stappen van 20 mm



## ZITDIEPTE

280 – 500 mm  
in stappen van 20 mm



## ONDERBEEEN- LENGTE

200 – 510 mm  
in stappen van 10 mm



## RUGHOOGTE

300 – 510 mm  
in stappen van 15 mm



## RUGHOEK

82°/86°/90°/  
94°/98°/102°



## ZITHOOGTE

voor: 380 – 530 mm  
achter: 370 – 500 mm  
in stappen van 10 mm



## FRAMEHOEK

70° / 80°  
Recht of adductie



## TOTALE BREEDTE

ZB + 160 mm



## TOTALE BREEDTE (OPGEVOUWEN)

Circa 290 mm



## TOTALE LENGTE

70°: circa 870 – 1220 mm  
80°: circa 850 – 1200 mm



## CAMBER

0° / 3°



## TOTAAL GEWICHT ONBELAST

Circa 10,3 kg (wegzwenkbare  
beensteunen)  
Circa 9,6 kg (vast voorframe)



## TRANSPORT GEWICHT

Circa 7,8 kg (wegzwenkbare  
beensteunen)  
Circa 6,7 kg (fvast voorframe)



## MAX. GEBRUIKERS GEWICHT

130 kg



## CRASH TEST

Goedgekeurd - Voldoet aan  
de eisen van ISO 7176-19



Alle aangegeven afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op zitbreedte 400 mm en zitdiepte 400 mm in de lichtste en meest compacte configuratie. Gewicht en afmetingen kunnen veranderen met de verschillende configuraties. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing op onze website.

## / UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede, Nederland  
Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare NV  
Autobaan 22  
8210 Loppem, België  
Tel.: +32 (0)50 83 10 10  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

