



**Küschall®**  
**K-SERIES** *Attract*

DISEÑO Y RÍGIDEZ  
PARA TODOS

---



Küschall.com



AJUSTES A  
MEDIDA



MÁXIMA RIGIDEZ  
MÍNIMO ESFUERZO

---

# ***K-SERIES***

La icónica K-Series modular es toda una referencia en el segmento de sillas rígidas con chasis monotubo. Consta de un innovador módulo de asiento que puede ajustarse sin esfuerzo e independientemente del armazón. Esto permite mantener la geometría perfecta del chasis de la K-Series. Es totalmente ajustable en profundidad, en altura y ángulo para adaptarse a la perfección a las exigencias del usuario.





## *NAVEGA POR TU MUNDO*


Con una tecnología vanguardista y una estética elegante, la K-Series se mantiene fiel al diseño minimalista de la marca Kuschall. Esta silla promete flexibilidad y libertad para permitirte navegar por tu mundo sin esfuerzo.






## MÓDULO DE ASIENTO

El ajuste del centro de gravedad escondido debajo del módulo de asiento ofrece 5 posiciones diferentes. El centro de gravedad de la silla puede ser fácilmente modificado, sin necesidad de pedir componentes adicionales.





## ***ACTIVA***

Gracias a su chasis minimalista y abierto así como su diseño ligero, la K-Series 2.0 <sup>Attract</sup> te permite llevar una vida activa, disfrutando de tus actividades profesionales o de ocio.



# MIRA MÁS DE CERCA

## **BARRA TENSORA DE RESPALDO**

Diseño ergonómico que facilita las transferencias al coche  
Más espacio entre el tapizado y la barra (100 mm) para mayor compatibilidad con respaldos Matrix.

## **RESPALDO**

Respaldo abatible sobre el asiento.  
Regulable en ángulo en 6 posiciones para adaptarse a las necesidades de cada paciente.

## **MÓDULO DE ASIENTO**

Es el corazón de la silla K-series: el módulo de asiento consta de 5 posiciones de centro de gravedad para conseguir una posición más o menos activa.



## **CHASIS HIDROFORMADO**

Diseño tridimensional, facilita el reposicionamiento y las transferencias del usuario. Ángulos de chasis disponibles: 90° y 75°.

## **RUEDAS ACTIVAS**

Llanta, buje y radios radiales de color negro  
Aros de aluminio gris

## **REPOSAPIÉS**

Diseño más moderno con tubos planos de aluminio que reducen los puntos de presión y mejoran el confort y la estabilidad de los miembros inferiores.



**FÁCIL DE TRANSPORTAR**

Gracias a sus protectores de composite y su respaldo abatibles sobre el asiento

**REEMBOLSABLE**

La nueva K-SERIES 2.0 Attract  
Está registrado en SIRPO bajo el código  
provisional S0027909 (Categoría SRM 030D)

**EMBLEMÁTICA**

Gracias a su chasis minimalista y abierto así  
como su diseño ligero, la K-Series te da la  
posibilidad de disfrutar de tus actividades  
cotidianas profesionales o de ocio.



# PERSONALIZACIÓN

## 1. COLOR DE CHASIS



Blanco puro

Gris antracita

Negro espacial



Rojo Carmin

Azul Celeste

## 2. TIPO DE CALCOMANIA

(opcional)



Tag




Bold

## 3. COLOR DE CALCOMANIA



Rojo

Negro



Gris claro

Dorado

Rojo

Azul

Gris oscuro

Negro





# DATOS TÉCNICOS

### ANCHURA DE ASIENTO

320 – 500 mm  
Incrementos de 20 mm



### PROFUNDIDAD DE ASIENTO

350 – 525 mm  
Incrementos de 25 mm



### LARGO DE PIERNA (UL)

290 – 480 mm  
Incrementos de 10 mm



### ALTURA DE RESPALDO

270 – 480 mm  
Incrementos de 15 mm



### ÁNGULO DE RESPALDO

74° / 78° / 82° /  
86° / 90° / 94°



### ALTURA DE ASIENTO

Delantera: 450 – 520 mm  
Trasera: 390 – 490 mm  
Incrementos de 10 mm



### ÁNGULO DE CHASIS

75° / 90°  
Chasis en V o incurvado  
(aducción)



### ANCHURA TOTAL \*\*

Anchura de asiento + 170 mm



### LONGITUD TOTAL

Chasis 75°: aprox. 830 - 1055 mm  
Chasis 90°: aprox. 760 - 985 mm



### POSICIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD

80 mm / 95 mm / 110 mm /  
125 mm / 140 mm



### CAÍDA

0° / 3° / 6°



### PESO TOTAL

1.1 kg (versión estándar)\*



### PESO DE TRANSPORTE

aprox. 5.1 kg



### PESO MAX. USUARIO

130 kg



### PRUEBA DE CHOQUE

Conforme normativa ISO  
7176-19



\*Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija para cada modelo. En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente o nuestra página web: [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

\*\* Caída 0°. Con protectores desmontables el ancho total incrementa 20 mm en total (ver tarifa)



UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare IBERIA  
Tel. (34) 900 992 841  
E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

