



Küschall®
K-SERIES *Attract*

COMPATTA
LEGGERA
DINAMICA



www.invacare.it



Carrozzina
completamente a
nomenclatore



DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA 320 - 500 mm con incrementi di 20 mm	PROFONDITA' SEDUTA 350 - 525 mm con incrementi di 25 mm	LUNGHEZZA GAMBE 290 - 480 mm con incrementi di 10 mm	ALTEZZA SCHIENALE 270 - 480 mm con incrementi di 15 mm	ANGOLO SCHIENALE 74° / 78° / 82° / 86° / 90° / 94°
ALTEZZA SEDUTA Anteriore: 450 - 520 mm Posteriore: 390 - 490 mm con incrementi di 10 mm	ANGOLAZIONE DEL TELAIO 75° / 90° diritto o addotto	LARGHEZZA TOTALE SW + 170 mm	LUNGHEZZA TOTALE 75° Circa 830 - 1055 mm 90° Circa 760 - 985 mm	CENTRO DI GRAVITA' 80mm / 95mm / 110mm / 125mm / 140mm
CAMPANATURA 0° / 3°	PESO TOTALE SENZA ACCESSORI Circa 7.8 kg	PESO SENZA RUOTE Circa 5.1 kg	PESO MASSIMO UTENTE 130 kg	CRASH TEST Superato - soddisfa i requisiti ISO 7176-19

COLORI DI SERIE



Bianco



Nero



UNLIMIT YOUR WORLD

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

INVACARE MECC SAN SRL
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) - ITALY



Küschall, Küschall Unlimit your world, K, K-Series Attract sono marchi commerciali di Invacare GmbH. È stato fatto ogni sforzo per garantire che i contenuti di questa pubblicazione siano completamente aggiornati al momento della stampa. Nell'ambito del continuo miglioramento dei prodotti, Invacare International GmbH si riserva il diritto di modificare i modelli esistenti in qualsiasi momento.

©2026, Invacare International GmbH. Le immagini e le informazioni relative ai prodotti sono destinate esclusivamente agli operatori professionali del settore e non hanno finalità pubblicitarie, bensì informative. Tutti i diritti riservati. IT - 01/2026