



Küschall®

K-SERIES 2.0 Ti

POSICIONAMIENTO
PERSONALIZADO
PARA UNA
CONDUCCIÓN
OPTIMIZADA



Küschall.com



AJUSTES A
MEDIDA



MÁXIMA RIGIDEZ
MÍNIMO ESFUERZO

K-SERIES

La icónica K-Series modular es toda una referencia en el segmento de sillas rígidas con chasis monotubo. Consta de un innovador módulo de asiento que puede ajustarse sin esfuerzo e independientemente del armazón. Esto permite mantener la geometría perfecta del chasis de la K-Series. Es totalmente ajustable en profundidad, en altura y ángulo para adaptarse a la perfección a las exigencias del usuario.





NAVEGA POR TU MUNDO


Con una tecnología vanguardista y una estética elegante, la K-Series se mantiene fiel al diseño minimalista de la marca Kuschall. Esta silla promete flexibilidad y libertad para permitirte navegar por tu mundo sin esfuerzo.






MÓDULO DE ASIENTO

El ajuste del centro de gravedad escondido debajo del módulo de asiento ofrece 5 posiciones diferentes. El centro de gravedad de la silla puede ser fácilmente modificado, sin necesidad de pedir componentes adicionales.





ACTIVA

Gracias a su chasis minimalista y abierto así como su diseño ligero, la K-Series 2.0 Ti te permite llevar una vida activa, disfrutando de tus actividades profesionales o de ocio.



MIRA MÁS DE CERCA



PROTECTORES DE ROPA DE CARBONO

Abatibles sobre el asiento
Mayor resistencia y peso reducido
(-260 gr VS alu)

TUBOS DE CHASIS HIDROFORMADOS

Rigidez & resultados de
desplazamiento optimizados
Diseño ergonómico que facilita las
transferencias
Chasis a 90° o 75° , con o sin aducción

REPOSAPIÉS DE TITANIO

Mayor durabilidad y estabilidad
Reducción del peso



***RUEDAS TRASERAS
HIGH PERFORMANCE***

Mayor eficacia en la propulsión
Peso reducido
Cubierta ligera de Speedlite para
mejorar la propulsión

***BARRA DE RESPALDO
DE TITANIO***

Mayor durabilidad
Diseño optimizado
Peso más ligero (-120 gr VS aluminio)

AROS DE TITANIO

Mayor durabilidad & resistencia
Relación resistencia/peso óptima



PERSONALIZACIÓN

1. COLOR DE CHASIS

Colores estándar



Blanco puro Gris antracita Negro espacial



Rojo Carmin Azul Celeste

Colores Premium*



Amarillo intenso Negro brillante Gris plateado Azul Noche Perlado



Rojo rubí Naranja dinámita Verde forestal

*Plazo de entrega adicional

2. TIPO DE CALCOMANIA



Tag


Bold

3. COLOR DE CALCOMANIA



Rojo

Negro



Gris claro

Dorado

Rojo

Azul

Gris oscuro

Negro

4. SERVICIO UNIQUE

Imagina tu nueva silla de ruedas Küschall gracias a UNIQUE. Este servicio ÚNICO te permitirá crear un modelo personalizado y diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.





DATOS TÉCNICOS

ANCHURA DE ASIENTO

320 – 500 mm
Incrementos de 20 mm



PROFUNDIDAD DE ASIENTO

350 – 525 mm
Incrementos de 25 mm



LARGO DE PIERNA (UL)

290 – 480 mm
Incrementos de 10 mm



ALTURA DE RESPALDO

270 – 480 mm
Incrementos de 15 mm



ÁNGULO DE RESPALDO

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



ALTURA DE ASIENTO

Delantera: 450 – 520 mm
Trasera: 390 – 490 mm
Incrementos de 10 mm



ÁNGULO DE CHASIS

75° / 90°
Chasis en V o incurvado
(aducción)



ANCHURA TOTAL *

anchura de asiento + 170 mm



LONGITUD TOTAL

Chasis 75°: aprox. 830 - 1055 mm
Chasis 90°: aprox. 760 - 985 mm



POSICIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAÍDA

0° / 3° / 6°



PESO TOTAL

aprox. 7.8 kg



PESO DE TRANSPORTE

aprox.. 5.1 kg



PESO MAX. USUARIO

130 kg



PRUEBA DE CHOQUE

Conforme normativa ISO
7176-19



Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija para cada modelo. En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente o nuestra página web: www.invacare.es
* Caída 0°. Con protectores desmontables el ancho total incrementa 20 mm en total (ver tarifa)



UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es



Esta silla de ruedas es una ayuda a la movilidad dirigida a personas con discapacidad. Este dispositivo médico consta de marcado CE. Por favor, leer atentamente el manual de usuario antes de usar la silla. Küschall es una marca registrada. Todos los datos contenidos en esta publicación se suponen correctos en el momento de la impresión. Küschall se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
© 2025, Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. ES