



Küschall®
THE KSL®

UN DESIGN
EMBLÉMATIQUE
POUR LES
AVENTURES DE
LA VIE



Küschall.com

AJUSTEMENT
PRÉCIS



SUPER LÉGER
ET RIGIDE



THE KSL

Découvrez « The KSL », notre fauteuil Küschall primé pour être le plus léger et le plus emblématique, conçu pour les utilisateurs expérimentés. Découvrez comment ce fauteuil a tout pour plaire, depuis sa conception ultra-légère et rigide, à un ajustement précis avec encore plus d'options. Il est temps de libérer votre potentiel et de réaliser vos ambitions.





UN MAÎTRE DE L'ELEGANCE

'The KSL' est un modèle de finesse. Ses lignes élégantes, son style discret et son minimalisme emblématique en font un choix inégalé. Conçu pour comprendre votre personnalité, 'The KSL' vous place au premier plan, où que vous alliez.





AJUSTEMENT PRÉCIS

'The KSL' offre une expérience sur mesure et personnalisée. Il est construit avec une ergonomie qui s'intègre parfaitement à son design. Son ajustement précis garantit à chaque fois un haut niveau de qualité et de fonctionnalité.



SUPER LÉGER ET ADAPTABLE

'The KSL' est notre modèle Küschall le plus léger et le plus agile, conçu avec des technologies intuitives et réactives. Il s'adapte à vous, vos besoins et offre des performances hors pair.



DERNIÈRES INNOVATIONS

Entièrement soudé

'The KSL' est disponible avec son châssis entièrement soudé offre une meilleure agilité et des performances optimisées. Le châssis soudé inclut une barre sous l'assise afin d'améliorer la préhension.



CDG

'The KSL' avec le Centre de Gravité réglable (CdG) est une option dynamique qui vous permet d'adapter la position de la roue arrière de +/- une position par rapport à la position initiale choisie.





REGARDEZ DE PLUS PRÈS

SUPER LÉGER

Équipé de série de protège-vêtements et d'un axe en carbone pour des performances de conduite plus souples. **Pour un poids de transport à partir de 4,3 kg.**

ADAPTABLE

Le châssis rigide ultra-léger offre une grande maniabilité et s'adapte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

DERNIÈRES INNOVATIONS

Nouvelles options : CDG réglable (centre de gravité) et Entièrement Soudé.



POIGNÉE ERGONOMIQUE

Pour faciliter le repositionnement et les transferts

AJUSTEMENT PRÉCIS

Conçu pour vous et vos besoins, sans aucun réglage nécessaire.

FACILE À MANIPULER


Avec un châssis léger et une barre de préhension soudée en option.



PERSONNALISEZ VOTRE KSL

1. COLORIS DE CHASSIS

Coloris de châssis standard



Blanc
Éclatant



Gris
Anthracite



Noir
Spatial



Rouge
Carmin



Bleu
Azur

Coloris de châssis spécial*



Jaune Flashy



Noir Brillant



Gris Argent



Bleu Nuit
Nacré



Rouge Rubis





Orange
Dynamite



Vert Forêt

*Des délais de livraison supplémentaires s'appliqueront.

2. STYLE DECALCOMANIE



3. COULEUR DECALCOMANIE



Rouge



Noir



Gris Clair



Doré



Rouge



Bleu



Gris Foncé



Noir

4. SERVICE UNIQUE

Avec Unique, adaptez votre nouveau fauteuil roulant actif Küschall. Ce service dédié vous permettra de créer votre fauteuil personnalisé, conçu pour s'adapter à vous et à votre style de vie.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Photo : Roue Spinergy
avec caractéristiques
personnalisées grâce à
notre service UNIQUE.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LARGEUR D'ASSISE

340 - 440 mm
Par paliers de 20 mm



PROFONDEUR D'ASSISE

385 - 485 mm
Par paliers de 25 mm



DISTANCE UL

350 - 500 mm
Par paliers de 10 mm



HAUTEUR DE DOSSIER

270 - 420 mm
Par paliers de 15 mm



ANGLE DE DOSSIER

74° / 78° / 82° / 86° / 90°



HAUTEUR DE L'ASSISE

Front: 450 - 530 mm
Rear: 400 - 480 mm
Par paliers de 10 mm



ANGLE DU CHÂSSIS

75° / 90°
Châssis droit ou avant rétréci



LARGEUR TOTALE

SW + 170 mm



LONGUEUR TOTALE

75° approx. 800 mm
90° approx. 730 mm



POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ

80mm / 95mm / 110mm /
125mm / 140mm



PENTE MAX. DE SÉCURITÉ

0° / 3° / 6°



POIDS TOTAL

Approx. 6.8 kg



POIDS DE TRANSPORT

Approx. 4.3 kg



POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR

100 kg



Toutes les mesures et tous les poids sont basés sur une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm dans la configuration la plus légère et la plus compacte. Le poids et les mesures peuvent varier en fonction des différentes configurations. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur notre site web.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tél. : +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world et The KSL sont des marques commerciales d'Invacare International GmbH. Tout a été mis en œuvre pour garantir que le contenu de cette publication soit parfaitement à jour au moment de son impression. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Invacare International GmbH se réserve le droit de modifier les modèles existants à tout moment. ©Avril 2024, Invacare International GmbH. Tous droits réservés.