



**Küschall®**  
**THE KSL®**

SCHLICHTE  
ELEGANZ FÜR  
DIE ABENTEUER  
DES LEBENS

---



kuschall.com

PRÄZISE  
PASSFORM



SUPER LEICHT  
UND STARR



# THE KSL

**Wir stellen vor: Unser leichtester küschall Rollstuhl, der preisgekrönte „The KSL“. Für erfahrene Nutzer konzipiert, ist Eleganz sein Markenzeichen.** Entdecke, wie dieser Stuhl alles bietet, von einem superleichten, starren Design bis hin zu einer präzisen Passform mit noch mehr Optionen. Es ist an der Zeit, die Welt zu entfesseln und Deine Ambitionen zu verwirklichen.





## *EIN MEISTER DER RAFINESSE*

„The KSL“ ist ein Meister der Raffinesse. Klare Linien, dezentes Styling und eleganter Minimalismus machen ihn zu einer unvergleichlichen Wahl. Vollständig an Deine individuellen Bedürfnisse angepasst, gibt Dir „The KSL“ die Freiheit, Deinen Stil zu leben. Ganz egal wohin die Reise geht.





## *PRÄZISE PASSFORM*

„The KSL“ bietet ein maßgeschneidertes und personalisiertes Fahrerlebnis. Seine funktionale Rahmenform zieht sich konsequent durch. Die präzise Passform gewährleistet jedes Mal ein hohes Maß an Qualität und Funktionalität.



# *SUPER LEICHT UND EXTRA REAKTIONSFREUDIG*

„The KSL“ ist unser leichtester und wendigster Kuschall-Rollstuhl, entwickelt mit intuitiven und reaktionsfreudigen Technologien. Er übernimmt wie selbstverständlich die anspruchsvolle Arbeit für Dich und liefert eine herausragende Leistung.



# NEUESTE INNOVATIONEN

## FEST VERSCHWEISST

Die fest verschweißte Modellvariante des "The KSL" ermöglicht eine noch bessere Wendigkeit und höhere Leistungsfähigkeit. Der zusätzliche Transportgriff macht zudem das Verladen noch einfacher.



## EINSTELLBARER SCHWERPUNKT

"The KSL" mit einstellbarem Schwerpunkt bietet Dir weitere Einstellmöglichkeiten und ist ideal, um jederzeit die richtige Radposition zu finden.





# SCHAU GENAU HIN

## **SUPERLEICHT**

Ausgestattet mit Carbon-Seitenteilen und einer Carbon-Achse für ein Minimum an Gewicht und eine unschlagbare Fahrperformance.

**Nur 4,3 kg Transportgewicht.**

## **WENDIGKEIT**

Der superleichte, starre Rahmen ermöglicht einen kraftsparenden Antrieb bei hervorragender Reaktionsfreudigkeit im Innen- und Außenbereich.

## **NEUESTE INNOVATIONEN**

Einstellbarer Schwerpunkt oder komplett fest verschweißt



## **ERGONOMISCHER GRIFF**

Perfekt zum Abstützen und Umsetzen.

## **PRÄZISE PASSFORM**

Für Dich und Deine Bedürfnisse, ohne dass Anpassungen erforderlich sind.

## **EINFACH ZU HANDHABEN**

Reduziertes Design inkl. optionalem Transportgriff



# PERSONALISIERE DEINEN „THE KSL“

## 1. WÄHLE DEINE RAHMENFARBE



Verkehrsweiß Anthrazitgrau Tiefschwarz



Karminrot Verkehrsblau

### Weitere Rahmenfarben\*



Knallgelb Schwarz-Glanz Silbergrau Perlnachtblau



Rubinrot Dynamite-Orange Waldgrün

\*verlängerte Lieferzeit


## 2. WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



## 3. WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Rot Schwarz



Hellgrau Gold Rot Blau Dunkelgrau Schwarz

## 4. UNIQUE SERVICE

Erstelle Deinen individuellen Küschall-Rollstuhl von den Rädern an. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, denn der Rollstuhl passt sich Dir und Deinem Lebensstil an - mit maßgeschneiderten Lösungen und personalisiertem Design.

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.





# TECHNISCHE DATEN

## SITZBREITE

340 - 440 mm  
im 20 mm Schritten



## SITZTIEFE

385 - 485 mm  
in 25 mm Schritten



## UNTERSCHENKEL- LÄNGE

350 - 500 mm  
in 10 mm Schritten



## RÜCKEN- LEHNENHÖHE

270 - 420 mm  
in 15 mm Schritten



## RÜCKENLEHNEN- WINKEL

74° / 78° / 82° /  
86° / 90°



## SITZHÖHE

vorn: 450 - 530 mm  
hinten: 400 - 480 mm  
in 10 mm Schritten



## RAHMENWINKEL

75° / 90°  
Standard- oder  
Adduktionsrahmen



## GESAMTBREITE

SW + 170 mm



## GESAMTLÄNGE

75° ca. 800 mm  
90° ca. 730 mm



## SCHWERPUNKT

5 Positionen



## RADSTURZ

0° / 3° / 6°



## GESAMTGEWICHT, LEER

Ca. 6.8 kg



## TRANSPORT- GEWICHT

Ca. 4.3 kg



## MAX. NUTZERGEWICHT

100 kg



Alle Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und einer Sitztiefe von 400 mm in der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewicht und Maße können sich mit den verschiedenen Konfigurationen ändern. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf unserer Website.



**| UNLIMIT YOUR WORLD**

Invacare GmbH  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
53110 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

Invacare AG  
Neuhofweg 51  
4147 Aesch BL  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch