

Küschall®
THE KSL®



DESIGN ICONICO
PER VIVERE
OGNI
AVVENTURA



Küschall.com

*FIT
OTTIMIZZATO*



THE KSL

Ti presentiamo THE KSL, la carrozzina Küschall pluripremiata, più leggera e iconica di sempre, progettata per utenti esperti. Scopri tutto ciò che ha da offrire: da un telaio rigido e ultraleggero a una configurazione precisa, con ancora più possibilità di personalizzazione. Unlimit your World. Raggiungi i tuoi obiettivi.

*SUPER LEGGERA
E RIGIDA*





L'ECCELLENZA NEI DETTAGLI

'The KSL' è eccellenza allo stato puro. Linee eleganti, stile discreto e un minimalismo iconico ne fanno una scelta senza eguali. Progettata per valorizzare la tua individualità, 'The KSL' mette te al primo posto, ovunque tu vada.





CONFIGURAZIONE PRECISA

'The KSL' offre un'esperienza personalizzata e su misura. La sua geometria raffinata si integra armoniosamente in ogni dettaglio del design. La configurazione precisa garantisce sempre elevati livelli di qualità e funzionalità.



SUPER LEGGERA E REATTIVA

'The KSL' è la nostra Küschall più leggera e agile, progettata con tecnologie intuitive e altamente reattive. La sua risposta immediata e la straordinaria maneggevolezza garantiscono prestazioni eccezionali in ogni situazione.



PRESENTIAMO THE KSL CARBON


La precisione assoluta, ora in carbonio. La KSL in carbonio porta a un nuovo livello le prestazioni della carrozzina Küschall più raffinata, offrendo maggiore resistenza e una risposta ancora più immediata. Una guida più fluida, veloce e precisa, per un controllo totale in ogni movimento. Oltre 500 g in meno rispetto alla KSL in alluminio, con un peso di trasporto inferiore a 4 kg nelle configurazioni standard, per rendere ancora più semplice la vita in movimento.



Guarda il video

Un design iconico, impreziosito dall'inconfondibile carattere del carbonio.

C



-540g*

* In meno rispetto al modello KSL standard in alluminio.



Küschall®
THE KSL®





UNO SGUARDO DA VICINO

SUPER LEGGERA

Dotata di protezioni laterali e asse in carbonio per ridurre al minimo il peso e ottimizzare le prestazioni di guida. Solo 4,3 kg di peso per il trasporto.

Ora disponibile con telaio interamente in carbonio. Peso di trasporto inferiore a 4 kg.

REATTIVA

Il telaio rigido ultraleggero garantisce una guida fluida e senza sforzo, con una risposta immediata sia negli ambienti interni che all'aperto.

OPZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL BARICENTRO

Una soluzione dinamica che offre maggiori possibilità di regolazione. Scegli in ogni momento la posizione delle ruote più adatta a te.

Küschall® | 

OPZIONE TELAIO IN CARBONIO LEGGERO

Migliora le prestazioni di guida e conferisce un look distintivo e sicuro.



IMPUGNATURA ERGONOMICA

Per facilitare gli spostamenti e i trasferimenti.

CONFIGURAZIONE SU MISURA

Progettata intorno a te e alle tue esigenze, senza necessità di regolazioni.

FACILE DA MANOVRARE

Grazie al telaio ultraleggero e alla barra di presa saldata, disponibile come optional.

OPZIONE TELAIO COMPLETAMENTE SALDATO


Per una maggiore agilità e prestazioni di guida ancora migliori. Questa configurazione prevede un telaio a struttura chiusa, completamente saldato dalla parte anteriore a quella posteriore, con barra di presa integrata per una movimentazione ancora più agevole.



PERSONALIZZA LA TUA THE KSL

1. COLORE TELAIO

Colori standard telaio



Bianco



Grigio
Antracite



Nero



Rosso



Blu

Colori telaio aggiuntivi*




Giallo Fluo



Nero Lucido



Grigio Argento



Blu Notte
Perlato



Rosso Rubino




Arancione
Dinamite



Verde Foresta

*Previsti tempi di consegna aggiuntivi.

2. STILE DECAL



3. COLORE DECAL



Rosso



Nero



Grigio
Chiaro



Oro



Rosso



Blu



Grigio
Scuro



Nero

4. SERVIZIO UNIQUE

Crea la tua nuova Küschall UNIQUE,
costruita su misura a partire dalle ruote.
Un servizio esclusivo per realizzare la tua
carrozzina personalizzata, progettata
intorno a te e al tuo stile di vita.

unique
Designed by you. Built by us.



In foto: ruota Spinergy con
personalizzazione UNIQUE.
Scansiona il codice QR
presente in questa pagina
per ulteriori informazioni.





DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA

340 - 440 mm
incrementi di 20 mm



PROFONDITÀ SEDUTA

385 - 485 mm
incrementi di 25 mm



LUNGHEZZA GAMBE

350 - 500 mm
incrementi di 10 mm



ALTEZZA SCHIENALE

270 - 420 mm
incrementi di 15 mm



ANGOLO DELLO SCHIENALE

74° / 78° / 82° / 86° / 90°



ALTEZZA SEDUTA

Anteriore: 450 - 530 mm
Posteriore: 400 - 480 mm
incrementi di 10 mm



ANGOLAZIONE TELAIO

75° / 90°
V-frame or tapered



LARGHEZZA TOTALE

SW + 170 mm



LUNGHEZZA TOTALE

75° circa 800 mm
90° circa 730 mm



CENTER OF GRAVITY

80mm / 95mm / 110mm /
125mm / 140mm



CAMPANATURA

0° / 3° / 6°



PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

Circa 6.3 kg



PESO SENZA RUOTE

Circa 3.8 kg



PESO MASSIMO UTENTE

100 kg



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono a una larghezza seduta di 400 mm e a una profondità seduta di 400 mm, nella configurazione più leggera e compatta.
Peso e dimensioni possono variare in base alle diverse configurazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso disponibile sul nostro sito web.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

info@kuschall.com
www.kuschall.com

DHCare Italia S.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI)

