

Küschall®

Element



NOUVEAU

Découvrez notre nouvelle création innovante et exclusive, offrant une **mobilité active** et une **élégance raffinée**. Son **châssis en bois de frêne européen** reconnu pour sa qualité garantit des **performances techniques modernes**.

15 000 € TTC

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)
Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Küschall®

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis Rigide
Référence d'achat :	Matière Bois
Code client :	Potences 90°
Cachet du distributeur :	Dossier Fixe, de 85° par rapport à la plaque d'assise
	Poids total* 12,9 kg
	Poids de transport* 8,2 kg
	Positionnement Bodypoint
	Poids max utilisateur 100 kg
	Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®.


Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® Element				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
DWA0001	☐	Küschall Element		14 218,01	15 000,00	
FABRICATION SPECIALE						
DWA0000	☐	Fabrication spéciale - UNIQUE		Sur devis		
Châssis						
Angle du châssis						
DWA1040	☐	Angle de châssis à 90°		◆	◆	
Pente d'assise						
DWA1200	☐	8°		○	○	
DWA1210	☐	12°		○	○	
Largeur d'assise (SW)						
DWA1315	☐	340 mm		○	○	
DWA1320	☐	360 mm		○	○	
DWA1325	☐	380 mm		○	○	
DWA1330	☐	400 mm		○	○	
DWA1335	☐	420 mm		○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DWA1440	☐	410 mm		○	○	
DWA1455	☐	435 mm		○	○	
DWA1470	☐	460 mm		○	○	
Hauteur de dossier (BH)						
DWA1615	☐	300 mm		○	○	
DWA1620	☐	315 mm		○	○	
DWA1625	☐	330 mm		○	○	
DWA1630	☐	345 mm		○	○	
DWA1635	☐	360 mm		○	○	
Hauteur d'assise avant (FSTF)						
DWA1755	☐	480 mm (Hauteur d'assise arrière RSTF = 415 mm +/- 5 mm)	NC : 1950, 1952	○	○	
DWA1760	☐	490 mm (Hauteur d'assise arrière RSTF = 425 mm +/- 5 mm)	NC : 1938, 1952	○	○	
DWA1765	☐	500 mm (Hauteur d'assise arrière RSTF = 435 mm +/- 5 mm)	NC : 1938, 1940	○	○	
Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 90° LLL ≤ FSTS - 400 mm) (Pour les LLL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds /palette peut être montée haut)						
DWA1938	☐	390 mm		○	○	
DWA1940	☐	400 mm		○	○	
DWA1942	☐	410 mm		○	○	
DWA1944	☐	420 mm		○	○	
DWA1946	☐	430 mm		○	○	
DWA1948	☐	440 mm		○	○	
DWA1950	☐	450 mm		○	○	
DWA1952	☐	460 mm		○	○	
DOSSIER						
Type de dossier						
DWA2160	☐	Dossier fixe en bois		◆	◆	
Housse de dossier						
DWA2205	☐	Coussin rembourré en tissu mesh noir avec housse et bandes de fixation		◆	◆	
Angle de dossier						
DWA2545	☐	Angle de dossier fixe de 85° par rapport à l'assise		◆	◆	
ASSISE						
DWA2705	☐	Sans coussin d'assise		○	○	
DWA2700	☐	Coussin d'assise standard 60 mm, couche supérieure en mousse Visco		◆	◆	
REPOSE-PIEDS						
Housse pour repose-pieds						
DWA2410	☐	Socle de repose-pieds en carbone		◆	◆	
Repose-pieds/Repose-jambes						
DWA3300	☐	Sangle d'appui-mollets montées sur le châssis		◆	◆	
GARDE-BOUE						
DWA3430	☐	Garde-boue en carbone fixe		◆	◆	



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

Küschall® <i>Element</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
COLORIS							
DWA3500	☐	Châssis en bois naturel, pièces de liaison noires (RAL 9005), finitions vernies		◆	◆		
ROUES AVANT							
DWA5200	☐	Roues avant Froglegs 100 mm (4"), moyeu noir, pneu noir, roulements en céramique		◆	◆		
ROUES ARRIÈRE							
Position des roues arrière (distance X sur le dessin)							
DWA6130	☐	95 mm (réglage de +/- 15 mm)		○	○		
Dimension des roues arrière							
DWA6410	☐	600 mm (24")		◆	◆		
Angle de carrossage							
DWA6210	☐	Carrossage de 3°		◆	◆		
Type de roues arrière							
DWA6554	☐	Spinergy CLX , fibre de carbone, rayonnage radial, moyeu en aluminium noir, roulements en céramique	NC : 6795	◆	◆		
DWA6555	☐	Corima carbone, 4 rayons, roulements en céramique		○	○		
Pneus des roues arrière							
DWA6655	☐	35 mm (1 1/8") pneus Schwalbe Marathon Plus (anti-crevaisin)		◆	◆		
Mains-courantes							
DWA6740	☐	Carbolife Gekko (réglage en 2 positions à 8 mm d'écart)		○	○		
DWA6750	☐	Carbolife Gekko S (réglage en 2 positions à 8 mm d'écart)		○	○		
DWA6760	☐	Carbolife Curve L (réglage en 2 positions à 8 mm d'écart)		○	○		
DWA6770	☐	Carbolife Quadro (réglable en 2 positions à 8 mm d'écart)		○	○		
DWA6790	☐	Aluminium light, noir (réglable en 2 positions à 8 mm d'écart)		◆	◆		
DWA6795	☐	Mains-courantes Corima carbone en 1 partie avec la jante, indémontable		○	○		
TYPE DE FREINS							
DWA7250	☐	Freins actifs légers		◆	◆		
OPTIONS DE SÉCURITÉ							
DWA7510	☐	Anti-basculer, gauche		○	○		
Ceintures de positionnement							
DWA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™		○	○		
DWA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™		○	○		
DWA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™		○	○		
AUTRES OPTIONS							
DWA8650	☐	Sac de transport des roues arrière		○	○		