



Küschall® CHAMPION SL

GEMAAKT OM
TE REIZEN

—
ONTWORPEN
VOOR
PRESTATIES



Kuschall.com



*OPVOUWBAAR
EN COMPACT*

CHAMPION SL

Maak kennis met de geheel nieuwe Kuschall Champion SL, een spannend en stijlvol nieuw Kuschall-ontwerp dat alle reisvriendelijke eigenschappen behoudt van de originele Champion-serie, maar lichter en wendbaarder is. De nieuwe Champion SL is ontworpen met de verhoogde stijfheid van 'The KSL' en biedt optimale controle voor de bestuurder en een hoge mate van responsiviteit voor een nog betere rijervaring.

*SUPERLICHT
EN STIJF*





De Champion SL belooft de meest veeleisende actieve rolstoelgebruikers een onberispelijke rijervaring te bieden.

We hebben onze passie en expertise in elk detail van de Champion SL gestopt.

Ons doel was om een compacte, opklapbare stoel te ontwerpen die een uitzonderlijke rijervaring biedt. We hebben ons niet alleen ingezet voor de hoogste normen op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid in ons ontwerp, maar we wilden ook een stoel creëren die de geest en esthetiek van Küschall belichaamt.





GEMAAKT OM TE REIZEN **GEBOUWD VOOR** *OPTIMALE PRESTATIES*

De Champion SL is ontworpen voor een actieve levensstijl en helpt je op reis te gaan om nieuwe avonturen te ontdekken, je passies na te jagen en je wereld te verruimen.





VERVOER **GEMAKKELIJK**

We zouden nooit iets veranderen aan wat u zo waardeert aan de Küschall Champion. De Champion SL heeft een reisvriendelijk ontwerp en is een winnaar als het gaat om gebruiksgemak. Klap het frame eenvoudig in voor gemakkelijk transport en compacte opslag.

De nieuwe Champion SL brengt u naar de plekken waar u wilt zijn – vol vertrouwen.



UITZONDERLIJKE RIJPRESTATIES

De Champion SL is een zeer veelzijdige actieve rolstoel, speciaal ontworpen voor optimale prestaties. Superlicht en robuust, hebben we ons gericht op een ontwerp dat nauwkeurig is afgestemd op energie-efficiëntie. Met verhoogde weerstand en responsiviteit besteedt de Champion SL aandacht aan efficiënte voortstuwing en optimale biomechanica.





BEKIJK HET EENS VAN DICHTERBIJ

SUPERLICHT

Nu 5,9 kg transportgewicht
voor gemakkelijker hanteren.

RESPONSIEF

Maakt snelle en gemakkelijke
richtingsveranderingen,
snelheidsaanpassingen en het nemen
van scherpe bochten mogelijk.

VERVOER GEMAKKELIJK

Dankzij het unieke vouwmechanisme
is transport en opslag eenvoudig.



ERGONOMISCHE GREEP

Voor eenvoudiger
herpositionering en transfers

HYDROFORMED TECHNOLOGIE

Versterkt het frame
voor verhoogde stijfheid
en verbeterde energie-
efficiëntie tijdens het
voortbewegen.




**BEKIJK DE
VIDEO**



CUSTOMISE YOUR CHAMPION SL

1. FRAME COLOUR

Standard frame colours



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

Extra frame colours*



Flashy Yellow



Black Glossy



Silver Grey



Pearl Night Blue



Ruby Red



Dynamite Orange



Forest Green

*Extra lead time

2. DECAL STYLE



3. DECAL COLOUR



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

4. UNIQUE SERVICE

Creëer uw nieuwe Küschall-rolstoel van de grond af met UNIQUE. Deze speciale service maakt uw gepersonaliseerde stoel, ontworpen om perfect bij u en uw levensstijl te passen.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Afbeelding: Spineray
wiel met UNIEKE
eigenschappen. Scan
de QR-code op deze
pagina voor meer
informatie.





TECHNISCHE SPECIFICATIE

ZITBREEDTE

360 - 480 mm
In stappen van 20 mm



ZITDIEPTE

340 - 480 mm
In stappen van 20 mm



ONDERBEEN- LENGTE

320 - 500 mm
Traploos verstelbaar



RUGLEUNING HOOGTE

300 - 465 mm
In stappen van 15 mm



RUGLEUNING HOEK

76° / 80,5° / 85° / 89,5° / 94°



ZITHOOGTE

Voor: 450 - 540 mm
Achter: 390 - 490 mm



FRAME HOEK

75° / 90°
Recht of taps toelappend



ZWAARTEPUNT

8 posities



CAMBER

0° / 1° / 3°



TOTALE LENGTE

75° ca. 930 mm
90° ca. 830 mm



TOTALE BREEDTE

ZW + 160 - 240 mm



TOTALE BREEDTE IN OPGEVOUWEN STAAT

Ca. 280 - 340 mm



TOTAAL- GEWICHT

Ca. 8,4 kg



TRANSPORT GEWICHT

Ca. 5,9 kg



MAX. GEBRUIKERS- GEWICHT

100 kg



Alle aangegeven afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op een zitbreedte van 400 mm en een zitdiepte van 400 mm in de lichtste en meest compacte configuratie. Gewicht en afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de configuratie. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding op onze website.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

