



Küschall®
THE KSL®

ICONISCH
DESIGN VOOR
DE AVONTUREN
VAN HET LEVEN



Küschall.com

PRECIES
PASVORM



THE KSL

Maak kennis met 'The KSL', onze lichtste en meest iconische, bekroonde Küschall-stoel, ontworpen voor ervaren gebruikers.

Ontdek hoe deze stoel alles in zich heeft: van een superlicht en stijf ontwerp tot een precieze pasvorm met nog meer opties. Het is tijd om je wereld te verruimen en je ambities waar te maken.

SUPERLICHT
EN STIJF





EEN MEESTER IN VERFIJNING

'The KSL' is een meesterwerk in verfijning. Elegante lijnen, een ingetogen stijl en iconisch minimalisme maken het een ongeëvenaarde keuze. Ontworpen om uw individualiteit te begrijpen, zet 'The KSL' op de eerste plaats, waar u ook bent.





PRECIES PASVORM

'The KSL' biedt een op maat gemaakte en persoonlijke ervaring. Het is gebouwd met een krachtige geometrie die naadloos in het ontwerp doorloopt. De precieze pasvorm garandeert keer op keer een hoge kwaliteit en functionaliteit.



SUPERLICHT & EXTRA RESPONSIEF

De 'The KSL' is onze lichtste en meest wendbare Küschall, ontworpen met intuïtieve en responsieve technologieën. Hij neemt u vol vertrouwen het zware werk uit handen en levert topprestaties.



LAATSTE INNOVATIES

FW

De KSL met FW (Fully Welded) biedt nog betere wendbaarheid en prestaties in de stoel. Deze optie is een compleet box frame. van voor naar achter en is voorzien van een ingebouwde handgreep voor nog gemakkelijker gebruik.



COG

De KSL met COG (Centre of Gravity) is een nieuwe dynamische optie die u meer verstelmogelijkheden biedt in 'The KSL'.

Kies eenvoudig de juiste wielpositie voor u, wanneer u maar wilt.





BEKIJK HET EENS VAN DICHTERBIJ

SUPER LICHTGEWICHT

Uitgerust met carbon beschermkappen en as voor optimale gewichtsvermindering en rijprestaties. Slechts 4,3 kg transportgewicht.

RESPONSIEF

Het superlichte, stijve frame zorgt voor moeiteloze beweging met een uitstekende responsiviteit, zowel binnen als buiten.

LAATSTE INNOVATIES

Nieuwe COG (Centre of Gravity) en FW (Fully Welded) opties.



ERGONOMISCHE GREEP

Voor eenvoudiger herpositionering en transfers

PRECIES PASVORM

Op maat gemaakt voor jou en jouw behoeften, zonder dat er aanpassingen nodig zijn.

GEMAKKELIJK TE HANTEREN


Met het lichtgewicht frame en de optionele gelaste handgreep.



CUSTOMISE YOUR KSL

1. FRAME COLOUR

Standard frame colours



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

Extra frame colours*



Flashy Yellow



Black Glossy



Silver Grey



Pearl Night Blue



Ruby Red





Dynamite Orange



Forest Green

*Extra delivery time will apply.

2. DECAL STYLE



3. DECAL COLOUR



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

4. UNIQUE SERVICE

Creëer uw nieuwe Küschall-rolstoel van de grond af met UNIQUE. Deze speciale service maakt uw gepersonaliseerde stoel, ontworpen om perfect bij u en uw levensstijl te passen.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Afgebeeld: Spinerger wiel met gepersonaliseerde functies van onze UNIEKE service





TECHNISCHE SPECIFICATIE

ZITBREEDTE

340 - 440 mm
In stappen van 20 mm



ZITDIEPTE

385 - 485 mm
In stappen van 25 mm



ONDERBEEN- LENGTE

350 - 500 mm
In stappen van 10 mm



RUGLEUNING HOOGTE

270 - 420 mm
In stappen van 15 mm



RUGLEUNING HOEK

74° / 78° / 82° / 86° / 90°



ZITHOOGTE

Voor: 450 - 530 mm
Achter: 400 - 480 mm
In stappen van 10 mm



FRAME HOEK

75° / 90°
V-vormig of taps toelopend



TOTALE BREEDTE

ZW + 170 mm



TOTALE LENGTE

75° ca. 800 mm
90° ca. 730 mm



ZWAARTEPUNT

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAMBER

0° / 3° / 6°



TOTAAL- GEWICHT

Ca. 6,8 kg



TRANSPORT GEWICHT

Ca. 4,3 kg



MAX. GEBRUIKERS- GEWICHT

100 kg



Alle aangegeven afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op een zitbreedte van 400 mm en een zitdiepte van 400 mm in de lichtste en meest compacte configuratie. Gewicht en afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de configuratie. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding op onze website.



UNLIMIT YOUR WORLD

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

