

H263/H273 Lima



Chaise / Fauteuil de douche
pliant en aluminium



Yes, you can.®

Le fauteuil roulant de douche et la chaise de douche à pousser *Invacare Lima* offrent un châssis pliant par croisillon pour vous permettre de gagner un maximum de place à domicile ou en institution. La conception en aluminium est un gage de légèreté et écarte tout risque de corrosion. Les 2 modèles offrent une assise avec découpe anatomique permettant de positionner la découpe vers l'avant, vers l'arrière ou vers la droite ou la gauche !

L'équipement standard comprend :

- Repose-pieds réglables en hauteur sans outils
- Repose-pieds escamotables intérieur / extérieur
- Accoudoirs relevables pour libérer de l'espace lors du transfert
- Seau amovible permettant une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes
- Ceinture de maintien
- Assise avec bouchon

Caractéristiques et Options



2 types de roues

Roues arrière de 24" à bandage + roues avant de 5" ou 4 roues freinées de 5".



Assise anatomique 4 positions avec bouchon de série permettant de positionner la découpe intime vers l'avant, l'arrière, vers la droite ou la gauche.



Très simple à plier et à transporter grâce à son châssis pliant par croisillon.



Ceinture de maintien

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Hauteur d'assise	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur plié	Poids total du produit	Poids max. utilisateur
H263	580 mm	460 mm	575 mm	1045 mm	1000 mm	210 mm	14 kg	135 kg
H273	580 mm	460 mm	680 mm	1115 mm	1000 mm	300 mm	19 kg	135 kg

Codes

- 1525732** Chaise de douche à pousser pliante *Lima H263*
1525733 Fauteuil roulant de douche pliant *Lima H273*