

Invacare Leo®

Ervaar de vrijheid



Compact, veilig met een uitzonderlijke aandrijving

Zelfstandigheid bieden op de momenten die er toe doen



Yes, you can.

Ervaar het verschil

Onze scootmobielen zijn ontworpen in samenwerking met zorgdeskundigen om uitstekende normen van kwaliteit, veiligheid en comfort te bieden.

Door voortdurend nauwkeurig onderzoek en onovertroffen ervaring bij het ontwerpen van mobiliteit, zijn we bij Invacare trots op scootmobielen die de levenskwaliteit verbeteren. Zekerheid, vertrouwen en zelfstandigheid van uw scootmobiel herwinnen, is belangrijk.

Van transporteerbare ontwerpen, tot aanpasbare zitkussens en verstelbare stoelverhogers, elk detail van onze scooters is doordacht en verfijnd om u een goed gevoel te geven.

Kwaliteit



Toonaangevende bouw kwaliteit met speciale aandacht voor detail.

Veiligheid



Voldoet aan de nieuwste Europese normen voor medische hulpmiddelen.

Comfort



Aanpasbaar design voor langdurig comfort.



Ervaar de controle met **Invacare Leo®**

De Invacare Leo® is een compacte scootmobiel die soepel en veilig rijdt. Haal hem simpel uit elkaar voor gemakkelijk transport en neem hem mee voor leuk uitstapjes en voor de momenten die er toe doen.

Leo® zit boordevol veiligheids- en prestatiekenmerken. Het intelligent verlichtingspakket omvat richtingaanwijzers die automatisch uitschakelen en een achterremlicht voor veilig rijden. Een visuele waarschuwing voor de weergave van het

batterijniveau, waarschuwingen met een hoorbare waarschuwing (pieptoon) wanneer de batterij moet worden opgeladen. De Leo® is ongelooflijk eenvoudig in gebruik en geeft u met vertrouwen de controle.





Makkelijk in gebruik en transport

- Kan in vijf delen worden gedemonteerd voor eenvoudig transport
- Ergonomisch stuur voor extra controle
- Eenvoudig te sturen en te rijden



Veiligheid in het achterhoofd

- De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving
- Remlichten, koplampen en richtingaanwijzers
- Meer optionele accessoires beschikbaar



De accu makkelijk opladen

Met externe opladerkit



Anti-spatborden

beschermt de scootmobiel tegen vuil en water





Afgestemd op comfort

- Hoogwaardige zitkussens
- Verstelbare zithoogte
- Opklapbare armleningen en draaibare zitting vergemakkelijken het op- en afstappen



Instelbare stuurkolom voor meer comfort



Draaibare stoel voor snelle transfers



Makkelijk mee te nemen in uw auto



Twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving.



Voeg toe aan uw scooter

Pas de Invacare Leo® aan volgens uw smaak en behoeften. Ontdek alle beschikbare optionele accessoires.

Voeg toe aan uw scootmobiel

We hebben een breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zodat u uw Invacare Leo® scootmobiel kunt personaliseren.



Grote spiegel



Stokhouder



Gordel



Module zitvering



Afsluitbare box



Windscherm

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op www.invacare.be.



Breedte rug ▼

470 mm



Zitdiepte ▼

410 mm



Zitting naar vloerhoogte ▼

460 - 560 mm



Hoogte rug ▼

475 mm



Totale breedte ▼

590 mm



Totale lengte ▼

1220 mm



Leeg gewicht ▼

59 kg (Excl. batteries)
83 kg (Excl. batteries)



Max. gebruikersgewicht ▼

136 kg



Accu capaciteit ▼

2 x 36 Ah



Draaicirkel ▼

2620 mm



Obstakelhoogte ▼

60 mm



Max. veiligheids-helling ▼

10°



Motor capaciteit ▼

240 W



Max. rijafstand ▼

38 km



Max. rijsnelheid ▼

8 km/h

Frame kleuren*



Onyx Blue



Ruby Red

Bekleding



Black Vinyl

* Kleuren kunnen enigszins afwijken van het hierboven weergegeven.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

INVACARE
Yes, you can.®