

## G-Trac®: per saperne di più!

Gli utilizzatori di carrozzine sanno bene quanto difficile sia dover modificare il proprio percorso di marcia e adeguare le impostazioni di guida in base alle diverse superfici su cui poggia l'ausilio. Oggi possiamo però tranquillamente affermare che questi sono solo problemi del passato!

La particolare tecnologia con giroscopio digitale **G-Trac**, disponibile come optional su tutte le centraline **LINX**, garantisce che la traiettoria indicata dal sistema di controllo venga rispettata dalla carrozzina durante il percorso.

**G-Trac** di **LINX** rileva e corregge anche le più piccole deviazioni (causate, ad esempio, da un cambio di superficie) rispetto al percorso impostato e modifica in automatico il comando per garantire che la carrozzina rispetti il tragitto di marcia prescelto

Nell'ottica di migliorare l'esperienza di guida degli utilizzatori, **G-Trac** di **LINX** riduce il numero di azioni correttive necessarie per una guida fluida e incrementa la precisione di marcia punto per punto. In tal modo si riduce lo sforzo sia fisico che cognitivo per l'utente, prevalentemente in caso di utilizzo di comandi speciali.

**G-Trac** di **LINX** offre un grado maggiore di sicurezza anche su superfici sconnesse, indipendentemente dalla velocità di marcia, e garantisce performance di guida ottimali su superfici morbide, in particolare a velocità ridotte. Questa tecnologia offre il massimo delle potenzialità anche in inverno, grazie alla sua capacità di contrastare eventuali slittamenti determinati dalle condizioni avverse. **G-Trac** di **LINX** è stato progettato per offrire all'utilizzatore una maggiore sicurezza di guida. La carrozzina rispetta i comandi con estrema accuratezza e precisione, offrendo all'utente un'esperienza di guida più sicura e piacevole!

Per vedere come gli utenti di una carrozzina elettronica possano beneficiare di un'esperienza di guida ottimizzata grazie al sistema **G-Trac** di **LINX**, si rimanda al video "**Invacare® LINX G-Trac**" presente nel sito internet di **LINX**



QR code per accedere al sito internet di **LINX**.



Knowledge bank

LINX®



Yes, you can.®