

Clavier multifonction 10 contacteurs

Le nouveau clavier multifonction 10 contacteurs est une solution alternative pour l'utilisation des fonctions d'assise, que ce soit pendant la conduite, pour s'adapter au terrain ou pour avoir un bouton d'accès direct aux fonctions d'assise.



C'est une alternative facile pour l'utilisation des vérins et il peut être monté à trois emplacements : entre la manchette et le manipulateur, en bout de manchette opposée au manipulateur ou à l'arrière du fauteuil pour la tierce-personne.



- C'est aussi simple qu'un bouton à presser et il est idéal pour les personnes ayant des difficultés à atteindre les boutons de contrôle situés sur le manipulateur.
- Ce clavier peut être utilisé pour un seul vérin ou pour un système plus complexe jusqu'à 5 vérins.
Il peut être couplé avec un contacteur externe qui permet de faire défiler les profils de conduite et les fonctions d'assises
- Les vérins peuvent être utilisés pendant la conduite afin de conserver une position d'assise optimale et améliorer le confort et la confiance de l'utilisateur.
- Il peut être commandé en pièce détachée, lorsque les besoins de l'utilisateur évoluent : le boîtier est automatiquement détecté et activé par l'électronique une fois branché.

Pour plus d'informations sur l'électronique Invacare LINX, rendez-vous sur www.invacarelinx.com