



Compatibilité des cannes de dossier fauteuils roulants Invacare et fixations Matrix

1/ FRE	Type de dossier	Numéro option montée	Diamètre extérieure tube de dossier	Fixation compatible
Fox	Dossier réglable en tension	AXA1178	22 mm	Standard et Split
Assise Modulite Modulable	Flex 3	AT*2173 / AT*2171	25 mm	Standard et Split
Assise Modulite standard	Standard	AT*2171	22 mm	Standard et Split
Action Vertic	Fixe 7°	CSB0260	22 mm	Split
Dragon Vertic * / Storm 3 Vertic *	Dossier standard	AMN1175 / AAR1175	22 mm tubes ronds en arrière des profilés	Standard
* Largeur de dossier 380 mm maximum, compatible uniquement avec dossiers Matrix Elite. Montage des fixations Standard vers l'avant.				
2/ Gamme Réa	Type de dossier	Numéro option montée	Diamètre extérieure tube de dossier	Fixation compatible
Azalea / Azalea Tall / Azalea Assist	Flex 3	BN*0210 / BN*0220	25 mm	Standard et Split
	Laguna 2	BN*0215	25 mm	Standard et Split
Azalea Minor	Flex 2 rigide	BNC0210	Profilés carrés	NC
Azalea Base	Standard		22 mm	Standard et Split
Azalea Max	Réglable en tension	BSA160	Profilés carrés et 20 mm pour les tubes avant	Standard et Split
Clematis	Laguna 2	BKA0080	25 mm	Standard et Split
Dahlia 30° et 45°	Laguna 2	BVA0410 / BVA0420 / BXA0370	25 mm	Standard et Split
	Flex 3	BVA0430 / BVA0440 / BXA0390 / BXA0400	25 mm	Standard et Split
3/ Gamme Kuschall	Type de dossier	Numéro option montée	Diamètre extérieure tube de dossier	Fixation compatible
Compact	Standard	DDP0020/0022/0024	25 mm tubes de dossier et tubes de poignées 20 mm	Standard / Split / Latérale MX1
Ultra-light	Standard	DDU0020/0022/0024	25 mm tubes de dossier et tubes de poignées 20 mm	Standard / Split / Latérale MX1
Champion	Standard	DDC0020/0022/0024	25 mm tubes de dossier et tubes de poignées 20 mm	Standard / Split / Latérale MX1
K-series Attract	Standard	DDZ0773	25 mm et barre de rigidification droite 25 mm	Standard / Split / Latérale MX1 et Centrale MX1
K-series G3	Standard	DDA0730 / DDA0731	25 mm et barre de rigidification courbée	Split
	Avec barre de rigidification surbaissée	DDA0772	25 mm et barre de rigidification courbée	Standard / Split / Latérale MX1
Advance	Standard	DDV0730 / DDV0731	25 mm et barre de rigidification courbée	Split
	Avec barre de rigidification surbaissée	DDV0772	25 mm et barre de rigidification courbée	Standard / Split / Latérale MX1
R33	Standard	DDR0730 / DDR0731	25 mm et barre de rigidification courbée	Split
	Avec barre de rigidification surbaissée	DDR0072	25 mm et barre de rigidification courbée	Standard / Split / Latérale MX1
KSL	Fixe et régl. en angle et rabattable	DDX0020 / DDX0024	25 mm et barre de rigidification droite 20 mm	Split / Latérale MX1
4/ Gamme Action NG (inclu Esprit A4)	Type de dossier	Numéro option montée	Diamètre extérieure tube de dossier	Fixation compatible
Action 1 NG	Fixe	SBB0410	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Inclinable par crémaillère	SBB0430	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
Action 2 NG	Fixe	fauteuil stock	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Inclinable par crémaillère	fauteuil stock	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
Action 3 NG	Fixe 0° hauteur 430 mm / 510 mm	CEB0380 / CEB0390	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Fixe 7° hauteur ajus. 380 à 460 mm	CEB0395	29 mm tube profilé et tubes de poignées 20 mm	Standard / Latérale MX1
	Fixe 7° hauteur ajus. 380 à 460 mm + Poignées externes	CEB0396		NC
	Fixe 7° hauteur 430 mm / 510 mm	CEB0410 / CEB0420	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Inclinable par crémaillère 0-30° hauteur 430 mm / 510 mm	CEB0435 / CEB0440	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Inclinable par vérins 0-30° hauteur 430 mm / 510 mm	CEB0445 / CEB0450	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	PMH hauteur 430 mm / 510 mm	CEB0455 / CEB0460	22 mm	Split
Action 4 NG	Fixe 7° ajus. 380 à 460 mm	CKB0300	29 mm tube profilé et tubes de poignées 20 mm	Standard / Latérale MX1
	Fixe 7° hauteur ajus. 380 à 460 mm + Poignées externes	CKB0310		NC
	Fixe 7° hauteur 430 mm / 510 mm	CKB0311 / CKB0312	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Fixe 7° actif	CKB0315	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Réglable en angle hauteur 400 et poignée régl. en hauteur	CKB0316		NC
	Inclinable par crémaillère 0-30° hauteur 430 mm / 510 mm	CKB0320 / CKB0330	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Inclinable par vérins 0-30° hauteur 430 mm / 510 mm	CKB0333 / CKB0334	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Inclinable par vérins 0-30° et PMH	CKB0345	22 mm	Split
PMH hauteur 430 / 510 mm	CKB0341 / CKB0342	22 mm	Split	
Action 5 / Action 5 Teen	Fixe 7° hauteur de 300, 325 et 350 mm	SJ*2100 / SJ*2103 / SJ*2106	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Fixe 7° hauteur de 400, 425 450 mm	SJ*2110 / SJ* 2113 / SJ*2116	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Fixe 7° hauteur de 450, 475 et 500 mm	SJ*2210 / SJ* 2123 / SJ*2126	22 mm	Standard / Split / Latérale MX1
	Télescopiques réglables en hauteur de 360 à 400 mm	SJ*2300		NC
	Télescopiques réglables en hauteur de 410 à 490 mm	SJ*2310		NC