

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

## Invacare® **Matrix® Elan**



**Código ISO 12 24 30 - Sistema de Estabilização do Ocupante da Cadeira de Rodas**

Apoio de cabeça almofadado com espuma de alta resiliência e Ultra-Fresh inserida em placa de alumínio moldável, capa destacável com fecho; barra multi ajustável (ver restantes características na escolha da barra) com hardware de fixação ao encosto, manípulo ergonómico e ultra-resistente.



Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:


Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**      **kg.**

Passo 1 - Escolha a Barra de Fixação			PRP	
Tipo de Barra				
1603251	Barra Matrix Elan Pediátrica (280 mm tam. Barra); 6 pontos de ajuste, sistema inferior e superior de ajuste 360º; 2 links ajustáveis em ângulo; manípulos para fácil ajuste do apoio de cabeça (inclui hardware de fixação ao encosto + manípulo ergonómico de ajuste rápido e sistema de encaixe)		215,76 €	<p>1603251 / 1603250</p>
1603250	Barra Matrix Elan Adulto (380 mm tam. Barra); 6 pontos de ajuste, sistema inferior e superior de ajuste 360º; 2 links ajustáveis em ângulo; manípulos para fácil ajuste (inclui hardware de fixação ao encosto + manípulo ergonómico de ajuste rápido e sistema de encaixe)		215,76 €	
	Barra Matrix Loxx, 380mm tam. barra; 4 pontos de ajuste, sistema inferior e superior de ajuste 360º; sistema facilmente ajustável em profundidade e rotação com manípulo na peça central para fácil ajuste, proteção em borracha da barra posterior. Ajuste fácil e instalação rápida em encostos de posicionamento (inclui hardware de fixação ao encosto)		194,67 €	<p>1634150</p>
Passo 2 - Escolha a almofada do Apoio de Cabeça + Capa				
Tipo de Almofada + Capa				
ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm	Capa Standard	1603253		181,69 €
	Capa Anti-bacteriana	1603292		181,69 €
ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm	Capa Standard	1603254		181,69 €
	Capa Anti-bacteriana	1603293		181,69 €
ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 15 x 9 cm	Capa Standard	1603255		181,69 €
	Capa Anti-bacteriana	1603294		181,69 €
ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31 x 20 cm	Capa Standard	1603290		193,05 €
	Capa Anti-bacteriana	1603295		193,05 €
ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23 x 18 cm	Capa Standard	1603291		193,05 €
	Capa Anti-bacteriana	1603296		193,05 €
ELAN 4 PONTOS para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26 x 26 cm	Capa Standard	1626823		352,03 €
	Capa Anti-bacteriana	1626824		352,03 €
ELAN 4 PONTOS MINI para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 23 x 18 cm	Capa Standard	1629822		352,03 €
	Capa Anti-bacteriana	1629823		352,03 €
Opções com Faixa Frontal para maior Suporte anterior				
ELAN 4 PONTOS, tamanho 26 x 26 cm, para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, com fita frontal ajustável em tensão, em neoprene e silicone na parte interior para maior aderência e conforto.	Capa Standard	1631865		511,01 €
	Capa Anti-bacteriana	1631866		511,01 €
ELAN 4 PONTOS, tamanho 23 x 18 cm, para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, com fita frontal ajustável em tensão, em neoprene e silicone na parte interior para maior aderência e conforto.	Capa Standard	1631863		511,01 €
	Capa Anti-bacteriana	1631864		511,01 €
1631850	ACESSÓRIO Fita Frontal extra para adaptação na almofada ELAN 4 pontos			123,60 €
Código ISO 12 24 30 - Sistemas de Estabilização do Ocupante da Cadeira de Rodas				
1603252	Kit de Adaptação para Aplicação de Apoio de Cabeça Elan em Encosto Flex 3			90,85 €
1629412	Kit de Adaptação para Aplicação de Apoio de Cabeça Elan em Encosto Flex 3 Ajustavel em Tensão			90,85 €



1603251 / 1603250



1634150



Almofada Standard (Ellipse)



Almofada Occipital



Almofada 4 pontos



1631850 - Fita Frontal para almofada 4 pontos

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.