



DOLOMITE

Melody



**Confort, maniabilité et
adaptabilité**



Le *Dolomite Melody* est un rollator en acier, design, pliant doté de 4 roues avec des poignées de forme anatomique orientées vers l'avant. Les adaptations, très simples à réaliser, sont nombreuses pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Facile à prendre en main, il possède un système de freinage innovant intégré dans le cadre. Il est livré de série avec panier, plateau et sangle de dossier.

Pliant

Le *Dolomite Melody* se plie et reste stable une fois replié ce qui facilite le stockage dans des espaces exigus. L'assise est relevable pour garder une bonne posture durant la marche et pour optimiser l'accessibilité.

Confortable et esthétique

Système de freinage innovant, aucun câble apparent dans lequel on peut s'accrocher. Poignées soft pour une bonne prise en main avec un double système de freinage : freins d'arrêt et freins de parking. Le *Dolomite Melody* est équipé de série d'un grand panier, d'un plateau et d'une sangle de dossier.

Il existe également une version épurée, sans accessoire.



Caractéristiques et Options



Porte-canne

Très accessible.
Référence: 12606

Frein unilatéral (version hémiplegique)

Il est possible d'activer les freins avec une seule main.



Monte-trottoir

Référence : 12563

Garde boue

Référence : 12544

Sac en toile

Offre un espace supplémentaire lorsque le panier est rempli. Peut servir au titulaire d'une bouteille à oxygène.
Référence: 12523

Freins de ralentissement

Dispositif de sécurité permettant de ralentir la vitesse de marche. Référence: 12543R (droit), 12542L (gauche)

Support pour bouteille à oxygène

Utilisable pour la plupart des bouteilles.
Référence: 12683

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors-tout	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largeur entre les poignées	Diamètre des roues	Poids net
Melody S	545 mm	670 mm	465 mm	660-805 mm	480 mm	365 mm	200 mm	7.3 kg
Melody M	620 mm	660 mm	525 mm	710-915 mm	535 mm	430 mm	200 mm	7.7 kg
Melody L	620 mm	700 mm	540 mm	795-995 mm	615 mm	430 mm	200 mm	8 kg

	Poids max. utilisateur	Largeur plié
Melody S	135 kg	200 mm
Melody M	135 kg	260 mm
Melody L	135 kg	320 mm

Coloris

RAL 1035



Codes

12010-44-21 **MELODY L** sans accessoire
 12012-44-21 **MELODY M** sans accessoire
 12014-44-23 **MELODY S**
 12012-44-23 **MELODY M**
 12010-44-23 **MELODY L**
 12012-44-23HPL **MELODY M** Hémiplegie Gauche
 12012-44-23HPR **MELODY M** Hémiplegie Droite
 12010-44-23HPL **MELODY L** Hémiplegie Gauche
 12010-44-23HPR **MELODY L** Hémiplegie Droite