

Invacare **Matrx® Posture Back Deep**



Los respaldos *Invacare Matrx Posture Back Deep* ofrecen las mismas ventajas que los respaldos *Posture Back* pero al mismo tiempo brindan un perfil más profundo. Este perfil permite al usuario tener un mejor soporte lateral.

Características técnicas y beneficios

- Profundidad del respaldo 180mm
- Carcasa del respaldo totalmente recubierta de espuma de alta densidad para mayor confort y distribución de presiones.
- Funda de alta calidad, transpirable, para evitar la sudoración y los efectos de maceración.
- Respaldo compatible con fijación estándar y doble fijación.
- Rápido montaje y regulaciones. Posibilidad de regular el respaldo en profundidad, ángulo y rotación.
- Carcasa del respaldo de ABS, con fijación para reposacabezas integrado.
- Peso inferior a 2,25kg para todos los respaldos, sin fijación.

Profundidad : 180 mm



Incluye una cuña lumbar.

Características y opciones



Respaldo Posture Back Deep HD

Disponibles en anchos de 510, 560 y 600mm y dos alturas : 410 y 510mm. Peso máximo de usuario : 227kg.

Reposacabezas


Con cojín suave y de 255mm de ancho. Multiajustable en orientación gracias a su sistema de rótula.

Datos técnicos

	Anchura	Altura	Ajuste en profundidad	Angulo de ajuste	Peso máx. de usuario	Funda lavable a
Matrx Posture Back Deep	360 mm, 410 mm, 430 mm, 460 mm, 510 mm	310 mm, 410 mm, 510 mm	102 mm ¹	40° rango ¹ +/- 20°	136 kg	60°
Matrx Posture Back Deep HD	510 mm, 560 mm, 610 mm	410 mm, 510 mm	102 mm ¹ (51mm delante o atrás de los montantes)	40° rango ¹ +/- 20°	227 kg	60°

Funda

Tejido microventilado negro



Certificado Ignífugo :
EN1021 : parte 1 y 2
Bio-compatibilidad :
ISO 10993-5

1. Limitación de ajuste en profundidad/ángulo si se utiliza en sillas más estrechas que el ancho del respaldo.