

Invacare **Matrx Fijaciones**

Los cuatro tipos de fijaciones ofrecen una gran estabilidad a los respaldos; su instalación es rápida y los ajustes se pueden realizar con el usuario sentado en la silla.



Fijación Estándar

Características principales y beneficios funcionales

- Sistema de desmontaje rápido (quick release) para facilitar el transporte.
- Múltiples ajustes en profundidad 102 mm, ángulo 40° y rotación.
- Se adapta a tubos de respaldo de 19, 22 y 25mm
- Los cuatro tipos de fijaciones se ajustan a todos los respaldos. Las versiones de respaldos **PB HD** deberán utilizarse exclusivamente con la Fijación Estándar Reforzada.

Fijaciones para la gama de respaldos **Matrx Elite** y **Matrx Posture Back**



Fijación Estándar

Peso de 640gr el par. Existe una versión reforzada para respaldos **PB HD**.



Fijación Estándar Reforzada

Para respaldos HD, para usuarios de hasta 136kg, tono muscular alto o espasmos fuertes.



Fijación para acortar espacios

- El respaldo permanece fijo y requiere herramientas para retirarlo.
- Ahorra espacio para configuraciones especiales (respaldo ancho y silla estrecha).



Fijación en dos puntos

- Permite dejar libre el espacio en la parte media de los tubos del respaldo para : barra estabilizadora, respaldo partido o cualquier otro elemento.
- No se recomienda para respaldos HD.

Accesorios - Anclajes

Anclajes Estándar

Incluidos en todos los respaldos **Matrx PB** y **Matrx Elite**.

- Permiten a los respaldos **Matrx PB** ser colocados en sillas de su misma talla o hasta 25,4mm más estrecha.
- Permite a los respaldos **Matrx Elite** ser colocados en sillas de su misma talla.

Anclajes Largos

Incluidos en todos los respaldos **Matrx PB** y **Matrx Elite**.

- Permiten a los respaldos **Matrx PB** y **Elite** ser colocados en sillas 25,4mm más anchas que la talla.

Anclajes Extendidos

Un accesorio opcional disponible para **Matrx PB** y **Matrx Elite**. (no disponible para respaldos **PB Heavy Duty**). Permiten a los respaldos ser colocados en sillas 50mm más anchos que su talla.

Ajustes de los respaldos



Profundidad

Ajuste en profundidad de 50mm detrás de los tubos del respaldo.



Profundidad

Ajuste en profundidad de 50mm delante de los tubos del respaldo.



Ángulo

Ajuste de 20° de ángulo anterior.



Ángulo

Ajuste de 20° de ángulo posterior.



Rotación

El respaldo puede ser orientado para adaptarse a una rotación de tronco o pélvica.

Soportes de tronco para respaldos Elite



Soportes de tronco fijos - posición central

Incluye fijación y almohadillas. Regulación en altura de 60mm. Disponibles en dos tamaños de almohadilla : Estándar (127 x 190mm) y Pequeños (76 x 140mm)



Soportes de tronco fijos - posición offset

Incluye fijación y almohadillas (127mm x 190mm). Permite posicionar el soporte de tronco 76mm más alto o más bajo dependiendo de su posición.



Soporte de tronco abatibles - posición central

Regulación en altura de 60mm. Disponibles con 4 tamaños de almohadillas : XS, S, M y L.



Soporte de tronco abatibles - posición offset

Regulación en altura de 76mm. Disponibles con 4 tamaños de almohadillas : XS, S, M y L.

Reposacabezas

Talla XS		108 x 82,5 mm
Talla S		133 x 89 mm
Talla M		146 x 95 mm
Talla L		165 x 108 mm

Dimensiones de las almohadillas de soportes de tronco



Reposacabezas

- Ajustable en altura, profundidad y ángulo.
- Sistema multi-eje para mejor posicionamiento.



Fijación del Reposacabezas

Es necesario únicamente para montajes en respaldos Elite.



Protección de privacidad

Para cubrir el espacio entre la base del respaldo y el asiento. Compatible con todos los respaldos de la gama **Matrx**.