

matrix[®]
SEATING SERIES

Reposacabezas Elan



Soporte ajustable con confort incluido.




El elegante reposacabezas *Invacare* **Matrx Elan** lleva nuestra gama de asientos al siguiente nivel con un diseño compacto, ligero y ajustable. Ofrece un soporte excelente y cómodo y complementa una amplia gama de aplicaciones para niños y adultos. Sus principales características són:

- **Soporte muy ajustable**
- **Amplia gama de almohadillas**



Fijación muy ajustable

- El soporte innovador del reposacabezas Elan tiene seis puntos de ajuste que proporcionan infinidad de posibilidades de posicionamiento, incluyendo la función “abatible”, para satisfacer las necesidades de los usuarios.
- Los reposacabezas se pueden configurar de forma rápida y eficaz con una sola herramienta, mientras que la opción de bloqueo multi-disk ofrece mayor resistencia y fiabilidad.
- Las palancas de ajuste sin herramientas permiten cambiar fácilmente la posición del reposacabezas.
- Hay dos opciones de soporte disponibles, el adulto estándar (380 mm) o el mini (280 mm), que se pueden equipar retroactivamente a los respaldos Matrx y son compatibles con un gran número de otros receptores para reposacabezas en el mercado.



Amplia gama de almohadillas



3 Opciones de Almohadillas Elipse

Se puede moldear para adaptarse a la forma de la cabeza del usuario con el fin de mejorar el apoyo posterior y lateral. Disponible en 3 tamaños: 150 x 90 mm, 250 x 130 mm ó 360 x 130 mm.



2 Opciones de Almohadilla Occipital

Proporciona un contorno de apoyo en las áreas occipital y suboccipital de la cabeza. Disponible en dos tamaños: 230 x 180 mm o 310 x 200 mm.



Soporte 4 puntos

Proporciona 4 puntos de apoyo en las áreas occipital y temporal de la cabeza. Disponible en tamaño 280 x 260 mm.

Características

2 Opciones de fundas

La funda de la almohadilla estándar (tejido Startex) viene con una cremallera y es resistente a la humedad además de transpirable. También existe la opción de funda anti bacteriana. Ambas opciones de funda son fáciles de quitar y poner.

Espuma de doble densidad

La espuma moldeada de alta densidad proporciona comodidad y protección para el usuario. Las almohadillas Invacare MatrX son un 45% más ligeras que la mayoría de las almohadillas del mercado y rodean los bordes de las placas de apoyo.



Ajustes sin herramientas kit de adaptación

- 1 Las palancas de ajuste permiten cambios fáciles de posición.
- 2 La rosca de fijación tiene un diseño delgado y ergonómico para permitir una fácil retirada del reposacabezas o ajuste de altura.



Este kit permite montar los reposacabezas Elan en Respaldos **Flex 3**.



Opción de bloqueo Multi-disk

La innovadora opción de bloqueo proporciona mayor resistencia y fiabilidad.



Estructura de aluminio ajustable

Pueden moldearse para satisfacer las necesidades del usuario.



Familia de productos para posicionamiento

Invacare ahora ofrece una solución completa en rehabilitación: Cojines, respaldos, cinturones, arneses y reposacabezas.

Dato Técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

Opciones de fijación

Fijación Elan Standard	380 mm Tubo Vertical
Fijación Elan Mini	280 mm Tubo Vertical

Opciones de almohadilla

150 mm Almohadilla Elipse	150 x 90 mm
250 mm Elipse Pad	250 x 130 mm
360 mm Elipse Pad	360 x 130 mm
230 mm Almohadilla Occipital	230 x 180 mm
310 mm Almohadilla Occipital	310 x 200 mm
Almohadilla 4 puntos	280 x 260 mm



Opciones de funda

Startex

Anti bacteriana

