

Classic Visco



NUEVO

Simplicidad y eficacia.



¡Dos tipos de firmezas según el paciente!

El *Invacare Classic Visco* es un cojín de espuma viscoelástica con una densidad de 85 kg/m³.

Desarrollado para proporcionar un confort adicional, el material es termo sensible y su superficie se adapta a la morfología del cuerpo para aliviar las presiones.

El *Classic Visco* combina simplicidad de uso con confort y una adecuada redistribución de las presiones.

- **Espuma 100% visco elástica**
- **Plano, reversible, simple de usar**
- **Transpirable, repelente al agua, funda bi elástica impermeable**
- **Disponible en 4 tallas**

El *Classic Visco* es apto para pacientes de diferentes pesos. Está disponible en 2 firmezas diferentes:

-Espuma visco elástica firme para usuarios con peso inferior a 50 kg. Disponible en talla:

- 375 mm x 400 mm

-Espuma visco elástica muy firme para pacientes con peso superior a 100 kg y disponible en 3 tallas:

- 405 mm x 400 mm
- 430 mm x 430 mm
- 455 mm x 400 mm

¡Funda lavable y funcional !

La funda del *Classic Visco* es de gama alta: transpirable, bi elástica, impermeable y repelente al agua para que los líquidos resabalen sobre su superficie y no penetren.

El *Classic Visco* viene con dos fundas para poder seguir usando el cojín mientras se lava una de las dos fundas.

Características



Funda fácil de limpiar

Lavable a 90°, la funda es de fácil mantenimiento.



Asa de transporte

Situada en la esquina del cojín para no estorbar, es práctica y discreta.








Dos firmezas, 4 tallas

Firme o muy firme, según las dimensiones del cojín.

Datos técnicos*

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

| | Dimensiones** | Altura | Peso total | Peso máx. usuario | Lavable a máquina |
|----------------------|---|--|--|--|---|
| Classic Visco |  375 x 400 mm 405 x 400 mm 430 x 430 mm 455 x 400 mm |  75 mm |  A partir de 950 g |  50 kg 100 kg 100 kg 100 kg |  a 90° |

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
**El cojín se puede colocar en las dos direcciones, según necesidades.

Opciones

Funda negra

