



Schouder- en rugondersteuning

13 cm Standaarddiepte



Invacare **Matrix Posture Back Rug-systeem**

Kenmerken en Opties

Bekleding:

- Vochtbestendig en ademend

Vulling:

- De binnenkant bestaat uit een vormgevend schuim dat bevestigd zit rond de schaal voor een maximaal comfort en bescherming.
- Het schuim zit vast aan de rugplaat door middel van lussen, zodat dit gemakkelijk te vervangen is.

Bevestigingssysteem (apart te bestellen):

- Verschillende mogelijkheden (zie pag. 10-11)

Rugschaal:

- De schaal volgt de contouren van het lichaam.
- Slijtvaste, lichtgewicht rug met aanpassingsmogelijkheden voor hoofdsteun.

Schouder- en rugondersteuning:

- Met uitneembaar positioneringskussen.



Hoogte

310 mm,
410 mm,
510 mm



Breedte

360 mm, 410 mm,
430 mm, 460 mm,
510 mm



Diepteverstelling

102 mm ^{1,2}



Hoekverstelling

40° bereik ¹



Productgewicht
zonder bevestigings-
systeem

Vanaf 1,2 kg



**Max. gebruikers-
gewicht**

136 kg



Garantieduur

2 Jaar

MPB
(Standaard)

HDB
(Heavy Duty)

HDBxW41 /
HDBxW51

410 mm,
510 mm

510 mm, 560 mm,
610 mm

102 mm ^{1,2}

40° bereik ¹

Vanaf 2,5 kg


227 kg

2 Jaar

^{1/} Beperking van diepte- en hoekverstelling bij stoelen die smaller zijn dan de breedte van het rugsysteem.

^{2/} (51 mm voor of achter de rugbuis)

Installatie en Opties



Installatiemogelijkheden

Verschillende mogelijkheden
(zie pag. 10-11).



Adapter voor hoofdsteun



Soft Pad Hoofdsteun Kit - PHRK



Privacy Flap

Invacare **Matrix Posture Back Deep** Rugsysteem

Kenmerken en Opties

Bekleding:

- Vochtbestendig en ademend

Vulling:

- De binnenkant bestaat uit een vormgevend schuim dat bevestigd zit rond de schaal voor een maximaal comfort en bescherming.
- Het schuim zit vast aan de rugplaat door middel van lussen, zodat dit gemakkelijk te vervangen is.

Bevestigingssysteem (apart te bestellen):

- Verschillende mogelijkheden (zie pag. 10-11)

Rugschaal:

- De schaal volgt de contouren van het lichaam.
- Slijtvaste, lichtgewicht rug met aanpassingsmogelijkheden voor hoofdsteun.

Schouder- en rugondersteuning:

- Met uitneembaar positioneringskussen.



Schouder- en rugondersteuning

18 cm Diepte



							
	Hoogte	Breedte	Diepteverstelling	Hoekverstelling	Productgewicht zonder bevestigingssysteem	Max. gebruikersgewicht	Garantieduur
PBD (Deep)	310 mm, 410 mm, 510 mm	360 mm, 410 mm, 430 mm, 460 mm, 510 mm	102 mm ²	40° bereik	Vanaf 1,5 kg	136 kg	2 Jaar
DHD (Heavy Duty, Deep)	410 mm, 510 mm	510 mm, 560 mm, 610 mm	102 mm ²	40° bereik	Vanaf 2,8 kg	227 kg	2 Jaar
DHDxW41 / DHDxW51	410 mm, 510 mm	610 - 760 mm	102 mm ²	40° bereik	Vanaf 2,8 kg	227 kg	2 Jaar

1/ Beperking van diepte- en hoekverstelling bij stoelen die smaller zijn dan de breedte van het rugsysteem.

2/ (51 mm voor of achter de rugbuis)

Installatie en Opties



Installatiemogelijkheden

Verschillende mogelijkheden (zie pag. 10-11).



Adapter voor hoofdsteun



Soft Pad Hoofdsteun Kit - PHRK



Privacy Flap



Invacare **Matrix Bevestigingssysteem**

Kenmerken en Opties


- Quick release voor eenvoudig transport
- Zeer veel aanpassingsmogelijkheden van de diepte (102mm) en de hoek (40°).
- Past op rugbuizen met een diameter van 19mm, 22mm of 25mm.
- Bevestigingssysteem voor een rugbuis met diameter 29mm is ook beschikbaar.
- **Het bevestigingssysteem is te combineren met de volgende types van de Invacare Matrix Rugsystemen:**
 1. Invacare **Matrix Elite Rugstelsysteem**
 2. Invacare **Matrix Elite Deep Rugstelsysteem**
 3. Invacare **Matrix PB Rugstelsysteem**
 4. Invacare **Matrix PB Deep Rugstelsysteem**

Functionaliteit en Kenmerken




Types

Verschillende rugstelsystemen verkrijgbaar.




Hoogte

Meerdere rughoogtes zijn beschikbaar om verschillende ondersteuning te kunnen bieden.



Breedte

Rugbreedtes van 280-740mm.



Diepte

Keuze uit 4 dieptes die u de meest geschikte ondersteuning geven.

Accessoires en Installatiepinnen

Standaard Installatiepinnen

De standaard installatiepin zorgt ervoor dat het **Matrix PB** rugstelsysteem past op rolstoelen die 25mm smaller tot even breed zijn. Voor het Elite rugstelsysteem past dit op rolstoelen met gelijke breedte.

Lange Installatiepinnen

De lange installatiepinnen zorgen ervoor dat de **Matrix PB** en **Elite** rugstelsystemen passen op rolstoelen die tot 25mm breder zijn.

Verlengde Installatiepinnen

De verlengde installatiepinnen (niet voor **Heavy Duty PB**) kunnen het rugstelsysteem van rolstoelen tot 50mm breder aanpassen.

Easy Set Bevestigingssysteem



Diepte

Aanpasbaar tot 50mm achter de rugbuis.



Diepte

Aanpasbaar tot 50mm voor de rugbuis.



Hoek

Hoekaanpassing tot 20° naar voor.



Hoek

Hoekaanpassing tot 20° naar achter.



Rotatie

Andere Opties



Heavy Duty Bevestigingssysteem

- Standaardbevestiging voor Heavy Duty
- Geschikt voor intensief gebruik en voor gebruikers met verhoogde tonus of een gewicht boven de 136 kg.



Ruimtebesparend bevestigingssysteem (vast)

- Gereedschap nodig voor het verwijderen van het rugsysteem.
- Bespaart ruimte voor kleinere rugbreedtes.
- Volledig instelbaar.



Dubbel bevestigingssysteem

- Door de dubbele bevestiging blijft de rugbuis vrij.
- Niet aan te raden voor Heavy Duty rugsystemen.

Privacy Flap



Combineerbaar met alle rugsystemen. 4 standaardmaten voor rugsystemen tussen 305 tot 505mm breedte.

Laterale Mogelijkheden voor *Matrix Elite* Rugsysteem



Vaste Rompsteun

Te monteren op de rugschaal zonder hinder voor aanpassingen in diepte of hoek. Beschikbaar in 2 maten: 190 x 130mm of 140 x 80mm.



Vaste Rompsteun Hoger / Lager

80mm verhoogde of verlaagde ondersteuning (t.o.v. de bevestiging). Beschikbaar in de afmetingen 190 x 130mm.



Wegzwenkbare Rompsteun

Zwenkt volledig achter de rug weg; niet storend voor opklapbare armsteunen.



Wegzwenkbare Rompsteun Hoger / Lager

80mm verhoogde of verlaagde ondersteuning Swing-Away.

Opties Hoofdsteun



Adapter voor Hoofdsteun

Direct op het rugsysteem gemonteerd. Verkrijgbaar in 3 maten:

- Small: Rugsystemen van 310mm breed
- Medium: Rugsystemen tussen 330 en 430mm breed
- Large: Rugsystemen tussen 460 en 510mm breed



Soft Pad Hoofdsteun Kit - PHRK

- 3D Pad oriëntatie
- Aanpasbaar in diepte
- 250mm soft pad



Voorbereiding Hoofdsteun

Alle **Matrix PB** en **Elite** rugsystemen zijn voorbereid op het plaatsen van een hoofdsteun door voorgeboorde gaatjes, zodat er niets beschadigd kan worden tijdens het installeren.




Kussens wegzwenkbaar

Te gebruiken in combinatie met de Swing-Away ondersteuning


- **EPAD-XS** Extra Small 110mm (L) x 80mm (B).
- **EPAD-S** Small 130mm (L) x 90mm (B).
- **EPAD-M** Medium 150mm (L) x 100mm (B).
- **EPAD-L** Large 170mm (L) x 110mm (B).

Invacare **Matrix Rugstelsysteem Specificaties**



Invacare **Matrix PB Rugstelsysteem**

Rughoogte	305 mm, 405 mm, 505 mm				
Breedte	355 mm	405 mm	430 mm	455 mm	505 mm
Enkel Rugschaal					
A-Buitenste Breedte	310 mm	360 mm	385 mm	420 mm	465 mm
C-Diepte	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Rugschaal met Bekleding & Foam					
B-Rompbreedte	230 mm	275 mm	300 mm	330 mm	375 mm



Invacare **Matrix PB Deep Rugstelsysteem**

Rughoogte	305 mm, 405 mm, 505 mm				
Breedte	355 mm	405 mm	430 mm	455 mm	505 mm
Enkel Rugschaal					
A-Buitenste Breedte	320 mm	370 mm	395 mm	435 mm	475 mm
C-Diepte	178 mm	178 mm	178 mm	178 mm	178 mm
Rugschaal met Bekleding & Foam					
B-Rompbreedte	230 mm	275 mm	300 mm	330 mm	375 mm
Diepteverstelling	100 mm (50 mm voor of achter)				
Hoekverstelling	40 °				
Productgewicht	Standaard - 1,81 kg Deep - 2,25 kg				
Max. Gebruikersgewicht	136 kg				
Garantieduur	2 Jaar				

Technische gegevens



Breedte :
360 / 380 / 410 /
430 / 460 mm



Gewicht :
Vanaf 0,8 kg



Max. Gebruikersgewicht:
115 kg



Reiniging:
60°



Crash Test

Fire Testing:
EN 1021: Part 1 & 2

Bio-Compatibility:
ISO 10993-5

	Breedte :	Gewicht :	Max. Gebruikersgewicht:	Reiniging:
Matrix MX1	360 / 380 / 410 / 430 / 460 mm	Vanaf 0,8 kg	115 kg	60°
Elite	305 - 505 mm	Vanaf 0,8 kg	136 kg	60°
Elite Deep	305 - 505 mm	Vanaf 1,4 kg	136 kg	60°
PB	355 - 760 mm	Vanaf 1,2 kg	136 kg	60°
PB Deep	355 - 760 mm	Vanaf 1,3 kg	136 kg	60°
HD PB	505 - 610 mm	Vanaf 2,5 kg	227 kg	60°
HD PB Deep	505 - 610 mm	Vanaf 3,2 kg	227 kg	60°

* Bij correct gebruik van het product aangepast aan de noden van de gebruiker.

Ontwikkeld volgens de Europese normen:
BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, and BS 7176 (Crib 5)

Kleur



Mesh Tex Fabric

Invacare B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 695757
Fax +31 (0) 3 18 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2014 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens
de druk van deze brochure.
Invacare behoudt zich het recht
voor om specificaties te wijzigen
zonder voor aankondiging.

Matrix - NL - 02/2014



Yes, you can.®