

Uw slimme helpers onderweg - de Alber Mobility Apps

De gratis mobiliteits-apps ondersteunen u met waardevolle tips en trucs voor het dagelijks gebruik met uw Alber product. Laat bijvoorbeeld een video zien over de bediening van uw e-fix of zoek snel en eenvoudig aanvullende informatie op.

Bij een storing kunt u met de app de oorzaak van het probleem opsporen en in veel gevallen zelf verhelpen. Als dit niet mogelijk is, neem dan direct vanuit de app contact op met het Alber Service Center of uw plaatselijke vakhandelaar. Zo krijg je altijd snelle hulp, direct op je smartphone - waar je ook bent.

Het downloaden en gebruiken van de app is gratis. Ze zijn beschikbaar voor Android en IOS.

Mobiliteit Plus pakket (tegen betaling)

Het Mobility Plus Pakket ontgrendelt een groot aantal slimme extra functies in de Mobility App en haalt nog meer uit Alber producten. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld eenvoudig de snelheid van de producten verhogen.

De Mobility Apps van de producten zijn de voorwaarde voor het gebruik van het betreffende Mobility Plus Package. Het Mobility Plus-pakket kan worden gekocht via in-app-aankoop of via een licentiecode.

Alle functies van de Alber Apps en het Mobility Plus Pakket worden per Alber hulpaandrijving op de volgende bladzijden beschreven.

Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen van de Apps in de App store/Google Play kunnen iets verschillen per land.

e-motion M25/e-motion DuoDrive – gratis App

Standaard functies:

- Gebruikshandleiding
- Keuze uit 5 vooraf ingestelde rijprofielen
- Accustatus, snelheid en gereden kilometers
- Opslag en beheer van routes via GPS
- Automatische ontlading van accu's voor opslag en vliegereizen
- Foutcode informatie en oplossingen
- Dealeradressen wereldwijd



e-motion M25/e-motion DuoDrive Mobility Plus pakket



Betaald, via App store/Google Playstore te bestellen

Product: e-motion M25	Prijs incl. BTW*		Activatie		
	Android	iOS	Functies	Android (min. versie 5.0)	iOS (min. versie 10.0)
Snelheid	€ 99,99	€ 99,99	Snelheid	In-App aankopen	In-App aankopen
Cruise modus	€ 99,99	€ 99,99	Cruise modus		
Afstands- bediening	€ 39,99	€ 39,99	Afstands- bediening		
ECS-bediening	€ 99,99	€ 99,99	ECS-bediening		
Duwteller	€ 9,99	€ 9,99	Duw teller		
Alle functies**	€ 299,99	€ 299,99	Alle functies		

* Prijzen kunnen per land iets verschillen

** Het complete Mobility Plus pakket kan gratis worden getest gedurende 30 dagen. Slechts één proefperiode is mogelijk voor elk e-motion systeem

AANVULLENDE INFORMATIE

Aanschaf	Het volledige Mobility Plus pakket of losse opties kunnen aangeschaft worden via Google Playstore of App store.  
Installatie	Via e-motion M25 App, de wielen moeten hiervoor zijn gekoppeld. Zodra er op een betaalde functie wordt gedrukt, verschijnt er een scherm met aan te kopen opties en bijbehorende bedragen.
Extra opties na installatie Plus pakket	<ul style="list-style-type: none"> • Snelheid¹: verhoging van 6 naar 8,5 km/u • Cruise modus²: wordt geactiveerd door enkele hoepelbeweging boven 2 km/u en houdt de snelheid vervolgens vast. Snelheid verhogen door extra hoepelbeweging. Werkt ook op afdalingen. De e-motion DuoDrive heeft al een aparte bedieningsunit voor Cruise modus inclusief remfunctie • Afstandsbediening³: verplaatsen lege rolstoel op afstand via kantelsensor of virtuele joystick op smartphone • ECS-bediening⁴: toont de functies van de afstandsbediening op de telefoon, gemakkelijk in- en uitschakelen van de wielen, selectie van 2 ondersteuningsniveaus en leermodus en terugrolvertraging activeren (niet noodzakelijk voor e-motion DuoDrive) • Duwteller⁵: registreert het aantal hoepelbewegingen tijdens een rit waardoor men het rijgedrag kan optimaliseren op een bepaalde route
Geldigheid code	De licentiecode kan eenmaal gebruikt worden en is gekoppeld aan het Playstore/Apple ID-account dat gebruikt is bij de aankoop. Vervanging van de telefoon is geen probleem zolang hetzelfde account gebruikt wordt. Als de wielen worden vervangen, kan de app verwijderd en opnieuw geïnstalleerd worden. Lokale informatie over de oude wielen wordt dan gewist. De licentie is echter nog steeds gekoppeld aan het Playstore/Apple-account en gaat niet verloren door de app te verwijderen.

Opmerking: In tegenstelling tot bij de e-motion M25 kunnen sommige (standaard) functies tijdens het rijden met de e-motion DuoDrive niet tegelijkertijd met de telefoon gebruikt worden. Omdat er 1 Bluetooth module in elk wiel is verwerkt, kan er met de wielen verbinding worden gemaakt met 1 ander apparaat, dus óf de bedieningsunit óf de telefoon.

De meeste functies zijn echter voor het gebruik van de e-motion DuoDrive in te stellen (zoals rijprofiel en snelheid) of achteraf te bekijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Invacare.

