

Gamme Mover

Plateforme de transfert



Solutions de transfert actif

Des transferts assis-debout fluides et sereins dans n'importe quel environnement



Conçu pour les transferts actifs

La gamme Mover assure des transferts fluides, pratiques et dignes entre le lit, le fauteuil roulant, les toilettes ou une chaise. Conçus pour les utilisateurs actifs capables de supporter leur poids sur leurs jambes, les deux modèles aident les patients à se lever en toute sécurité tout en offrant un soutien ergonomique aux soignants – chaque jour, dans chaque pièce.

Les modèles Mover Plus et Mover Aqua partagent un châssis étroit, des roulettes doubles pour une maniabilité aisée dans les espaces restreints et des coussins confortables. Un contact visuel constant entre l'utilisateur et le soignant permet de maintenir un transfert calme et serein.

Choisissez Mover Plus pour vos transferts quotidiens en intérieur, que ce soit en établissement de soins ou à domicile. Choisissez Mover Aqua quand les transferts ont lieu dans des salles de bains, des douches ou d'autres environnements humides où l'hygiène est primordiale.



> Mover Plus

> Mover Aqua



Utilisation prévue

Mover Plus est conçu pour les transferts quotidiens en intérieur sur des surfaces planes. Mover Aqua est conçu pour une utilisation en milieu humide, y compris sous la douche, sans compromis sur la sécurité ni la stabilité.



Capacité de l'utilisateur

Mover Aqua et Mover Plus supportent jusqu'à **150 kg**, ce qui correspond aux exigences des soins bariatriques et des environnements à forte charge.



Matériaux et hygiène

Mover Aqua est doté de matériaux résistants à l'eau, de coussins en polyuréthane et de composants en acier inoxydable pour un nettoyage facile dans les environnements imposant des normes d'hygiène strictes. Mover Plus utilise des coussins rembourrés standard, parfaits pour les soins quotidiens en intérieur.

> Poignées

Les poignées ergonomiques assurent un confort de maniement optimal pour le soignant.

> Cadre de base étroit fixe

Grâce à son faible encombrement, le Mover est facile à ranger ainsi qu'à manoeuvrer dans les espaces restreints.

> Roulettes doubles

Les doubles surfaces de contact assurent une maniabilité fluide et stable sur tous types de sols intérieurs.

> Marchepied bas

Un seuil bas permet aux utilisateurs de ne pas avoir à lever les pieds très haut pour se lever.

> Traverse

Les différentes hauteurs de traverses permettent à l'utilisateur de trouver sa propre position de prise en main pour une posture plus sûre.

> Coussins d'assise

Les coussins rembourrés offrent un bon soutien et se replient facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Mover Aqua utilise du PU résistant à l'eau ; Mover Plus utilise un rembourrage standard.

> Supports de tibia

Grandes surfaces de contact bien rembourrées – confortables pour les utilisateurs de toutes longueurs de jambes et douces pour les points de pression.

> Surface antidérapante

La plateforme assure la stabilité des utilisateurs, qu'ils soient chaussés ou non.

> Ouverture étroite

Grâce à sa conception avant fine, le Mover peut s'approcher au plus près de l'utilisateur, même lorsqu'il est assis dans un fauteuil roulant.

Caractéristiques techniques ▼



**Poids maximal
de l'utilisateur ▼**



**Largeur –
externe ▼**



**Largeur –
marchepied ▼**



Hauteur ▼

Mover Aqua	150 kg	63.5cm	38cm	107cm
Mover Plus	150 kg	63.5cm	38cm	107cm



Longueur ▼



Hauteur d'assise ▼



Poids ▼

Mover Aqua	96cm	80cm	28 kg
Mover Plus	96cm	80cm	28 kg

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes
 France

