

CODES PANNES

Les informations de base sur les codes pannes potentiels de votre Fauteuil Roulant Electrique



Technologie intelligente : **Mobilité redéfinie**

LINX



Yes, you can.®

Codes pannes

- L'application MyLiNX détaille les codes pannes, toutefois, vous trouverez ci-dessous les informations de base sur ces codes.

Les erreurs sont indiquées à l'utilisateur par des clignotements au niveau du bouton on/off du manipulateur :

Code panne	Description de la panne
1	Manipulateur / erreur joystick
2	Erreur de configuration, de connexion
3	Défaut moteur gauche
4	Défaut moteur droit
5	Défaut électrofrein gauche
6	Défaut électrofrein droit
7	Défaut module (autre module que le manipulateur)



**TÉLÉCHARGEMENT
GRATUIT**

Sur l'Apple Store et le
Google Play Store



Yes, you can.®

www.invacarelinx.com

