

# Action<sup>®</sup> Ampla<sup>™</sup>



Onafhankelijkheid voor een actieve levensstijl

FLEXIBEL | INNOVATIEF | BEKROOND





# Brengt bariatrische rolstoelen naar een volgend niveau

De *Invacare Action® Ampla™* is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor Plus-size gebruikers, waarbij er rekening is gehouden met lichaamsvormen en verschillende activiteitsniveaus. Maar daar stopt het niet! Het gestroomlijnde design met zijn moderne uitstraling, biedt onafhankelijkheid en ondersteuning voor een comfortabele en actieve levensstijl.



## Bekroond

Nu al een bekroonde stoel: de *Invacare Action® Ampla™* heeft een Red Dot Award gewonnen voor Product Ontwerp. Deze prijs is een van de grootste en meest prestigieuze ontwerpprijzen ter wereld. De *Action® Ampla™* heeft ook de Italiaanse Platinum A'Design Award en de Gold German Design Award gewonnen.



reddot design award  
winner 2019



# 5

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN



### Ingebouwde transportoplossing

1

De transportwielen op de **Action® Ampla™** zijn slim ontworpen om de rolstoel te kunnen kantelen, waardoor deze gemakkelijk door deuropeningen of smalle ruimtes kan:

1. Klap de rugleuning naar beneden.
2. Kantel de rolstoel door het beensteungedeelte op te tillen.
3. Rolstoel staat op de transportwielen. In deze positie kan de rolstoel makkelijk verplaatst worden.

1.



2.




3.



### Meerdere achterwielposities

5

- ▶ Eenvoudig hoepelen
- ▶ Gebruikers hebben een grotere actieradius, met minder energieverbruik



2

## Ergonomische rugleuning

- ▶ Vrijheid van schouders
- ▶ Meer bewegingsvrijheid
- ▶ Gemakkelijk bereik tot de hoepels
- ▶ Goede rijeigenschappen en manoeuvreerbaarheid



3

## In hoogte verstelbare transfer-handgrepen

- ▶ Ondersteuning bij het gaan zitten en opstaan
- ▶ Kunnen naar voren en achter worden gedraaid
- ▶ Kunnen verlaagd worden om met de rolstoel onder een tafel te komen



4

## Personalisering


- ▶ Drie stijlvolle kleurkeuzes



## Innovatief rugleuning-ontwerp



Het ontwerp van de rolstoel zorgt voor een perfecte pasvorm voor zowel mannelijke als vrouwelijke Plus-Size gebruikers. Mannelijke Plus-Size gebruikers hebben vaak meer een "appel" lichaamsvorm, terwijl vrouwelijke Plus-Size gebruikers vaak meer een "peer" lichaamsvorm hebben. De innovatieve rugleuning op de **Action® Ampla™** is ontworpen om tegemoet te komen aan de anatomie van genoemde lichaamsvormen. Deze ondersteunt en biedt comfort aan de gebruiker.



### Belangrijkste kenmerken







- ▶ Ingebouwde transportoplossing
- ▶ Ergonomische rugleuning
- ▶ In hoogte verstelbare transfer-handgrepen
- ▶ Personaliseerbaar accent
- ▶ Meerdere actieve achterwielposities







### Extra kenmerken





- ▶ Drukremmen zijn mooi geïntegreerd bij de kledingbeschermers voor eenvoudig gebruik
- ▶ Een elastische, ademende privacy flap zorgt voor goede afscherming aan de achterkant van de zitting
- ▶ Dankzij in te stellen lage zithoogte en lichte rijeigenschappen zeer geschikt om mee te trippelen

## Technische gegevens ▼


Voor meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief de gebruikershandleiding, zie de Invacare-website.

						
Zitbreedte ▼	Zitdiepte ▼	Zithelling ▼	Zithoogte ▼	Rughelling ▼	Rughoogte ▼	
<b>Action Ampla</b>	505 / 555 / 605 / 655 / 705 / 755 mm	460 / 510 mm	1°	380 - 455 mm in stappen van 25 mm	0°	425 - 500 mm

						
Voorste framehoek ▼	Onderbeenlengte ▼	Totale breedte ▼	Totale lengte incl. voetsteunen ▼	Totale lengte zonder voetsteunen ▼	Totale hoogte ▼	
<b>Action Ampla</b>	90 - 100°	365 - 525 mm in stappen van 25 mm	Zitbreedte + 205 mm	1065 - 1145 mm	855 - 920 mm	825 - 900 mm

					
Max. veiligheidshelling ▼	Radius ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	Totaalgewicht ▼	Transportation weight from ▼	
<b>Action Ampla</b>	7°	1420 - 1660 mm	300 kg	27 kg	19.5 kg

## Framekleuren ▼



Wit

Grijs

## Logo ▼



Blauwe belettering

Roze belettering

Groene belettering

Let op: kleuren kunnen enigszins afwijken van de kleuren die hier worden weergegeven.

## Wettelijke gegevens ▼



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
 nederland@invacare.com  
 www.invacare.nl

Invacare B.V.  
 Galvanistraat 14-3  
 6716 AE Ede  
 Nederland



Yes, you can.®