

via GO®

De compacte duwhulp voor rolstoelen

alber

alber

via GO®

De compacte duwhulp voor rolstoelen

NIEUW

Op alber.nl kunt u nog meer informatie vinden over de **via GO**.

De **via GO** is CE-gecertificeerd volgens de Europese Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 en is op vrijwillige basis getest bij TÜV Süd naar de laatste editie van productnorm EN 12184.

Onze kwaliteitsbelofte: uw veiligheid! Alber is gecertificeerd onder de huidige kwaliteitsstandaard ISO 13485 voor medische hulpmiddelen. Ons environmental management system, gecertificeerd onder ISO 14001, staat garant voor een milieuverantwoord productieproces van onze producten.

Invacare is leverancier van Alber hulpmiddelen in Nederland.


Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
nederland@invacare.com
0318 - 69 57 57

www.alber.nl

LET'S via GO!

Ervaar de praktische duwhulp bij uw hulpmiddelenleverancier.
Kijk voor meer informatie op

WWW.ALBER.NL



Eenvoudig duwen.

MADE IN GERMANY 

via GO duw slim en licht.



De krachtige en eenvoudige duwhulp voor rolstoelen.

Er zijn momenten waarop een slechte stoep of een kleine helling een onneembaar obstakel worden voor dagelijkse dingen. De **via GO** - de krachtige en eenvoudige bedienbare duwhulp van Alber - biedt altijd de juiste mate van ondersteuning aan de rolstoelbegeleider en helpt om zulke situaties met vertrouwen aan te gaan. Herontdek onafhankelijke mobiliteit en geniet ontspannen van ieder uitstapje.

De kwalitatief hoogwaardige en uitzonderlijk compacte duwhulp past ook op uw rolstoel. De hulpmiddelenleverancier kan controleren of uw rolstoel combi-neerbaar is met de **via GO** en verzorgt de montage.

via GO - verlegt grenzen.

COMPACT EN HANDIG



Ervaar meer:
simpelweg praktisch.

De **via GO** zal, dankzij de veelzijdigheid, uw dagelijkse ondersteuning worden voor bezigheden en uitstapjes.

Dankzij de compacte afmetingen en het lichtgewicht ontwerp, is de duwhulp zeer eenvoudig in gebruik en kan snel worden opgeborgen.

STERK EN DUURZAAM



Geen moeite:
simpelweg gaan.

De **via GO** geeft de juiste mate van ondersteuning wanneer u het nodig heeft. Zo kunt u eropuit uit zonder problemen- en wel tot 16 km.

INTUÏTIEF EN FLEXIBEL



Slim bedacht:
simpelweg gedaan.

De **via GO** is zo eenvoudig dat hij gemakkelijk, na een korte instructie, te gebruiken is. Grote knoppen met een duidelijk design maken bediening uitzonderlijk eenvoudig.

En belangrijker, u hoeft 'm niet af te koppelen om uw rolstoel op te kunnen vouwen.

VEILIG EN BETROUWBAAR



Alber kwaliteit:
simpelweg goed.

In de **via GO** duwhulp komt de ervaring en expertise van Alber, specialist in elektrische hulpaandrijvingen, samen. Alber producten zetten regelmatig de standaard en staan voor duurzame betrouwbaarheid en TÜV geteste veiligheid.

MADE IN GERMANY

Technische gegevens van de via GO

Technische gegevens van de via GO	
Afmetingen	
Aandrijfunit:	17 x 24 x 27 cm (B x H x L)
Bediening:	3,5 x 9,5 x 2,7 cm (B x H x L)
Snelheid	1,5- 5,5 km/u
Bereik	Tot 16 km (geïntegreerde Lithium-Ion accu)*
Laadvermogen	Tot 150 kg (gebruikersgewicht)**
Helling	Tot 16 %**
Gewicht	
Lader:	540 g
Aandrijfunit:	5,85 kg
Bediening:	140 g

* Afhankelijk van gebruikersgewicht, ondergrond en omgevingstemperatuur volgens ISO 7176-4
** Kan lager zijn, afhankelijk van de gebruikte rolstoel en mogelijkheden van de begeleider



Dagelijks leven: simpelweg eenvoudiger.

Zowel de bediening als de montage van de componenten zijn uitzonderlijk eenvoudig en gebruiksvriendelijk met de **via GO**.

De kleine, ergonomische bediening klikt simpel op de duwhandvatten van uw rolstoel.

De slimme bevestigingsbracket zorgt ervoor dat de rolstoel normaal kan worden opgevouwen, zonder de duwhulp af te hoeven koppelen.

Dankzij het lichtgewicht ontwerp en het grote handvat is de aandrijfunit zeer eenvoudig aan- en af te koppelen van de rolstoel.

De **via GO** is servicevriendelijk omdat uw hulpmiddelenleverancier deze kan verbinden met een online service platform.

