

AQUATEC®

Toiletverhogers

een reeks aanpasbare toilet oplossingen



Voor betrouwbare toiletgangondersteuning

Aanpasbaar, betrouwbaar, comfortabel



Yes, you can.®



De Aquatec toiletverhogers toegelicht

Een aanpasbare range oplossingen voor
ondersteunde toiletgang.

Een betrouwbare en ondersteunende
toiletoplossing voor mensen die hun
onafhankelijkheid willen behouden.

Deze betrouwbare Aquatec range biedt een
zekere en stabiele omgeving met fixaties die
de veilige plaatsing van de toiletverhogers
ondersteunen.

De range biedt een variëteit aan mogelijke
zithoogtes om comfortabel inzetbaar te zijn
voor mensen van verschillende lengtes.

De armsteunen bieden extra stabiliteit en
zijn wegklapbaar voor een eenvoudige
transfer van en naar de toiletspot.



Aquatec 90

- > Verhoogt de toiletzitting met 10 cm.
- > Veilig bevestigd op het toilet door middel van twee zijklemmen.
- > Grote draaiknoppen voor een snelle plaatsing en verwijdering van de toiletverhoger.
- > Zeer hoog belastbaar gewicht van 225 kg.



Aquatec 900

- > Te allen tijde individueel aanpasbaar zonder gereedschap:
 - drie verschillende zithoogtes (6 cm, 10 cm, 15 cm)
 - drie verschillende hoeken, naar voren hellend.
- > Opklapbare, ergonomische armsteunen voor extra steun bij het gaan zitten en opstaan.
- > Met of zonder armsteunen verkrijgbaar.
- > Zitting in alle posities opklapbaar - eenvoudige reiniging.



Aquatec 90000

- > In drie verschillende zithoogtes leverbaar: 2 cm, 6 cm of 10 cm.
- > Kan met of zonder armsteunen besteld worden.
- > Opklapbare, ergonomische armsteunen voor extra steun bij het gaan zitten en opstaan.
- > Deksel en toiletzitting laten zich door het vernuftige clipsysteem geheel zonder gereedschap van de bevestigingsplaat losmaken.



Technische gegevens

Voor meer uitgebreide informatie, zoals de gebruiksaanwijzing, raadpleeg de Invacare website.



Zitbreedte ▼



Zitdiepte ▼



Zithoogte ▼



Total width ▼

	Zitbreedte ▼	Zitdiepte ▼	Zithoogte ▼	Total width ▼
Aquatec 90	365 mm	395 mm	105 mm (voor) 115 mm (achter)	380 mm (met deksel) 375 mm (zonder deksel)
Aquatec 900	360 mm	425 mm	60 / 100 / 150 mm	590 mm (met armsteunen) 430 mm (zonder armsteunen)
Aquatec 90000	365 mm	390 mm	20 / 60 / 100 mm	540 mm (met armsteunen) 380 mm (zonder armsteunen)



Totale diepte ▼



Totale hoogte ▼



Breedte tussen armsteunen ▼



Breedte van de opening ▼

	Totale diepte ▼	Totale hoogte ▼	Breedte tussen armsteunen ▼	Breedte van de opening ▼
Aquatec 90	410 mm	135 mm (met deksel) 125 mm (zonder deksel)	-	210 mm
Aquatec 900	490 mm	380 mm (met armsteunen) 180 mm (zonder armsteunen) 200 mm (zitting tot armsteunen)	510 mm	225 mm
Aquatec 90000	475 mm	230 / 270 / 310 mm (met armsteunen) 30 / 70 / 110 mm (zonder armsteunen) 200 mm (zitting tot armsteunen)	450 mm	205 mm



Diepte van de opening ▼



Gewicht ▼



Belastbaar vermogen ▼

	Diepte van de opening ▼	Gewicht ▼	Belastbaar vermogen ▼
Aquatec 90	270 mm	1,6 kg (met deksel) 1,1 kg (zonder deksel)	225 kg
Aquatec 900	285 mm	5,0 kg (met armsteunen) 2,7 kg (zonder armsteunen)	120 kg
Aquatec 90000	275 mm	4,4 kg (ZH:100 mm) 4 kg (ZH:60 mm) 3,6 kg (ZH:20 mm) (met armsteunen)	150 kg



Frame kleur

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

