

AQUATEC®

Douchekrullen, douchestoelen



Yes, you can.®



Invacare **I-Fit 9780E**

- Hoogte instelbaar van 380 mm tot 550 mm
- Grote ergonomisch gevormde zitting voor comfort
- Eenvoudig schoon te maken
- Lichtgewicht en eenvoudig mee te nemen
- Stijlvol modulair ontwerp
- Hygiëne opening



Invacare **I-Fit 9781E**


- Hoogte instelbaar van 380 mm tot 550 mm
- Wegneembare rugleuning
- Ergonomisch gevormde zitting met rugleuning voor extra comfort
- Eenvoudig schoon te maken
- Lichtgewicht en eenvoudig mee te nemen

Technische gegevens


Kijk voor uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, op invacare.nl.

Artikelnummers	Invacare I-Fit 9780E	Invacare I-Fit 9781E
Douchekruk	9780E	
Douchestoel		9781E
Afmetingen		
Zitbreedte (A)	375 mm	375 mm
Zitdiepte	375 mm	375 mm
Zithoogte	380-550 mm	380-550 mm
Breedte tussen poten	420 mm	420 mm
Diepte tussen poten	440 mm	440 mm
Totale breedte (C)	505 mm	505 mm
Totale diepte (C)	430 mm	430 mm
Totale hoogte (B)	380-550 mm	760-930 mm
Meer informatie		
Gewicht	3,7 kg	4,5 kg
Belastbaar gewicht	180 kg	180 kg
Kleur	Wit	Wit

Invacare **I-Fit 9780E**



Invacare **I-Fit 9781E**



Aquatec **Pico**

- Modulaire douchestoel
- 3 uitvoeringen
- Zitting met anti-slip oppervlak voor veilig zitten
- Grote hygiëne opening, aan voor- of achterzijde, te bepalen door plaatsing van de rug
- Hoogte instelbare poten
- Rubber voetjes voor meer veiligheid
- Eenvoudig in elkaar te zetten zonder gereedschap
- Belastbaar gewicht tot 160 kg



Pico



Pico met armsteunen





Pico met rugleuning en armsteunen

Technische gegevens

Kijk voor uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, op invacare.nl.

Artikelnummers	Aquatec Pico
Douchekruk	9.20.001
Douchekruk met armsteunen	9.21.001
Douchestoel compleet	9.22.001
Rugleuning	16469
Armsteunen (paar)	16468
Afmetingen	
Zitbreedte	430 mm (A)
Zitdiepte	420 mm (B)
Zithoogte	425 - 575 mm (C)
Totale breedte	575 mm (D)
Totale diepte	520 mm (E)
Totale hoogte	825 - 975 mm (F)
Hoogte tot armsteunen	605 - 755 mm (G)
Breedte tussen armsteunen	430 mm (H)
Breedte hygiëne opening	180 mm
Diepte hygiëne opening	145 mm
Stappen hoogteverstelling	25 mm
Meer informatie	
Gewicht douchekruk	3,2 kg
Gewicht douchekruk met armsteunen	4,1 kg
Gewicht douchestoel compleet	4,8 kg
Belastbaar gewicht	160 kg!
Kleur	Wit



Aquatec **Pico Commode**, 3 in 1

- Hoogte instelbare, multifunctionele douche-/toiletstoel
- Veelzijdig: douchestoel, toiletstoel of toiletframe
- Eenvoudig hanteerbaar: toiletemmer kan vanaf iedere zijde verwijderd worden
- Absoluut corrosievrij
- Armsteunen, rugleuning, toiletemmer en geleiderail zijn inbegrepen bij levering
- Zithoogte instelbaar in 6 stappen van 425 - 575 mm
- Hoog belastbaar gewicht tot 160 kg



Pico Commode met 1 armsteun



Pico Commode als toiletgangondersteuning





Pico Commode met universele softzitting

Technische gegevens

Kijk voor uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, op invacare.nl.

Artikelnummers	Aquatec Commode
Douche-/toiletstoel compleet	1525887
Universele softzitting	1526032
Afmetingen	
Zitbreedte	430 mm (A)
Zitdiepte	420 mm (B)
Zithoogte	425 - 575 mm (C)
Totale breedte	575 mm (D)
Totale diepte	520 mm (E)
Totale hoogte	825 - 975 mm (F)
Hoogte tot armsteunen	605 - 755 mm (G)
Breedte tussen armsteunen	430 mm (H)
Stappen hoogteverstelling	25 mm
Hoogte vloer tot onderkant zitting:	
met geleiderail	340 - 475 mm
zonder geleiderail	380 - 525 mm
Breedte hygiëne opening	215 mm
Diepte hygiëne opening	250 mm
Meer informatie	
Gewicht douche-/toiletstoel compleet	4,8 kg
Belastbaar gewicht	160 kg!
Kleur	Wit



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3
 6716 AE Ede
 Nederland



Yes, you can.®