

# **Essential** Care

*Matras van geprofileerd koudschuim*




Een duurzame en effectieve oplossing  
voor comfort en optimale drukverdeling.



De **Essential Care** is een anti-decubitus matras. Het geprofileerde oppervlak zorgt voor een duurzame en effectieve oplossing voor comfort en drukverdeling. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoeften van mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van decubitus.

- ▶ Profilering van het schuim
- ▶ Multi-stretch, waterbestendige polyurethaan hoës.
- ▶ Ritsluiting rond 3 zijden voor eenvoudige inspectie en reiniging



### Hoës

- ▶ De waterbestendige matrashoës biedt een dampdoorlatend, multi-stretch oppervlak dat helpt om transpiratie en wrijf- en schuifkrachten te reduceren. De witte binnenkant van de hoës maakt het eenvoudig om de hoës te controleren op lekkage of schade.

### Schuim profilering

- ▶ De matras heeft een geprofileerde bovenlaag die comfort en drukverlaging biedt.

### Design

- ▶ Het **Essential Care** matras heeft een innovatieve, moderne hoës met een simpele golf, die het matras een frisse en hedendaagse uitstraling geeft.

## Technische gegevens ▼

Voor meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing van het product, raadpleegt u [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl).



Maten ▼



Max. gebruikersgewicht ▼



Max. reinigingstemperatuur ▼

Nominale schuimdichtheid (kg/m<sup>3</sup>) ▼

Artikelnummers ▼

	Maten ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	Max. reinigingstemperatuur ▼	Nominale schuimdichtheid (kg/m <sup>3</sup> ) ▼	Artikelnummers ▼
<b>Essential Care</b> (150 mm hoogte)	2000 x 880 x 150 mm	140 kg	95°	32 - 34	1588619
<b>Essential Care</b> (120 mm hoogte)	2000 x 880 x 120 mm	110 kg	95°	32 - 34	1588614

Geproduceerd volgens Europese Normen:  
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5

1. *Goede verpleegkundige zorg staat centraal bij de preventie van decubitus. Deze matrassen dragen bij aan het slagen van een zorgplan ter preventie van decubitus. Onderwijs, klinische beoordelingen en actieplanning op basis van kwetsbaarheid zijn fundamentele factoren bij de preventie van decubitus. Een reeks beoordelingsschalen kan worden gebruikt als formele methode voor de risicobeoordeling van de ontwikkeling van decubitus. Deze reeks moet worden gebruikt in combinatie met een informele beoordeling (gefundeerde beoordeling van de verpleging).*

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
Nederland



Yes, you can.®