

Essential Visco

Matras met visco toplaag



Een duurzame en effectieve oplossing
voor comfort en drukverdeling.



De **Essential Visco** is een anti-decubitus matras voor de hedendaagse thuiszorg en verpleegkundige omgeving. Dit matras heeft een kwalitatief hoogwaardige, dampdoorlatende, gladde en waterbestendige hoës die helpt om wrijf- en schuifkrachten tegen te gaan op de tere huid van de cliënt. Dit matras voldoet daarnaast aan de moderne hygiëne standaarden.

- ▶ Visco elastisch schuim toplaag
- ▶ Stevige schuimbasis voor extra ondersteuning
- ▶ Multi-stretch, waterbestendige polyurethaan hoës.
- ▶ Ritssluiting rond 3 zijden voor eenvoudige inspectie en reiniging



Visco elastisch schuim toplaag

- ▶ Vormt zich naar de lichaamsvorm van de cliënt voor maximum ondersteuning en optimale drukverdeling.

Hoës

- ▶ De waterbestendige matrashoës biedt een dampdoorlatend, multi-stretch oppervlak dat helpt transpiratie en wrijf- en schuifkrachten te reduceren. De witte binnenkant van de hoës maakt het eenvoudig om de hoës te controleren op lekkage of schade.

Design

- ▶ Het Essential Visco matras heeft een innovatieve, moderne hoës met een simpele golf, die het matras een frisse en hedendaagse uitstraling geeft.

Technische gegevens ▼

Voor meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing van het product, raadpleegt u www.invacare.nl.



Maten ▼



Max. gebruikersgewicht ▼



Max. reinigings-temperatuur ▼

Nominale schuimdichtheid (kg/m³) ▼

Artikelnummers ▼

	Maten ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	Max. reinigings-temperatuur ▼	Nominale schuimdichtheid (kg/m ³) ▼	Artikelnummers ▼
Essential Visco (150 mm hoogte)	2000 x 880 x 150 mm	140 kg	95°	32 - 34, Visco laag 48 - 52	1588533
Essential Visco (120 mm hoogte)	2000 x 880 x 120 mm	110 kg	95°	32 - 34, Visco laag 48 - 52	1588538

Geproduceerd volgens Europese Normen:
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5

1. *Goede verpleegkundige zorg staat centraal bij de preventie van decubitus. Deze matrassen dragen bij aan het slagen van een zorgplan ter preventie van decubitus. Onderwijs, klinische beoordelingen en actieplanning op basis van kwetsbaarheid zijn fundamentele factoren bij de preventie van decubitus. Een reeks beoordelingsschalen kan worden gebruikt als formele methode voor de risicobeoordeling van de ontwikkeling van decubitus. Deze reeks moet worden gebruikt in combinatie met een informele beoordeling (gefundeerde beoordeling van de verpleging).*

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.®