

Küschall®
CHAMPION



UNLIMIT YOUR WORLD

We geloven bij Kuschall dat alles mogelijk is als je de kracht hebt om het te bereiken. De Kuschall Champion biedt een superieure oplossing voor jou. Unlimit je avonturen, unlimit je prestaties, **unlimit your world.**

KÜSCHALL CHAMPION

Kuschall Champion is de unieke rolstoel die je de rijervaring geeft van een vastframe rolstoel met het gemak van een vouwframe. Het is de ultieme combinatie van modern ontwerp met bewezen hybride prestaties. De SK (Swiss Knife) optie zal je Kuschall Champion zo compact maken als de grootte van een rugzak, de ideale reisgenoot voor al je avonturen.

HYDROVORMEN

Sterk, licht en stijf. Het gehydrovormde frame op de Kuschall Champion verbetert je rijprestaties, vergroot de stijfheid en zorgt voor makkelijke transfers met de ergonomische grip.

HYDROGEVORMD FRAME

- Geoptimaliseerde rijprestaties door lagere flexibiliteit (hogere stijfheid) in het kniegedeelte.

COMPACTE LICHTGEWICHT SCHAARREMMEN

- Minimalistisch ontwerp, precisie zelfs in het kleinste detail.

SUPER COMPACT

- De SK (Swiss Knife) optie maakt het mogelijk de Champion op te vouwen tot de grootte van een rugzak.



Küschall® CHAMPION

CARBOLIFE HOEPELS

- Het innovatieve hoepel profiel zorgt ervoor dat je controle behoudt met weinig moeite, terwijl je pols gestabiliseerd wordt.

HYBRIDE SCHAARMECHANISME

- Vouw zonder moeite de rugleuning en rolstoel in één enkele beweging.

UNIEKE VOUW UNIT

- Op één enkele plek kun je feilloos het zwaartepunt ende zithoogte naar de gebruikers wensen instellen.

BLIJF OP KOERS

- Intuïtieve voorwiel behuizing, uitstekend in het vasthouden van de rijrichting.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

UNIEK

De Champion kun je zonder moeite aanpassen en configureren aan de eisen van de gebruiker. Op één plek kun je het zwaartepunt in 9 verschillende zitposities en de zithoogte achter aanpassen. Daarnaast zijn er 5 verschillende mogelijkheden voor het bevestigen van de adapter voor verschillende opstellingen.



HYBRIDE

Het vouwmechanisme is de reden waarom de Champion superieure rijprestaties heeft vergeleken met andere vouwframe rolstoelen. Het perfecte ontwerp hiervan resulteert in een hybride rolstoel: vouwbaar, maar met de stijfheid van een vastframe.

SUPER COMPACT

Vouw het frame eenvoudig met het unieke vouwmechanisme met voor compact en makkelijk vervoer. De SK (Swiss Knife-vouw) optie maakt het mogelijk om de Champion nog kleiner op te vouwen.




HYDRO- GEVORMD FRAME

Het nieuw ontworpen, hydrogevormd frame biedt een ergonomische grip om gebruikers te ondersteunen bij herpositioneren en tijdens transfers.

PERSONALISEREN

1 KIES JE FRAME KLEUR



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Azure Blue



Carmine Red

2 KIES DE DECORATIE STIJL



3 KIES DE DECORATIE KLEUR



Zwart



Rood



Licht grijs



Goud



Rood



Blauw



Donker grijs



Zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ZITBREEDTE

360 - 480 mm
In stappen van 20 mm



ZITDIEPTE

340 - 480 mm
In stappen van 20 mm



ONDERBEEN- LENGTE

320 - 500 mm
Traploos instelbaar



RUGHOOGTE

300 - 465 mm
In stappen van 15 mm



RUGHOEK

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



ZITHOOGTE

Voor: 450 - 540 mm
Achter: 390 - 480 mm



FRAME HOEK

75° / 90°
Recht of adductie



ZWAARTEPUNT

9 posities



CAMBER

0° / 1° / 3°



TOTALE LENGTE

75° 930 mm
90° 830 mm



TOTALE BREEDTE

ZB + 160 - 240 mm



TOTALE BREEDTE GEVOUWEN

280 - 340 mm



GEWICHT

Approx. 9.2 kg



TRANSPORT GEWICHT

6.7 kg



MAX. GEBRUIKERS- GEWICHT

120 kg



Alle maten en gewichten weergegeven zijn gebaseerd op een zitbreedte van 400 mm en zitdiepte van 400 mm in de lichtste en meest compacte configuratie. Gewicht en maten kunnen veranderen met verschillende configuraties. Voor meer informatie bezoek onze website.



UNLIMIT YOUR WORLD

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland