

Küschall®
COMPACT



UNLIMIT YOUR WORLD

Bij Kuschall zijn wij ervan overtuigd dat alles mogelijk is als je de kracht hebt om het te bereiken. De Kuschall Compact is veelzijdig en betrouwbaar. Toon je persoonlijkheid, vergroot je comfort. **Unlimit your world.**

KÜSCHALL COMPACT

De Kuschall Compact is de absolute standaard voor betrouwbaarheid eerste klas kwaliteit. Deze rolstoel komt met wegzwenkbare of vasten beensteunen, is eenvoudig aanpasbaar aan uw behoeften voor nog meer comfort. Of u nu een hoger configuratieniveau nodig heeft, of een actief product, de uitstekende functionaliteiten van de Compact passen bij uw levensstijl.

HYDROGEVORMD

Hydrovorming heeft eenvoudigweg meer toegevoegd aan de constructie van de Compact. Hoewel veelzijdigheid en comfort ongewijzigd blijven, biedt het profiel van hydrogevormde buizen meer stijfheid waar dit nodig is. Hierdoor krijgt de rolstoel een eigentijdse aantrekkelijk uiterlijk.

VOORFRAME

- Compleet redesign van het voorframe en de voethangers. Met hydrovorming kan het gewicht tot 500 gr. worden verminderd.

BEENSTEUN

- Kies je rolstoel met wegzwenkbare beensteunen, ideaal voor transport of transfers, of neem een vast voorframe op 80° of 70° voor meer stijfheid.

VOETPLAAT

- De nieuwe voetplaten passen op alle zitbreedtes en hebben een moderne uitstraling dankzij de nieuwe anti-slip eendelige voetplaat.



Küschall® COMPACT

VOUWSYSTEEM

■ Eenvoudig 'één-vinger' systeem met longitudinaal vergrendelingsmechanisme t.b.v. de zitbuizen als de rolstoel wordt uitgevouwen.

KRUISFRAME

■ Speciaal ontworpen voor eindgebruikers met verminderde kracht én om meer gewicht te kunnen dragen zonder extra ondersteuning voor de framebuizen.

BLIJF KOERS HOUDEN

■ Intuïtieve aanpassing van het zwenkwiel, uitstekend in het stabiel houden van de richting.

VOORVORKEN

■ Nieuw strak design met geïntegreerde lagers. Vuilvorming in de lagers wordt hierdoor sterk verminderd en het onderhoud een stuk eenvoudiger.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

BETROUW- BAAR

Indrukwekkende stijfheid - laag verlies van energie tijdens het rijden d.m.v. diverse ingebouwde technische oplossingen i.c.m. een eendelige voetplaat. De Compact vouwt makkelijker op dan elke andere actieve rolstoel met kruisframe dankzij een speciaal ontworpen constructie, voor eindgebruikers met verminderde kracht.



UITSTEKENDE FUNCTIONALI- TEIT

Unieke kenmerken en voordelen zijn beensteunen die beschikbaar zijn met respectievelijk 70° of 80° hoek en een nauwkeurig instelbaar vergrendelingsmechanisme. Een opvouwbaar rug zorgt ervoor dat deze rolstoel heel klein en compact kan worden gemaakt t.b.v. transport.

VERBETERD COMFORT

Een groot aantal opties maakt het mogelijk om de rolstoel naar eigen behoeften aan te passen, zoals het adductie frame voor betere positionering van je benen. Het is makkelijker om je voeten op de voetplaat te houden en betere manoeuvreerbaarheid aan de voorkant betekent dat de rolstoel minder ruimte nodig heeft.



LICHTER MET HYDROVOR- MING

Het frame is tot in elk detail bijgewerkt d.m.v. hydrovorming technologie en nauwkeurig herontwerpen. Dit heeft o.a. geresulteerd in een substantiële gewichtsreductie tot 500 gr.

PERSONALISEREN

1 KIES JE FRAME KLEUR



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Azure Blue



Carmine Red

2 KIES DE DECORATIE STIJL



3 KIES DE DECORATIE KLEUR



Zwart



Rood



Licht grijs



Goud



Rood



Blauw



Donker grijs



Zwart

TECHNISCHE GEGEVENS

ZITBREEDTE

280 – 500 mm
in stappen van 20 mm



ZITDIEPTE

320 – 500 mm
in stappen van 20 mm



ONDERBEELENLENGTE

200 – 510 mm
in stappen van 10 mm



RUGHOOGTE

300 – 510 mm
in stappen van 15 mm



RUGHOEK

82° / 86° / 90° /
94° / 98° / 102°



ZITHOOGTE

voor: 370 – 530 mm
achter: 370 – 500 mm
in stappen van 10 mm



FRAMEHOEK

70° / 80°
Recht of adductie



TOTALE BREEDE

ZB + 160 mm



TOTALE BREEDE (DICHTGEVOUWEN)

circa 290 mm



TOTALE LENGTE

70°: circa 940 mm
80°: circa 890 mm



CAMBER

0° / 3°



TOTAAL GEWICHT ONBELAST

circa 10.5 kg (swing away)
circa 9.6 kg (fixed frame)



TRANSPORT GEWICHT

circa 7.8 kg (swing away)
circa 6.7 kg (fixed frame)



MAX. GEBRUIKERS GEWICHT

130 kg



CRASH TEST

Goedgekeurd - Voldoet aan
de eisen van ISO 7176-19



Alle aangegeven afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op zitbreedte 400 mm en zitdiepte 400 mm in de lichtste en meest compacte configuratie. Gewicht en afmetingen kunnen veranderen met de verschillende configuraties. Voor meer informatie raadpleeg de gebruiksaanwijzing op onze website.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland