

# NordBed™ Accessoires



Oplossingen voor iedereen!



Voor de Invacare NordBed range is een breed scala aan accessoires beschikbaar die de mogelijkheid bieden om het bed naar behoefte aan te passen. Zo kan een bed worden gecreëerd dat aansluit bij de persoonlijke omgeving en individuele wensen van de cliënt.

Deze brochure toont tevens compatibiliteit van bedden, zijhekken en bedeinden.

## Bedeinden

Een moderne range hoofd-/voetenborden met een huiselijke uitstraling voor iedere smaak en voorkeur. Verkrijgbaar in verschillende houtafwerkingen en kleuren. Alle bedeinden zijn eenvoudig afneembaar zonder gereedschap.




**Una**

Kan in combinatie met volle lengte zijhekken, gedeelde zijhekken of zijpanelen



**Una / Una Low**

Kan in combinatie met zijpanelen



**Nora**

Kan in combinatie met volle lengte zijhekken, gedeelde zijhekken of zijpanelen



**Nanna**

Kan in combinatie met zijpanelen

Bedeinden	Beuken	Eiken	Omber	Beuken/Blauw	Blauw	Wit
						
Una bedeinden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nora bedeinden	✓	✓	✓			
Nanna bedeinden	✓	✓	✓			

---

## Zijpanelen

---

Onze range zijpanelen geven een huiselijke uitstraling.



### Houten zijpaneel

Kan in combinatie met Una en Nora beddeinden



### Houten zijpaneel

Kan in combinatie met Nanna beddeinden

---

## Zijhekken

---

Zijhekken kunnen om verschillende redenen worden ingezet: voor valpreventie van de cliënt, voor ondersteuning bij het herpositioneren in bed, als transferondersteuning etc.

De Invacare zijhekken kunnen bij deze doelen worden ingezet zonder in te boeten op gezonde werkomstandigheden voor de zorgverlener.



### Freya

Zijhek, volle lengte in hout  
200 cm, 210 cm en 220 cm



### Embla

Zijhek, volle lengte in aluminium  
200 cm



### Embla verlengbaar

Zijhek, volle lengte in aluminium.  
Traploos instelbare lengte 200 -  
220 cm



### Torill Kort - deelbaar

Instelbaar in 3 hoogtes, 80 cm



### Torill Lang - deelbaar

Instelbaar in 3 hoogtes, 97 cm

## Zijhekken



### Freya zijhek verhoger

Freya zijhekken kunnen worden verhoogd met 6 cm of 10 cm voor veilig gebruik van een hoog matras



### Embla zijhek verhoger

Embla zijhekken kunnen worden verhoogd met 6 cm of 10 cm en verlengd naar 200 - 220 cm

Zijhekken	Una	Nora	Nanna
			
Freya	✓	✓	
Embla	✓	✓	
Torill	✓*	✓*	

\* Bedeinden zonder geleiderails voor zijhekken over de volle lengte

## Zijhek hoezen

Er is een keuze uit 2 soorten zijhek hoezen. De gepolsterde versie wordt gebruikt om te voorkomen dat de cliënt zich verwondt. De net versie voorkomt dat de cliënt met arm of been door de openingen van het zijhek steekt, zonder dat het zicht van de cliënt wordt ontnomen.

Alle hoezen kunnen op de zijhekken blijven als deze omhoog/omlaag gaan.

Alle hoezen kunnen eenvoudig worden verwijderd en zijn te wassen op 90 graden.



### Zijhek hoezen gepolsterd

Voor Freya en Embla zijhekken



### Zijhek hoezen gepolsterd

Voor Freya en Embla zijhekken met verhoger



### Net cover

Voor Freya en Embla zijhekken

## Hulpmiddelen voor herpositionering

Onze stabiele handgrepen en mobiliteit accessoires bevorderen de onafhankelijkheid van de cliënt door hem/haar te ondersteunen bij het zichzelf herpositioneren in bed en bij het veilig in en uit bed stappen.



**Steungreep**

H40 x B30 cm



**Steungreep**

H40 x B90 cm



**Steungreep zwenkbaar**

De zwenkbare handgrepen maken het mogelijk om de benen over de grepen heen te zwaaien voordat de greep uitgevouwen wordt. Kan enkel of dubbel worden gebruikt



**Sta-op steun**

Maakt het in en uit bed komen eenvoudiger



**Zit-op steun**


Ondersteunt de cliënt bij het goed rechtop zitten en kan ook helpen bij het in en uit bed stappen



**Papegaai**

Handgreep kan in zowel hoogte als diepte worden aangepast

## Overige accessoires



**Torill zijhek verlengset**



**Buisbedekker**

Te monteren op het bedframe om de verlenging te bedekken



**Handset houder**



**Stootbumper**

Voorkomt dat muren beschadigd raken wanneer het bed verplaatst wordt. Kan eenvoudig op het bedframe gemonteerd worden, zowel aan de zijkant als de korte kant

NB. Ook een uitrolmatras en stootwielen behoren tot de mogelijkheden. Verlengkit +10 cm: beschikbaar op het NordBed Essential

## Elektrische accessoires

Er zijn verschillende handbedieningen voor verschillende behoeftes verkrijgbaar voor de NordBed range.



### Handbediening voor Optimo en Ultra

Met anti-trendelenburg / met en zonder trendelenburg en verlichting onder het bed



### LCD Handbediening

Met RememberMe™ functionaliteit (Optimo en Ultra)



### Verlichting onder het bed

Eenvoudig om het licht aan te zetten, Helpt bij valpreventie



### Handbediening voor Essential

De standaard handbediening



### Handbediening voor Essential

Verkrijgbaar met anti-trendelenburg en optioneel trendelenburg



### LED lamp

Mooi, modern ontwerp, laag energieverbruik (4W). Kan worden vastgemaakt aan de steungreep bracket op alle Invacare bedden in aluminium

Optimo & Ultra																						
Matras hoogte cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Freya (200 cm, 210 cm en 220 cm)																						
Embla/Embla Verlengd																						
Freya/Embla zijhek met verhoger + 6 cm																						
Freya/Embla zijhek met verhoger + 10 cm																						
Torill Lang/Torill Kort																						

Essential																						
Matras hoogte cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Freya (200 cm, 210 cm en 220 cm)																						
Embla/Embla Verlengd																						
Freya/Embla zijhek met verhoger + 6 cm																						
Freya/Embla zijhek met verhoger + 10 cm																						
Torill Lang/Torill Kort																						

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
 nederland@invacare.com  
 www.invacare.nl

Invacare B.V.  
 Galvanistraat 14-3  
 6716 AE Ede  
 Nederland

